



Устройство для усиления
собственных защитных сил
и корректировки естественных
электромагнитных излучений
природных биосистем

DeVita AP
Модель Mini

Руководство по эксплуатации • Паспорт

Введение

Уникальный прибор не имеющий аналогов в мире. Необходим каждому человеку для поддержания высокого коэффициента здоровья в условиях современного мира. Прибор используют для снятия стрессового отягощения, вызванного присутствием в организме человека паразитарных форм: вирусов, бактерий, грибов, простейших, гельминтов. А также наличия эндо- и экзотоксинов, блокирующих работу основных выделительных систем, что является одной из ключевых причин возникновения проблем со здоровьем.

Метод работы

Антипаразитарное действие прибора основано на результатах масштабных исследований ученого и инженера Р. Райфа и его последователей. Ученые доказали, что каждое живое существо обладает собственным электромагнитным излучением. Волны определенной частоты, воспроизводимые устройством, вступают в резонанс с собственным излучением микроорганизмов, усиливая его естественные колебания. Интенсивные колебания становятся губительными для паразитов. Устройство DeVita AP Mini имеет отдельные частоты колебаний для определенных видов вирусов, бактерий, гельминтов, простейших и грибов и, помимо этого, позволяет провести глубокую очистку организма от токсинов.

Возможности прибора

В прибор входят 14 базовых комплексов, состоящих из ручных и автоматических программ. Каждый пользователь может создавать свои уникальные комплексы (всего прибор вмещает до 50) и имеет возможность закидывать новые комплексы и программы, которые будут создаваться специалистами компании.

Время использования

Прибор DeVita AP Mini целесообразно применять во второй половине дня или в ночное время, расположив его под подушкой тыльной стороной к себе.

Для комплексного решения проблем со здоровьем, поддержания высокого тонуса и резервов адаптации рекомендуем задействовать приборы DeVita Energy Mini в утреннее время и DeVita Ritm Mini в дневное. Методика использования приборов DeVita описана в комплексах.

Комплексы

- | | | |
|----------------------------|----------------------|----------------------|
| 1. Общий список программ | 6. Без простуды | 11. Стоп аллергия |
| 2. Сердце и сосуды | 7. Движение без боли | 12. Здоровье мужчины |
| 3. Пищеварение без проблем | 8. Для спортсменов | 13. Здоровье женщины |
| 4. Стоп стресс | 9. Чистая кожа | 14. Стройная фигура |
| 5. Стоп бессонница | 10. Стоп паразиты | |

1. Комплекс «Общий список программ»

- | | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| 1. Антипростуда | 33. Базовая 2 автомат |
| 2. Антигрипп | 34. Базовая 3 автомат |
| 3. Антивирус | 35. Базовая 4 автомат |
| 4. ЖКТ в порядке | 36. Очищение автомат |
| 5. Дренаж антитоксический | 37. Стоп паразиты автомат |
| 6. Дренаж общая | 38. Стоп грипп автомат |
| 7. Помощь при отравлениях | 39. Стоп герпес S автомат |
| 8. Интимное здоровье | 40. Стоп герпес Z автомат |
| 9. Мексиканка детокс | 41. Без простуды автомат |
| 10. Нет аллергии | 42. Поддержка иммунитета автомат |
| 11. Без грибка | 43. Без гельминтов автомат |
| 12. Стоп грипп базовая | 44. Снижаем вес автомат |
| 13. Нет хеликобактеру | 45. Уменьшаем объем автомат |
| 14. Стоп бактерии | |
| 15. Стоп кандида | |
| 16. Нет хламидиям | |
| 17. Без гепатита А | |
| 18. Здоровая лимфа | |
| 19. Стоп герпес | |
| 20. Без токсинов | |
| 21. Стоп герпес симплекс | |
| 22. Стоп герпес зостер | |
| 23. Стоп плесень и грибки | |
| 24. Нет нематод и аскарид | |
| 25. Стоп паразиты ЖКТ | |
| 26. Стоп паразиты общая | |
| 27. Нет простейшим | |
| 28. Без шистосом и трематод | |
| 29. Нет стафилококками | |
| 30. Нет стрептококкам | |
| 31. Управление весом | |
| 32. Базовая 1 автомат | |

Описание автоматических программ

Название	На что направлена	Время работы
Базовая 1 автомат	Угнетает активность вирусов, подавляет жизнедеятельность протозойных микроорганизмов. Оптимальная профилактика заболеваний при смене климатических поясов, посещении Азиатских стран.	6:47
Базовая 2 автомат	Снимает токсическую нагрузку, вызванную стрепто- и стафилококками. Эффективно как при простудных заболеваниях, так и для профилактики кожных инфекций.	7:53
Базовая 3 автомат	Способствует снятию бактериального отягощения органов ЖКТ и мочеполовой системы.	8:26
Базовая 4 автомат	Выводит микотоксины, образованные плесневыми и дрожжевыми грибами. Снижает риск накопления канцерогенных факторов.	7:47
Очищение автомат	Способствует выводу токсинов, нормализации лимфооттока, укреплению лимфатических сосудов. Помогает выводу лишней жидкости из межклеточного пространства, обладает антисептическим эффектом.	7:10
Стоп паразиты автомат	Снижает стрессовое паразитарное отягощение печени, поджелудочной железы, кишечника, а также токсическую нагрузку, вызванную жизнедеятельностью данных форм.	7:38
Стоп грипп автомат	Подавляет активность различных штаммов вируса гриппа, способствует снятию симптомов интоксикации и облегчению состояния человека во время заболевания.	6:38
Стоп герпес S автомат	Предотвращает развитие герпеса симплекса и его токсическое воздействие на организм: образование пузырьков на слизистых оболочках, коже, уменьшает зуд.	7:35
Стоп герпес Z автомат	Снижает деятельность вирусов герпеса зостера, уменьшает токсические признаки его проявления на поверхности кожи и болевые ощущения.	5:47
Без простуды автомат	Препятствует развитию респираторных вирусов, уменьшает симптомы интоксикации, приводит к снижению воспалительных реакций и вероятности осложнений	8:09

Поддержка иммунитета автомат	Блокирует активность различных вирусов, их распространение в организме человека, способствует активации иммунитета. Эффективна как профилактика простудных инфекций при переохлаждении и в период массовых заболеваний.	5:03
Без гельминтов автомат	Способствует нарушению жизнедеятельности гельминтов и их естественному выводу из организма, снижает токсическую нагрузку. Эффективна как профилактика гельминтозов у детей и взрослых.	3:18
Снижаем вес автомат	Уменьшает паразитарную нагрузку и уничтожает вирусы, являющиеся причиной лишнего веса. Нормализует работу вегетативной нервной системы, поддерживает тонус организма и улучшает психоэмоциональное состояние.	4:28
Уменьшаем объем автомат	Очищает организм от токсинов, нормализует лимфоток, поддерживает иммунитет и повышает жизненную энергию.	4:31

Внимание! В процессе использования программ первого месяца возможно проявление признаков интоксикации в виде: тошноты, головной боли, першения или других симптомов. В этом случае в течение 3-его месяца необходимо повторить соответствующие программы. Каждая из них задействуется курсом с учетом жизненного цикла инфекционного возбудителя.

Так:

- «Базовая 1 — 3 автомат» применяют 14 дней;
- «Базовая 4 автомат» — 30 дней.

Прибор задействуют ежедневно в ночное время.

2. Комплекс «Сердце и сосуды»

Применяют при проблемах с сердечно-сосудистой и лимфатической системами.

1 месяц ежедневно в ночное время по следующей схеме:

- 1 неделя — «Базовая 1 автомат»
- 2 неделя — «Базовая 2 автомат»
- 3 неделя — «Базовая 3 автомат»
- 4 неделя — «Базовая 4 автомат»

2 месяц:

- 1-2 неделя — программа «Без шистосом и трематод» ежедневно в вечернее время после программ DeVita Ritm Mini.
- 3-4 неделя — программа «Нет хламидиям» ежедневно в вечернее время после

программ DeVita Ritm Mini.

- 1-4 неделя — «Очищение автомат» ежедневно в ночное время.

3 месяц: программы 1-ого месяца по необходимости

4 месяц: «Стоп паразиты автомат» ежедневно в ночное время 1 неделю.

3. Комплекс «Пищеварение без проблем»

При хронических проблемах с органами ЖКТ и как дополнительное средство при отравлениях.

1 месяц ежедневно в ночное время по следующей схеме:

- 1 неделя — «Базовая 1 автомат»

- 2 неделя — «Базовая 2 автомат»

- 3 неделя — «Базовая 3 автомат»

- 4 неделя — «Базовая 4 автомат»

2 месяц:

- 1-2 неделя — программа «Без шистосом и трематод» ежедневно в вечернее время после программ DeVita Ritm Mini.

- 3-4 неделя — программа «Дренаж антитоксический» ежедневно в вечернее время после программ DeVita Ritm Mini.

- 1-4 неделя — «Очищение автомат» ежедневно в ночное время.

По необходимости:

«Нет хеликобактеру» — ежедневно в вечернее время в течение месяца.

3 месяц: программы 1-ого месяца по необходимости

4 месяц: «Стоп паразиты автомат» ежедневно в ночное время 1 неделю.

При отравлениях:

- «Базовая 3 автомат»

- программа «Помощь при отравлениях»

Ежедневно в течение 10 дней чередуя друг с другом.

4. Комплекс «Стоп стресс»

При стрессовом напряжении, ощущении усталости, снижении работоспособности, депрессивных состояниях.

1 месяц ежедневно в ночное время по следующей схеме:

- 1 неделя — «Базовая 1 автомат»
- 2 неделя — «Базовая 2 автомат»
- 3 неделя — «Базовая 3 автомат»
- 4 неделя — «Базовая 4 автомат»

2 месяц: «Очищение автомат» ежедневно в ночное время.

3 месяц: программы 1-ого месяца по необходимости

4 месяц: «Стоп паразиты автомат» ежедневно в ночное время 1 неделю.

5. Комплекс «Стоп бессонница»

При состоянии нервного возбуждения, проблемах с засыпанием, нарушении сна.

1 месяц ежедневно в ночное время по следующей схеме:

- 1 неделя — «Базовая 1 автомат»
- 2 неделя — «Базовая 2 автомат»
- 3 неделя — «Базовая 3 автомат»
- 4 неделя — «Базовая 4 автомат»

2 месяц: «Очищение автомат» ежедневно в ночное время.

3 месяц: программы 1-ого месяца по необходимости

4 месяц: «Стоп паразиты автомат» ежедневно в ночное время 1 неделю.

6. Комплекс «Без простуды»

Для профилактики простудных заболеваний, а также облегчения состояния при бактериальных и вирусных инфекциях.

В сезон простудных заболеваний, при переохлаждении организма:

- «Поддержка иммунитета автомат» 1-2 раза в неделю

При первых признаках простудных заболеваний (кроме гриппа) в первые два дня:

- «Без простуды автомат»

Далее в течение 5 – 7 дней ежедневно чередуя друг с другом:

- «Базовая 2 автомат»
- программа «Антипростуда»

При наличии кашля — дополнительно программа «Стоп бактерии»

При первых признаках заболевания гриппом в первые 2 дня чередуя друг с другом :

- программа «Антивирус»
- «Стоп грипп автомат»

Далее ежедневно в течение 5 дней: «Стоп грипп автомат»

По окончании подключить «Базовая 2 автомат» ежедневно 5-7 дней, также по необходимости программу «Стоп бактерии».

7. Комплекс «Движение без боли»

При проблемах с опорно-двигательным аппаратом: болевых ощущениях, воспалениях суставов, мышц, позвоночника, травмах.

1 месяц ежедневно в ночное время по следующей схеме:

- 1 неделя — «Базовая 1 автомат»
- 2 неделя — «Базовая 2 автомат»
- 3 неделя — «Базовая 3 автомат»
- 4 неделя — «Базовая 4 автомат»

2 месяц:

- «Очищение автомат» ежедневно в ночное время.
- программа «Стоп бактерии» и «Дренаж антитоксический».

Ежедневно в вечернее время после программ DeVita Ritm Mini в течение 14 дней.

3 месяц: программы 1-ого месяца по необходимости

4 месяц по необходимости: «Стоп паразиты автомат» ежедневно в ночное время 1 неделю.

8. Комплекс «Для спортсменов»

При интенсивных физических нагрузках, травмах, а также с целью снижения токсической нагрузки и быстрого восстановления после тренировок.

1 месяц ежедневно в ночное время по следующей схеме:

- 1 неделя — «Базовая 1 автомат»
- 2 неделя — «Базовая 2 автомат»
- 3 неделя — «Базовая 3 автомат»
- 4 неделя — «Базовая 4 автомат»

2 месяц: «Очищение автомат» ежедневно раз в неделю

3 месяц: программы 1-ого месяца по необходимости

4 месяц: «Стоп паразиты автомат» ежедневно в ночное время 1 неделю.

9. Комплекс «Чистая кожа»

При воспалительных процессах на коже, грибковом отягощении волос и ногтей, герпетическом отягощении (опоясывающий лишай).

1 месяц ежедневно в ночное время по следующей схеме:

- 1 неделя — «Базовая 1 автомат»
- 2 неделя — «Базовая 2 автомат»
- 3 неделя — «Базовая 3 автомат»
- 4 неделя — «Базовая 4 автомат»

2 месяц: «Очищение автомат» ежедневно в ночное время.

По необходимости:

- при грибковом отягощении программа «Без грибка» ежедневно в вечернее время после программ DeVita Ritm Mini

3 месяц по необходимости:

- программы 1-ого месяца
- при герпетическом отягощении: «Стоп герпес S автомат» или «Стоп герпес Z автомат» в ночное время.

4 месяц по необходимости: «Стоп паразиты автомат» ежедневно в ночное время 1 неделю.

10. Комплекс «Стоп паразиты»

Для поддержания здоровья у группы риска: владельцев домашних животных, садовых участков, путешественников, семьям с детьми до 12 лет. При изменении аппетита, необъяснимых болях, воспалении, появлении аллергии.

1 месяц ежедневно в ночное время по следующей схеме:

- 1 неделя — «Базовая 1 автомат»
- 2 неделя — «Базовая 2 автомат»
- 3 неделя — «Базовая 3 автомат»
- 4 неделя — «Базовая 4 автомат»

2 месяц: «Очищение автомат» ежедневно в ночное время.

3 месяц: по необходимости: программы 1-ого месяца

4 месяц: «Стоп паразиты автомат» и «Без гельминтов автомат», чередуя друг с другом через день в ночное время 1 месяц.

Дополнительно:

при наличии симптомов кашля – программа «Стоп бактерии» – ежедневно в вечернее время после программ DeVita Ritm Mini, 14 дней.

При герпетическом отягощении:

- программа «Стоп герпес симплекс» - при первых признаках высыпания каждые 3 часа, затем ежедневно 1-2 раза в день «Стоп герпес S автомат» в ночное время 1 месяц.

- программа «Стоп герпес зостер» - при первых признаках высыпания каждые 3 часа, затем ежедневно 1-2 раза в день «Стоп герпес Z автомат» в ночное время 1 месяц.

При посещении стран Азии и Африки для профилактики вирусной нагрузки печени программа - «Без гепатита А» - ежедневно 1-2 раза в сутки в течение месяца.

11. Комплекс «Стоп аллергия»

При различных аллергических реакциях: на пищу, пыль, домашних животных, пыльцу растений..

1 месяц ежедневно в ночное время по следующей схеме:

- 1 неделя — «Базовая 1 автомат»
- 2 неделя — «Базовая 2 автомат»
- 3 неделя — «Базовая 3 автомат»
- 4 неделя — «Базовая 4 автомат»

Дополнительно:

- программа «Нет аллергии» в вечернее время после программ DeVita Ritm Mini.

2 месяц:

- 1-2 неделя — программа «Без шистосом и трематод» в вечернее время после программ DeVita Ritm Mini.
- 3-4 неделя — программа «Нет аллергии» ежедневно в вечернее время после программ DeVita Ritm Mini.
- 1-4 неделя — «Очищение автомат» ежедневно в ночное время.

3 месяц:

- программы 1-ого месяца по необходимости
- программа «Нет аллергии» ежедневно в ночное время.

4 месяц:

- «Стоп паразиты автомат» по необходимости ежедневно в ночное время 1 неделю.
- программа «Нет аллергии» ежедневно в ночное время.

Внимание! При поллинозе курс необходимо начинать за 2 месяца до цветения растений. Стойкий положительный результат по решению проблем с аллергией можно получить при регулярном использовании программ комплекса на протяжении 6 месяцев.

12. Комплекс «Здоровье мужчины»

При психологических и функциональных проблемах с органами мужской мочеполовой системы.

1 месяц ежедневно в ночное время по следующей схеме:

- 1 неделя — «Базовая 1 автомат»
- 2 неделя — «Базовая 2 автомат»
- 3 неделя — «Базовая 3 автомат»
- 4 неделя — «Базовая 4 автомат»

2 месяц:

- «Очищение автомат» ежедневно в ночное время.
- программа «Нет хламидиям» в вечернее время после программ DeVita Ritm Mini.

3 месяц по необходимости: программы 1-ого месяца

4 месяц по необходимости: «Стоп паразиты автомат» ежедневно в ночное время 1 неделю.

13. Комплекс «Здоровье женщины»

При функциональных нарушениях женской мочеполовой системы, для гармонизации работы организма в предменструальный и климактерический период.

1 месяц ежедневно в ночное время по следующей схеме:

- 1 неделя — «Базовая 1 автомат»
- 2 неделя — «Базовая 2 автомат»
- 3 неделя — «Базовая 3 автомат»
- 4 неделя — «Базовая 4 автомат»

2 месяц:

- «Очищение автомат» ежедневно в ночное время.

- программа «Нет хламидиям» в вечернее время после программ DeVita Ritm Mini.

3 месяц по необходимости: программы 1-ого месяца

4 месяц по необходимости: «Стоп паразиты автомат» ежедневно в ночное время 1 неделю.

14. Комплекс «Стройная фигура»

Для мягкого комфортного снижения веса, регулирования аппетита.

Внимание! Для получения наиболее эффективного результата перед применением данного комплекса, рекомендуем сначала снизить возможную паразитарную и токсическую нагрузку, используя основные режимы («Базовая 1-4 автомат», «Очищение автомат», «Стоп паразиты автомат») комплекса «Стоп паразиты» в течение 3-4 месяцев.

4-6 месяц: режимы «Снижаем вес автомат» и «Уменьшаем объем автомат» через день чередуя друг с другом в ночное время

Подробную информацию по комплексам смотрите на сайте компании www.deholding.info в разделе «Продукция» – «Комплексы».

При регулярном, правильном использовании приборов DeVita серии Mini любой пользователь получит однонаправленный положительный результат эффективного оздоровления, молодости и долголетия.

www.deholding.info

ООО «Дета-Элис Холдинг» – эксклюзивный
дистрибьютор Deta-Elis Europa GmbH
Kaiserstrasse 74, 63065 Offenbach, Germany