



Deta
Elis
Holding

Здоровье
Иновации
Человек

Устройство для гармонизации
и корректировки естественных
электромагнитных излучений
природных биосистем

DeVita Ritm+
Модель Mini

Методические рекомендации

DeVita Центр

Продажи приборов DeVita и
экспертное сопровождение

<https://devitacenter.com/>

Введение

Уникальный прибор не имеющий аналогов в мире. Необходим каждому человеку для поддержания высокого коэффициента здоровья в условиях современного мира. Прибор используют для защиты от стресс-факторов, поддержания гомеостаза, улучшения работоспособности, предотвращения преждевременного старения.

Метод работы

Действие прибора основано на разработках ученых Р. Фолля, Х. Шиммеля, А.Ф. Крамера и других, занимавшихся изучением электромагнитного излучения организма. По их исследованиям, каждый орган имеет свои собственные колебания, которые у ослабленных органов отличаются от здоровых. Устройство DeVita Ritm+ Mini имеет отдельные биорезонансные частоты малой интенсивности для различных органов и систем, имитирующие колебания здоровых органов. Воздействие этих частот «перенастраивает» организм на здоровую волну, что, в результате, приводит к повышению резервов адаптации и восстановлению процессов саморегуляции.

Возможности прибора

В прибор входят 22 (из них 6 новых) комплексов, состоящих из ручных и автоматических программ. Каждый пользователь может создавать свои уникальные комплексы (всего прибор вмещает до 50) и имеет возможность закачивать новые комплексы и программы, которые будут создаваться специалистами компании.

Время использования

Прибор DeVita Ritm+ Mini целесообразно применять в первой половине дня, также когда есть необходимость. Располагать устройство необходимо тыльной стороной к себе.

Для комплексного решения проблем со здоровьем, поддержания высокого тонуса и резервов адаптации рекомендуем задействовать приборы DeVita Energy 11 Mini в утреннее время и DeVita AP+ Mini в вечернее или ночное.

В данных Методических рекомендациях содержится перечень всех программ, входящих в указанные ниже комплексы, схемы применения прибора DeVita Ritm+ Mini для комплексов № 3 - 19, описание автоматических программ. Подробные схемы применения приборов даны в каталоге «Комплексный подход». Описание всех ручных программ с указанием их применения - в брошюре «Перечень ручных программ DeVita Ritm+ Mini».

Комплексы

- | | | |
|----------------------------|----------------------|----------------------|
| 1. Общий список программ 1 | 10. Чистая кожа | 19. Стоп коронавирус |
| 2. Общий список программ 2 | 11. Стоп паразиты | 20. Скорая помощь |
| 3. Сердце и сосуды | 12. Стоп аллергия | 21. Гастро + |
| 4. Пищеварение без проблем | 13. Здоровье мужчины | 22. Здоровая кожа |
| 5. Стоп стресс | 14. Здоровье женщины | 23. Здоровая спина |
| 6. Стоп бессонница | 15. Стройная фигура | 24. Здоровье 60+ |
| 7. Без простуды | 16. Защити себя* | 25. Здоровый ребенок |
| 8. Движение без боли | 17. SOS! Клещи!* | |
| 9. Для спортсменов | 18. Здоровые зубы* | |

1. Комплекс «Общий список программ 1»

- | | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| 1. 7 чакр | 27. Полное очищение автомат |
| 2. Активная защита | 28. Высокий тонус автомат |
| 3. Антистресс | 29. Здоровый метаболизм автомат |
| 4. Кровообращения регуляция | 30. Без отравлений автомат |
| 5. Чистые почки | 31. Давление в норме автомат |
| 6. Чистая лимфа | 32. Здоровый сон автомат |
| 7. Детоксикация | 33. Суставы без боли автомат |
| 8. Пищеварение | 34. Здоровые суставы автомат |
| 9. Обмен веществ в норме | 35. Мужское здоровье автомат |
| 10. Женское здоровье | 36. Стоп подагра автомат |
| 11. Мужское здоровье | |
| 12. Здоровое сердце | |
| 13. Здоровый сон | |
| 14. Гормоны в норме | |
| 15. Кишечник без проблем | |
| 16. Суставы без воспаления | |
| 17. Суставы без боли | |
| 18. Иммунная защита | |
| 19. Клеточное дыхание | |
| 20. Здоровые почки | |
| 21. Вегетативная регуляция | |
| 22. Здоровые суставы | |
| 23. Без простатита | |
| 24. Нервное равновесие | |
| 25. Здоровый день автомат | |
| 26. Здоровье автомат | |

2. Комплекс «Общий список программ 2»

- | | |
|---------------------------|-----------------------------------|
| 1. Сердечный ритм в норме | 15. Антипростуда |
| 2. Здоровое зрение | 16. Дыши легко |
| 3. Хорошее настроение | 17. Красивая кожа |
| 4. Стоп травмы | 18. Красивые волосы и ногти |
| 5. Женская сексуальность | 19. Здоровые уши |
| 6. Мужская сексуальность | 20. Поджелудочная в норме |
| 7. Предтреник | 21. Здоровая щитовидна |
| 8. Тренировка | 22. Нервная система общая |
| 9. После тренировки | 23. Крепкие зубы |
| 10. Без аллергенов | 24. Горло без проблем |
| 11. Антиварикоз | 25. Без простуды автомат |
| 12. Голова без боли | 26. Здоровье кожи и волос автомат |
| 13. Сахар в норме | |
| 14. Оперативная память + | |

Внимание! В зависимости от степени интоксикации организма при воздействии автопрограммы «Полное очищение автомат» в первые дни использования могут появляться неприятные ощущения, тошнота, головная боль, усилиться моче- и потоотделение, участиться процесс дефекации и др).

Старайтесь пить больше чистой питьевой воды, принимайте душ 2 раза в день. Если есть серьезные хронические заболевания, то первые 2 недели используйте программу через день.

3. Комплекс «Сердце и сосуды»

Применяют при проблемах с сердечно-сосудистой и лимфатической системами.

1 месяц ежедневно чередуя друг с другом через день:

- «Здоровый день автомат»
- «Здоровье автомат»

Дополнительно ежедневно во второй половине дня:

- при нестабильности давления (отклонения от нормы) – «Даление в норме автомат»

По необходимости:

- программа «Сердечный ритм в норме», «Антиварикоз», «Голова без боли»

2 месяц ежедневно чередуя друг с другом через день:

- «Здоровый день автомат»
- «Здоровье автомат»
- дополнительные программы первого месяца ежедневно во второй половине дня.

3 месяц: «Полное очищение автомат»

4 месяц:

— «Здоровый день автомат»

— «Здоровье автомат»

— дополнительные программы первого месяца ежедневно во второй половине дня.

4. Комплекс «Пищеварение без проблем»

При хронических проблемах с органами ЖКТ и как дополнительное средство при отравлениях.

1 месяц ежедневно чередуя друг с другом через день:

— «Здоровый день автомат»

— «Здоровье автомат»

По необходимости ежедневно во второй половине дня:

— при нарушении работы кишечника, печени, желчного пузыря – программа – «Кишечник без проблем»

— при нестабильности уровня сахара в крови – «Сахар в норме»

— при проблемах с поджелудочной железой – «Поджелудочная в норме»

2 месяц ежедневно чередуя друг с другом через день:

— «Здоровый день автомат»

— «Здоровье автомат»

— программы по необходимости во второй половине дня

3 месяц: «Полное очищение автомат»

4 месяц ежедневно чередуя друг с другом через день:

— «Здоровый день автомат»

— «Здоровье автомат»

— программы по необходимости во второй половине дня

При отравлениях:

— «Без отравлений автомат» – ежедневно в течение 3-5 дней.

5. Комплекс «Стоп стресс»

При стрессовом напряжении, ощущении усталости, снижении работоспособности, депрессивных состояниях.

1 месяц ежедневно чередуя друг с другом через день:

— «Здоровый день автомат»

— «Здоровье автомат»

По необходимости во второй половине дня:

— для улучшения процесса запоминания, снятия умственного утомления – программа – «Оперативная память +»

— для снижения высокой стрессовой нагрузки – «Нервное равновесие»

— при угнетенном состоянии, депрессии – «Хорошее настроение»

2 месяц ежедневно чередуя друг с другом через день:

— «Здоровый день автомат»

— «Здоровье автомат»

— программы по необходимости во второй половине дня

3 месяц: «Полное очищение автомат»

4 месяц ежедневно чередуя друг с другом через день:

— «Здоровый день автомат»

— «Здоровье автомат»

— программы по необходимости во второй половине дня.

6. Комплекс «Стоп бессонница»

При состоянии нервного возбуждения, проблемах с засыпанием, нарушении сна.

1 месяц ежедневно чередуя друг с другом через день:

— «Здоровый день автомат»

— «Здоровье автомат»

По необходимости:

— При регулярных проблемах с засыпанием — программа «Здоровый сон», ежедневно за 2 часа до сна.

— при нарушении сна в результате депрессии — программы «Хорошее настроение» и «Здоровый сон», ежедневно за 3 часа до сна

— при нарушении сна в следствие нервного перенапряжения – «Здоровый сон автомат», ежедневно за 3 часа до сна

2 месяц ежедневно чередуя друг с другом через день:

— «Здоровый день автомат»

— «Здоровье автомат»

— программы по необходимости

3 месяц: «Полное очищение автомат»

4 месяц ежедневно чередуя друг с другом через день:

- «Здоровый день автомат»
- «Здоровье автомат»
- программы по необходимости

7. Комплекс «Без простуды»

Для профилактики простудных заболеваний, а также облегчения состояния при бактериальных и вирусных инфекциях.

В сезон простудных заболеваний, при переохлаждении организма – ежедневно чередуя друг с другом через день:

- «Здоровый день автомат»
- «Здоровье автомат»

При первых признаках простудных заболеваний (кроме гриппа), чередуя друг с другом через день:

- «Здоровый день автомат»
- «Здоровье автомат»

Дополнительно ежедневно в течение 5-7 дней:

- программа «Антипростуда» или «Без простуды автомат» – при наличии кашля.

При первых признаках заболевания гриппом ежедневно в течение 5-7 дней, чередуя друг с другом через день:

- «Здоровый день автомат»
- «Здоровье автомат»

Дополнительно в последующие 10-12 дней: «Без простуды автомат».

8. Комплекс «Движение без боли»

При проблемах с опорно-двигательным аппаратом: болевых ощущениях, воспалениях суставов, мышц, позвоночника, травмах.

1 месяц ежедневно чередуя друг с другом через день:

- «Здоровый день автомат»
- «Здоровье автомат»

Дополнительно ежедневно во второй половине дня:

— при активной физической нагрузке на суставы и позвоночник, посттравматических воспалительных проявлениях – «Суставы без боли автомат»

— при любых проблемах с суставами и предупреждения их обострения – **«Здоровые суставы автомат»**

— для облегчения состояния суставов при подагре – **«Стоп подагра автомат»**

2 месяц ежедневно чередуя друг с другом через день:

— **«Здоровый день автомат»**

— **«Здоровье автомат»**

— дополнительные программы первого месяца ежедневно во второй половине дня.

3 месяц: **«Полное очищение автомат»**

4 месяц ежедневно чередуя друг с другом через день:

— **«Здоровый день автомат»**

— **«Здоровье автомат»**

— дополнительные программы первого месяца ежедневно во второй половине дня.

9. Комплекс «Для спортсменов»

При интенсивных физических нагрузках, травмах, а также с целью снижения токсической нагрузки и быстрого восстановления после тренировок.

1 месяц ежедневно чередуя друг с другом через день:

— **«Здоровый день автомат»**

— **«Здоровье автомат»**

Дополнительно:

— программа **«Предтреник»**, за 1,5 часа до тренировки

— программа **«Тренировка»**, во время тренировочного процесса

— программа **«После тренировки»**, после активных физических нагрузок

2 месяц ежедневно чередуя друг с другом через день:

— **«Здоровый день автомат»**

— **«Здоровье автомат»**

— дополнительные программы первого месяца

3 месяц: **«Полное очищение автомат»**

4 месяц ежедневно чередуя друг с другом через день:

— **«Здоровый день автомат»**

— **«Здоровье автомат»**

— дополнительные программы первого месяца

10. Комплекс «Чистая кожа»

При воспалительных процессах на коже, грибковом отягощении волос и ногтей, герпетическом отягощении (опоясывающий лишай).

1 месяц ежедневно чередуя друг с другом через день:

- «Здоровый день автомат»
- «Здоровье автомат»

Дополнительно ежедневно во второй половине дня:

- «Здоровье кожи и волос автомат»

2 месяц ежедневно чередуя друг с другом через день:

- «Здоровый день автомат»
- «Здоровье автомат»

Дополнительно ежедневно во второй половине дня:

- «Здоровье кожи и волос автомат»

3 месяц: «Полное очищение автомат»

4 месяц ежедневно чередуя друг с другом:

- «Здоровый день автомат»
- «Здоровье автомат»

Дополнительно ежедневно во второй половине дня:

- «Здоровье кожи и волос автомат».

11. Комплекс «Стоп паразиты»

Для поддержания здоровья у группы риска: владельцев домашних животных, садовых участков, путешественников, семьям с детьми до 12 лет. При изменении аппетита, необъяснимых болях, воспалении, появлении аллергии.

1 месяц ежедневно чередуя друг с другом через день:

- «Здоровый день автомат»
- «Здоровье автомат»

Дополнительно ежедневно во второй половине дня:

- программа «Кишечник без проблем»

2 месяц ежедневно чередуя друг с другом через день:

- «Здоровый день автомат»
- «Здоровье автомат»

Дополнительно ежедневно во второй половине дня:

— программа «Кишечник без проблем»

3 месяц: «Полное очищение автомат»

4 месяц ежедневно чередуя друг с другом через день:

— «Здоровый день автомат»

— «Здоровье автомат»

Дополнительно ежедневно во второй половине дня:

— программа «Кишечник без проблем».

12. Комплекс «Стоп аллергия»

При различных аллергических реакциях: на пищу, пыль, домашних животных, пыльцу растений..

1 месяц ежедневно чередуя друг с другом через день:

— «Здоровый день автомат»

— «Здоровье автомат»

Дополнительно ежедневно во второй половине дня:

— программа «Без аллергенов»

По необходимости: для облегчения симптомов аллергии программа «Без простуды автомат».

2 месяц ежедневно чередуя друг с другом через день:

— «Здоровый день автомат»

— «Здоровье автомат»

Дополнительно ежедневно во второй половине дня:

— программа «Без аллергенов»

По необходимости: для облегчения симптомов аллергии программа «Без простуды автомат».

3 месяц: «Полное очищение автомат»

4 месяц ежедневно чередуя друг с другом через день:

— «Здоровый день автомат»

— «Здоровье автомат»

Дополнительно ежедневно во второй половине дня:

— программа «Без аллергенов»

По необходимости: для облегчения симптомов аллергии программа «Без простуды автомат».

Внимание! При поллинозе курс необходимо начинать за 2 месяца до цветения растений. Стойкий положительный результат по решению проблем с аллергией можно получить при регулярном использовании программ комплекса на протяжении 6 месяцев.

13. Комплекс «Здоровье мужчины»

При психологических и функциональных проблемах с органами мужской мочеполовой системы.

1 месяц ежедневно чередуя друг с другом через день:

— «Здоровый день автомат»

— «Здоровье автомат»

Дополнительно ежедневно во второй половине дня:

— при воспалении органов мочеполовой системы и проблемах с потенцией – «Мужское здоровье автомат»

— при снижении мужской половой функции и предупреждения возникновения проблем МПС программа «Мужское здоровье»

По необходимости: при психологической проблеме дисфункции – программа «Мужская сексуальность».

2 месяц ежедневно чередуя друг с другом через день:

— «Здоровый день автомат»

— «Здоровье автомат»

— дополнительные программы первого месяца во второй половине дня

3 месяц: «Полное очищение автомат»

4 месяц ежедневно чередуя друг с другом через день:

— «Здоровый день автомат»

— «Здоровье автомат»

— дополнительные программы первого месяца во второй половине дня.

14. Комплекс «Здоровье женщины»

При функциональных нарушениях женской мочеполовой системы, для гармонизации работы организма в предменструальный и климактерический период.

1 месяц ежедневно чередуя друг с другом через день:

— «Здоровый день автомат»

— «Здоровье автомат»

Дополнительно ежедневно во второй половине дня:

— программа «Женское здоровье»

По необходимости: при снижении либидо программа «Женская сексуальность».

2 месяц ежедневно чередуя друг с другом через день:

— «Здоровый день автомат»

— «Здоровье автомат»

Дополнительно ежедневно во второй половине дня:

— программа «Женское здоровье»

3 месяц: «Полное очищение автомат»

4 месяц ежедневно чередуя друг с другом через день:

— «Здоровый день автомат»

— «Здоровье автомат»

Дополнительно ежедневно во второй половине дня:

— программа «Женское здоровье»

15. Комплекс «Стройная фигура»

Для мягкого комфортного снижения веса, регулирования аппетита.

Внимание! Для получения наиболее эффективного результата перед применением данного комплекса, рекомендуем сначала снизить возможную токсическую нагрузку, восстановить процессы саморегуляции, используя основные режимы («Здоровый день автомат», «Здоровье автомат», «Полное очищение автомат») комплекса «Стоп паразиты» в течение 3-4 месяцев.

4-6 месяц: режимы «Высокий тонус автомат» и «Здоровый метаболизм автомат» через день чередуя друг с другом в дневное время.

16. Комплекс «Защити себя»*

** Важно! Комплекс не содержится в приборе, при работе по данным проблемам необходимо использовать программы из перечня комплексов «Общий список программ 1» и «Общий список программ 2». Схемы указаны в данных «Методических рекомендациях».*

Применяют с целью предупреждения перерождения клеток и образования патологических новообразований.

Внимание! Данный комплекс рекомендуется использовать после 2-х месячного базового очищения по схеме комплекса «Пищеварение без проблем».

3 месяц ежедневно в дневное время по следующей схеме:

- 1 день – «**Здоровый день**» + ручные программы для коррекции соответствующих органов. Время включения программ не позднее 8:00.
- 2 день – «**Здоровье**». Время включения программ не позднее 8:00.

4 месяц ежедневно в дневное время по следующей схеме:

- 1 день – «**Здоровый день**» + ручные программы для коррекции соответствующих органов. Время включения программ не позднее 8:00.
- 2 день – «**Полное очищение**». Время включения программ не позднее 8:00.

Программы 3 и 4 месяцев повторять еще 2 цикла!

17. Комплекс «SOS! Клещи!»*

**Важно! Комплекс не содержится в приборе, при работе по данным проблемам необходимо использовать программы из перечня комплексов «Общий список программ 1» и «Общий список программ 2». Схемы указаны в данных «Методических рекомендациях».*

Применяют с целью поддержания хорошего коэффициента здоровья после перенесенного клещевого боррелиоза (болезни Лайма).

Внимание! Данный комплекс рекомендуется использовать после 2-х месячного базового очищения по схеме комплекса «Пищеварение без проблем».

3 месяц ежедневно в дневное время по следующей схеме:

- 1 день – «**Здоровый день**», далее программа «**Нервная система общая**». Время включения программ не позднее 8:00.
- 2 день – «**Здоровье**». Время включения программ не позднее 8:00.

4 месяц ежедневно в дневное время по следующей схеме:

- 1 день – «**Здоровый день**», далее программа «**Нервная система общая**». Время включения программ не позднее 8:00.
- 2 день – «**Полное очищение**». Время включения программ не позднее 8:00.

Программы 3 и 4 месяцев повторять еще 2 цикла!

18. Комплекс «Здоровые зубы»*

**Важно! Комплекс не содержится в приборе, при работе по данным проблемам необходимо использовать программы из перечня комплексов «Общий список программ 1» и «Общий список программ 2». Схемы указаны в данных «Методических рекомендациях».*

Применяют после стоматологических вмешательств и при хронических проблемах полости рта.

Схема 1. Использование после стоматологических вмешательств (удаление, имплантация, лечение и т. д.). Длительность использования 2 недели:

— 1 день – «Здоровый день», далее программа «Стоп травмы». Время включения программ с 8:00.

— 2 день – «Здоровье», далее программа «Крепкие зубы». Время включения программ с 8:00

Схема 2. Использование при хронических проблемах полости рта:

1 месяц ежедневно в дневное время по схеме комплекса «Пищеварение без проблем».

2 месяц:

— 1 день – «Здоровый день», далее программа «Крепкие зубы». Время включения программ с 8:00.

— 2 день – «Здоровье». Время включения программ с 8:00.

3 месяц:

— 1 день – «Здоровый день», далее программа «Крепкие зубы». Время включения программ с 8:00.

— 2 день – «Полное очищение». Время включения программ с 8:00.

4 месяц: повтор схемы 2-ого месяца.

19. Комплекс «Стоп коронавирус»

Для предотвращения коронавирусной инфекции, а также облегчения состояния при бактериальных и вирусных отягощениях.

С целью снижения риска инфицирования ежедневно чередуя друг с другом через день:

— «Здоровый день автомат».

— «Здоровье автомат».

Дополнительно:

— «Иммунная защита» после программы «Здоровый день автомат»

При первых признаках заболевания ежедневно чередуя друг с другом через день в течение 2-х недель:

- «Здоровый день автомат».
- «Здоровье автомат».

Дополнительно:

— «Без простуды автомат» после программы DeVita Ritm «Здоровье автомат», в течение первой недели. И после программы «Здоровый день автомат», в течение второй недели.

Для поддержания здоровья после перенесенной инфекции, ежедневно чередуя друг с другом через день в течение 2-х недель:

- «Здоровый день автомат».
- «Здоровье автомат».

Дополнительно:

- «Без простуды автомат» после программы DeVita Ritm «Здоровье автомат».
- «Здоровое сердце» после программы DeVita Ritm «Без простуды автомат».
- «Здоровые почки» после программы DeVita Ritm «Здоровье автомат».

20. Комплекс «Скорая помощь»

Действие программ комплекса направлено на скорейшее устранение неприятных ощущений: тошноты, боли, воспаления.

Ручные программы

1. Мышцы без боли
2. Стоп боль (голова)
3. Восстановление нервов
4. Восстановление после инфекции
5. Восстановление кровоснабжения
6. Стоп астма

Автоматические программы

7. Активное восстановление автомат

21. Комплекс «Гастро +»

Действие программ комплекса направлено на улучшение работы органов ЖКТ: снижение воспалительных явлений, восстановление слизистой, устранение неприятных ощущений и нормальному функционированию желудка, всех отделов кишечника, поджелудочной железы и печени.

Ручные программы

1. Здоровый желудок
2. Желудок и кишечник
3. Кишечник в норме
4. Без запора

Автоматические программы

5. Желудок + автомат
6. Без дисбактериоза автомат
7. Здоровый кишечник автомат

22. Комплекс «Здоровая кожа»

Действие программ комплекса направлено на борьбу с болезнетворными бактериями и грибами кожи, уменьшение воспалительных явлений, повышение кожного иммунитета, улучшение внешнего состояния кожи, волос, ногтей.

Ручные программы

1. Здоровая кожа
2. Кожа без морщин
3. Тонус лица

23. Комплекс «Здоровая спина»

Действие программ комплекса направлено на улучшение состояния позвоночника и мышц спины, снижение болевых ощущений, уменьшение воспаления и отечности. Облегчает свободу движения.

Ручные программы

1. Здоровый позвоночник
2. Мышцы без боли

Автоматические программы

3. Здоровый позвоночник автомат

24. Комплекс «Здоровье 60+»

Действие программ комплекса направлено на поддержание здоровья людей преклонного возраста, учитывая основные проблемы, характерные для данной категории населения. Поможет в достижении активного долголетия.

Ручные программы

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| 1. Активная защита | 18. Здоровый позвоночник |
| 2. Кровообращение регуляция | 19. Здоровые суставы |
| 3. Антистресс | 20. Мышцы без боли |
| 4. Детоксикация | 21. Голова без боли |
| 5. Пищеварение | 22. Антivarикоз |
| 6. Гормоны в норме | 23. Поджелудочная в норме |
| 7. 7 чакр | 24. Сахар в норме |
| 8. Здоровый желудок | 25. Оперативная память + |
| 9. Желудок и кишечник | 26. Стоп астма |
| 10. Кишечник без проблем | 27. Атипростуда |
| 11. Без запора | 28. Дыши легко |
| 12. Обмен веществ в норме | 29. Без аллергенов |
| 13. Чистая лимфа | 30. Восстановление после инфекции |
| 14. Здоровое сердце | 31. Восстановление кровоснабжения |
| 15. Сердечный ритм в норме | 32. Нервное равновесие |
| 16. Здоровые почки | 33. Здоровый сон |
| 17. Клеточное дыхание | 34. Восстановление нервов |

35. Без простатита
36. Мужское здоровье
37. Женское здоровье
38. Здоровая кожа
39. Стоп травмы
40. Здоровое зрение

Автоматические программы

41. Здоровый день автомат
42. Давление в норме автомат
43. Здоровый позвоночник автомат
44. Желудок+ автомат
45. Активное восстановление автомат
46. Здоровый сон автомат
47. Стоп подагра автомат
48. Без отравлений автомат
49. Мужское здоровье автомат
50. Без простуды автомат

25. Комплекс «Здоровый ребенок»

Действие программ комплекса направлено на поддержание здоровья детей от 0 до 12 лет с учетом возрастных особенностей. Поможет укрепить иммунитет, лучше адаптироваться к новым условиям (д/сад, школа).

Ручные программы

1. Активная защита
2. Кровообращение регуляция
3. Антистресс
4. Детоксикация
5. Пищеварение
6. Без аллергенов
7. Кишечник без проблем
8. Здоровый желудок
9. Желудок и кишечник
10. Кишечник в норме
11. Без запора
12. Отдых глазам
13. Стоп травмы
14. Стоп боль (голова)
15. Внимание
16. Оперативная память +
17. Точный счет
18. Быстрое чтение
19. Антипростуда
20. Дыши легко
21. Здоровая кожа
22. Здоровые уши
23. Горло без проблем
24. Иммунная защита
25. Нервное равновесие

26. Здоровый сон
27. Здоровый позвоночник
28. Мышцы без боли

Автоматические программы

29. Желудок+ автомат
30. Здоровый кишечник автомат
31. Без простуды автомат
32. Здоровый сон автомат
33. Здоровый позвоночник автомат
34. День (ребенок) автомат

При регулярном, правильном использовании приборов DeVita серии Mini любой пользователь получит однонаправленный положительный результат эффективного оздоровления, молодости и долголетия.

Описание автоматических программ

Название	На что направлена	Состав автомата	Время работы
Здоровый день автомат	Улучшает кровоснабжение органов и тканей, активизирует работу выделительных систем, способствует улучшению обмена веществ, правильному распределению энергетического баланса, снимет нервное напряжение, усиливает защитные функции организма. Составлены в соответствии с суточной биологической активностью органов.	Активная защита, Кровообращение регуляция, Антистресс, Детоксикация, Пищеварение, Гормоны в норме, 7 чакр	5:21
Здоровье автомат	Корректирует состояние иммунной системы при простудных вирусных заболеваниях, улучшает клеточный метаболизм, что способствует более быстрому очищению от токсинов. А также помогает восстановить нарушенную в процессе болезни работу систем и органов.	Иммунная защита, Клеточное дыхание, Вегетативная регуляция, Кишечник без проблем	8:03
Полное очищение автомат	Активизирует работу выделительных систем, выводит токсины, повышает адаптационные резервы и защитные силы организма. Составлены в соответствии с суточной биологической активностью органов	Активная защита, Кровообращение регуляция, Кишечник без проблем, Чистые почки, Чистая лимфа, Гормоны в норме	14:10

Высокий тонус автомат	Способствует снятию токсической нагрузки с печени, почек и лимфатической системы, активизирует их работу, улучшает кровообращение. Запускает естественные процессы омоложения.	Иммунная защита, Клеточное дыхание, Здоровые почки	6:20
Здоровый метаболизм автомат	Гармонизирует работу организма, регулирует деятельность вегетативной нервной системы, стабилизирует аппетит, активизирует работу органов пищеварения и выделения. Способствует нормализации обменных процессов и психоэмоционального состояния, снижению массы тела и улучшению качества жизни.	Вегетативная регуляция, Кишечник без проблем, Здоровые почки	6:00
Без отравлений автомат	Уменьшает вредное воздействие на организм токсинов (пищевых, медикаментозных, алкогольных). Помогает нейтрализовать и скорее вывести их из кишечника и печени, снижая нагрузку на эти органы.	Детоксикация, Кишечник без проблем	2:26
Давление в норме автомат	Снимает спазм сосудов, нормализует давление. Восстанавливает работу сердца и почек, нормализуя клеточный метаболизм, снижая гипонсию и освобождая от токсинов. Улучшает кровоснабжение органов, способствует снижению отечности.	Здоровое сердце, Клеточное дыхание, Здоровые почки	6:07
Здоровый сон автомат	Снимает психологическую нагрузку, расслабляет центральную нервную систему, улучшает качество и продолжительность сна.	Нервное равновесие, Здоровый сон	3:06

Суставы без боли автомат	Расслабляет напряженные мышцы, улучшает состояние связочного аппарата, активизирует кровоснабжение, уменьшает боль и воспаление в суставах и позвоночнике. Эффективна при активной нагрузке на опорно-двигательный аппарат, травмах.	Суставы без боли, Суставы без воспаления	3:06
Здоровые суставы автомат	Снимает воспаление и боль в суставах и позвоночнике. Улучшает их кровоснабжение и питание. Способствует восстановлению поврежденных тканей суставов, в том числе, суставных хрящей и синовиальной оболочки, а также окружающих тканей: связок, сухожилий и мышц. Эффективна при любых проблемах с суставами: артриты, артрозы, тугоподвижность.	Суставы без боли, Суставы без воспаления, Здоровые суставы	5:22
Здоровье кожи и волос автомат	Улучшает кровоснабжение кожи, корректирует работу сальных и потовых желез, что усиливает кожный иммунитет и уменьшает проявление бактериальных и грибковых поражений. А также улучшает кровообращение в капиллярах волосяных фолликул и ложа ногтевых пластин, способствуя усиленному питанию волос и ногтей.	Красивая кожа, Красивые волосы и ногти	3:36
Без простуды автомат	Применяется во время простудных заболеваний и аллергических реакциях (поллиноз). Снимает воспаление и уменьшает респираторное проявление простуды и аллергии: отечность, заложенность носа, кашель.	Антипростуда, Дыши легко	3:31

<p>Мужское здоровье автомат</p>	<p>Способствует нормализации работы предстательной железы, общему оздоровлению мочеполовой системы у мужчин, повышает активность и сексуальную выносливость. Также помогает предотвратить появление проблем, связанных с нарушением функции органов МПС.</p>	<p>Мужское здоровье, Без простатита</p>	<p>3:31</p>
<p>Стоп подагра автомат</p>	<p>Нормализует обмен веществ в организме, регулирует баланс К, Са, Na, Р. Снимает воспаления в суставах, уменьшает отечность, способствует выводу солей и токсинов. Улучшает функциональное состояние почек.</p>	<p>Здоровые суставы, Обмен веществ в норме, Здоровые почки</p>	<p>6:07</p>
<p>Активное восстановление автомат</p>	<p>Программа способствует восстановлению после перенесенных инфекционных заболеваний. Нормализует функции нервной системы, улучшает кровообращение, помогает восстановить кроветворную функцию, укрепить сосуды, уменьшить такие проявления как бессонница, тревожность.</p> <p>Применение: ежедневно в течение месяца после перенесенных инфекций, совмещая с программами «Восстановление кровоснабжения» на DeVita Ritm и «Крепкий сон автомат» на DeVita AP.</p>	<p>Восстановление после инфекции, Восстановление кровоснабжения</p>	<p>6:22</p>

Желудок + автомат	<p>Программа помогает уменьшить болевые ощущения, восстановить слизистую, нормализовать работу желудка и кишечника, в том числе рН баланс.</p> <p>Применение: ежедневно в течение месяца, совмещая с программой «Здоровый желудок» на DeVita AP и программами комплекса «Стоп стресс» или «Пищеварение без проблем» на DeVita Ritm . С целью предупреждения возникновения обострений курс проводят 2-3 раза в год.</p>	Здоровый желудок Желудок и кишечник	4:52
Без дисбактериоза автомат	<p>Программа уменьшает спазмы и болевые проявления, улучшает перистальтику, способствует восстановлению слизистой кишечника.</p> <p>Применение: ежедневно в течение 1-6 месяцев или по необходимости, сочетая с соответствующими программами на DeVita Ritm и DeVita AP (см. комплексы «Пищеварение без проблем», «Гастро+»).</p>	Желудок и кишечник Кишечник в норме	4:27
Здоровый кишечник автомат	<p>Программа улучшает моторику кишечника, способствуя лучшей эвакуации содержимого, помогает в восстановлении слизистой, улучшает кровоснабжение данной области, уменьшает болевые ощущения.</p> <p>Применение: ежедневно 1-6 месяцев или по необходимости, сочетая с соответствующими программами на DeVita Ritm и DeVita AP (см. комплексы «Пищеварение без проблем», «Гастро+»).</p>	Кишечник в норме Без запора	4:12

Здоровый позвоночник автомат	<p>Программа способствует ослаблению болевых ощущений и снятию мышечного спазма, улучшает состояние связочного аппарата, восстанавливает обменные процессы в тканях, повышает эластичность мышечных волокон.</p> <p>Применение: ежедневно до момента восстановления, сочетая с программой «Суставы без воспаления» на DeVita Ritm и «Здоровая спина автомат» на DeVita AP. Желательно применять соответствующие упражнения для укрепления мышечного каркаса.</p>	Здоровый позвоночник Мышцы без боли	4:07
День (ребенок) автомат	<p>Программа усиливает защитные функции организма, снимает нервное напряжение, улучшает кровоснабжение органов и тканей, активизирует работу выделительных систем, способствует улучшению обмена веществ, правильному распределению энергетического баланса.</p> <p>Применение: ежедневно в утреннее или дневное время.</p>	Активная защита, Кровообращение регуляция, Антистресс, Детоксикация, Пищеварение	3:40

www.deholding.info

DeVita Центр

Продажи приборов DeVita и
экспертное сопровождение

<https://devitacenter.com/>

ООО «Дета-Элис Холдинг» – эксклюзивный
дистрибьютор Deta-Elis Europa GmbH
Kaiserstrasse 74, 63065 Offenbach, Germany