



Deta
Elis
Holding

Здоровье
Иновации
Человек

Устройство для усиления
собственных защитных сил
и корректировки естественных
электромагнитных излучений
природных биосистем

DeVita AP+
Модель Mini

Методические рекомендации

DeVita Центр

Продажи приборов DeVita и
экспертное сопровождение

<https://devitacenter.com/>

Введение

Уникальный прибор не имеющий аналогов в мире. Необходим каждому человеку для поддержания высокого коэффициента здоровья в условиях современного мира. Прибор используют для снятия стрессового отягощения, вызванного присутствием в организме человека паразитарных форм: вирусов, бактерий, грибов, простейших, гельминтов. А также наличии эндо- и экзотоксинов, блокирующих работу основных выделительных систем, что является одной из ключевых причин возникновения проблем со здоровьем.

Метод работы

Антипаразитарное действие прибора основано на результатах масштабных исследований ученого и инженера Р. Райфа и его последователей. Ученые доказали, что каждое живое существо обладает собственным электромагнитным излучением. Волны определенной частоты, воспроизводимые устройством, вступают в резонанс с собственным излучением микроорганизмов, усиливая его естественные колебания. Интенсивные колебания становятся губительными для паразитов. Устройство DeVita AP+ Mini имеет отдельные частоты колебаний для определенных видов вирусов, бактерий, гельминтов, простейших и грибов и, помимо этого, позволяет провести глубокую очистку организма от токсинов.

Возможности прибора

В прибор входят 27 (из них 7 новых) комплексов, состоящих из ручных и автоматических программ. Каждый пользователь может создавать свои уникальные комплексы (всего прибор вмещает до 50) и имеет возможность зачислять новые комплексы и программы, которые будут создаваться специалистами компании.

Время использования

Прибор DeVita AP+ Mini целесообразно применять во второй половине дня или в ночное время, расположив его под подушкой тыльной стороной к себе.

Для комплексного решения проблем со здоровьем, поддержания высокого тонуса и резервов адаптации рекомендуем задействовать приборы DeVita Energy 11 Mini в утреннее время и DeVita Ritm+ Mini в дневное.

В данных Методических рекомендациях содержится перечень всех программ, входящих в указанные ниже комплексы, схемы применения прибора DeVita AP+ Mini для комплексов № 4 - 20, описание автоматических программ. Подробные схемы применения приборов даны в каталоге «Комплексный подход». Описание всех ручных программ с указанием их применения - в брошюре «Перечень ручных программ DeVita AP+ Mini».

Комплексы

1. Общий список программ 1
2. Общий список программ 2
3. Общий список программ 3
4. Сердце и сосуды
5. Пищеварение без проблем
6. Стоп стресс
7. Стоп бессонница
8. Без простуды
9. Движение без боли
10. Для спортсменов
11. Чистая кожа
12. Стоп паразиты
13. Стоп аллергия
14. Здоровье мужчины
15. Здоровье женщины
16. Стройная фигура
17. Защити себя
18. SOS! Клещи!
19. Здоровые зубы
20. Стоп коронавирус
21. Скорая помощь
22. Гастро +
23. Здоровая кожа
24. Здоровая спина
25. Стоп инфекция
26. Здоровье 60+
27. Здоровый ребенок

1. Комплекс «Общий список программ 1»

Ручные программы

1. Антипростуда
2. Антигрипп
3. Антивирус
4. ЖКТ в порядке
5. Интимное здоровье
6. Стоп кандида
7. Стоп грипп базовая
8. Стоп герпес
9. Без токсинов
10. Стоп герпес симплекс
11. Стоп герпес зостер
12. Стоп плесень и грибки
13. Нет хламидиям
14. Стоп паразиты ЖКТ
15. Стоп паразиты общая
16. Нет простейшим
17. Нет стафилококкам
18. Нет стрептококкам
19. Управление весом
20. Стоп клещи 1
21. Стоп клещи 2
22. Антивирус ЖКТ
23. Без мутаций 1
24. Без мутаций 2
25. Стоп амеба

26. Стоп пеницилл
27. Без трихомонады
28. Дренаж общая
29. Здоровая лимфа

Автоматические программы

30. Базовая 1 автомат
31. Базовая 2 автомат
32. Базовая 3 автомат
33. Базовая 4 автомат
34. Очищение автомат
35. Стоп паразиты автомат
36. Стоп грипп автомат
37. Стоп герпес S автомат
38. Стоп герпес Z автомат
39. Без простуды автомат
40. Поддержка иммунитета автомат
41. Снижаем вес автомат
42. Уменьшаем объем автомат
43. Защита 1 автомат
44. Защита 2 автомат
45. Защита 3 автомат
46. Защита 4 автомат
47. SOS 1 автомат
48. SOS 2 автомат
49. SOS 3 автомат
50. SOS 4 автомат

2. Комплекс «Общий список программ 2»

Ручные программы

1. Без сальмонеллы
2. Без иерсинии
3. Без протей
4. Без клебсиеллы
5. Без кампилобактер
6. Без клостридий
7. Без шигеллы
8. Без ротавируса
9. Без трематод общая 1
10. Без трематод общая 2
11. Без энтерококка
12. Нет нематод и аскарид новая
13. Стоп аденовирус общая
14. Стоп коронавирус
15. Без ринетсии
16. Без папиллом общая
17. Без папиллом
18. Без лептоспиры
19. Без криптококка
20. Без токсоплазмы
21. Без уреоплазмы
22. Без эхинококка
23. Без синегнойки
24. Помощь при отравлениях
25. Стоп бактерии
26. Без грибка
27. Нет хеликобактеру
28. Без гепатита А
29. Без шистосом и трематод
30. Нет нематод и аскарид

3. Комплекс «Общий список программ 3»

Ручные программы

1. Здоровые десны
2. Обновление слизистой
3. Рот в порядке
4. Без свища
5. Стоп травмы (зубы)
6. ЦНС без проблем
7. Нервы в порядке
8. Чистые пазухи общая
9. Чистые пазухи
10. Уши без воспаления
11. Горло без боли
12. Стоп простуда общая
13. Антивоспаление общая
14. Стоп мигрень
15. Антисептик
16. Желчь без застоя
17. Дренаж антитоксический
18. Мексиканка детокс
19. Нет аллергии

Автоматические программы

20. Восстановление 1 автомат
21. Восстановление 2 автомат
22. Здоровые десны автомат
23. Восстановление нервов автомат

Внимание! В процессе использования программ первого месяца возможно проявление признаков интоксикации в виде: тошноты, головной боли, першения или других симптомов. В этом случае в течение 3-его месяца необходимо повторить соответствующие программы. Каждая из них задействуется курсом с учетом жизненного цикла инфекционного возбудителя.

Так:

- «Базовая 1 — 3 автомат» применяют 14 дней;

- «Базовая 4 автомат» — 30 дней.

Прибор задействуют ежедневно в ночное время.

4. Комплекс «Сердце и сосуды»

Применяют при проблемах с сердечно-сосудистой и лимфатической системами.

1 месяц ежедневно в ночное время по следующей схеме:

- 1 неделя — «Базовая 1 автомат»

- 2 неделя — «Базовая 2 автомат»

- 3 неделя — «Базовая 3 автомат»

- 4 неделя — «Базовая 4 автомат»

2 месяц:

- 1-2 неделя — программа «Без шистосом и трематод» ежедневно в вечернее время после программ DeVita Ritm Mini.

- 3-4 неделя — программа «Нет хламидиям» ежедневно в вечернее время после программ DeVita Ritm Mini.

- 1-4 неделя — «Очищение автомат» ежедневно в ночное время.

3 месяц: программы 1-ого месяца по необходимости

4 месяц: «Стоп паразиты автомат» ежедневно в ночное время 1 неделю.

5. Комплекс «Пищеварение без проблем»

При хронических проблемах с органами ЖКТ и как дополнительное средство при отравлениях.

1 месяц ежедневно в ночное время по следующей схеме:

- 1 неделя — «Базовая 1 автомат»

- 2 неделя — «Базовая 2 автомат»

- 3 неделя — «Базовая 3 автомат»

- 4 неделя — «Базовая 4 автомат»

2 месяц:

- 1-2 неделя — программа «Без шистосом и трематод» ежедневно в вечернее время после программ DeVita Ritm Mini.
- 3-4 неделя — программа «Дренаж антитоксический» ежедневно в вечернее время после программ DeVita Ritm Mini.
- 1-4 неделя — «Очищение автомат» ежедневно в ночное время.

По необходимости:

«Нет хеликобактеру» — ежедневно в вечернее время в течение месяца.

3 месяц: программы 1-ого месяца по необходимости

4 месяц: «Стоп паразиты автомат» ежедневно в ночное время 1 неделю.

При отравлениях:

- «Базовая 3 автомат»
 - программа «Помощь при отравлениях»
- Ежедневно в течение 10 дней чередуя друг с другом.

6. Комплекс «Стоп стресс»

При стрессовом напряжении, ощущении усталости, снижении работоспособности, депрессивных состояниях.

1 месяц ежедневно в ночное время по следующей схеме:

- 1 неделя — «Базовая 1 автомат»
- 2 неделя — «Базовая 2 автомат»
- 3 неделя — «Базовая 3 автомат»
- 4 неделя — «Базовая 4 автомат»

2 месяц: «Очищение автомат» ежедневно в ночное время.

3 месяц: программы 1-ого месяца по необходимости

4 месяц: «Стоп паразиты автомат» ежедневно в ночное время 1 неделю.

7. Комплекс «Стоп бессонница»

При состоянии нервного возбуждения, проблемах с засыпанием, нарушении сна.

1 месяц ежедневно в ночное время по следующей схеме:

- 1 неделя — «Базовая 1 автомат»

- 2 неделя — «Базовая 2 автомат»
- 3 неделя — «Базовая 3 автомат»
- 4 неделя — «Базовая 4 автомат»

2 месяц: «Очищение автомат» ежедневно в ночное время.

3 месяц: программы 1-ого месяца по необходимости

4 месяц: «Стоп паразиты автомат» ежедневно в ночное время 1 неделю.

8. Комплекс «Без простуды»

Для профилактики простудных заболеваний, а также облегчения состояния при бактериальных и вирусных инфекциях.

В сезон простудных заболеваний, при переохлаждении организма:

- «Поддержка иммунитета автомат» 1-2 раза в неделю

При первых признаках простудных заболеваний (кроме гриппа) в первые два дня:

- «Без простуды автомат»

Далее в течение 5 – 7 дней ежедневно чередуя друг с другом:

- «Базовая 2 автомат»
- программа «Антипростуда»

При наличии кашля — дополнительно программа «Стоп бактерии»

При первых признаках заболевания гриппом в первые 2 дня чередуя друг с другом:

- программа «Антивирус»
- «Стоп грипп автомат»

Далее ежедневно в течение 5 дней: «Стоп грипп автомат»

По окончании подключить «Базовая 2 автомат» ежедневно 5-7 дней, также по необходимости программу «Стоп бактерии».

9. Комплекс «Движение без боли»

При проблемах с опорно-двигательным аппаратом: болевых ощущениях, воспалениях суставов, мышц, позвоночника, травмах.

1 месяц ежедневно в ночное время по следующей схеме:

- 1 неделя — «Базовая 1 автомат»
- 2 неделя — «Базовая 2 автомат»
- 3 неделя — «Базовая 3 автомат»

- 4 неделя — «Базовая 4 автомат»

2 месяц:

- «Очищение автомат» ежедневно в ночное время.
- программа «Стоп бактерии» и «Дренаж антитоксический».

Ежедневно в вечернее время после программ DeVita Ritm Mini в течение 14 дней.

3 месяц: программы 1-ого месяца по необходимости

4 месяц по необходимости: «Стоп паразиты автомат» ежедневно в ночное время 1 неделю.

10. Комплекс «Для спортсменов»

При интенсивных физических нагрузках, травмах, а также с целью снижения токсической нагрузки и быстрого восстановления после тренировок.

1 месяц ежедневно в ночное время по следующей схеме:

- 1 неделя — «Базовая 1 автомат»
- 2 неделя — «Базовая 2 автомат»
- 3 неделя — «Базовая 3 автомат»
- 4 неделя — «Базовая 4 автомат»

2 месяц: «Очищение автомат» ежедневно раз в неделю

3 месяц: программы 1-ого месяца по необходимости

4 месяц: «Стоп паразиты автомат» ежедневно в ночное время 1 неделю.

11. Комплекс «Чистая кожа»

При воспалительных процессах на коже, грибковом отягощении волос и ногтей, герпетическом отягощении (опоясывающий лишай).

1 месяц ежедневно в ночное время по следующей схеме:

- 1 неделя — «Базовая 1 автомат»
- 2 неделя — «Базовая 2 автомат»
- 3 неделя — «Базовая 3 автомат»
- 4 неделя — «Базовая 4 автомат»

2 месяц: «Очищение автомат» ежедневно в ночное время.

По необходимости:

- при грибковом отягощении программа «Без грибка» ежедневно в вечернее время после программ DeVita Ritm Mini

3 месяц по необходимости:

- программы 1-ого месяца
- при герпетическом отягощении: «Стоп герпес S автомат» или «Стоп герпес Z автомат» в ночное время.

4 месяц по необходимости: «Стоп паразиты автомат» ежедневно в ночное время 1 неделю.

12. Комплекс «Стоп паразиты»

Для поддержания здоровья у группы риска: владельцев домашних животных, садовых участков, путешественников, семьям с детьми до 12 лет. При изменении аппетита, необъяснимых болях, воспалении, появлении аллергии.

1 месяц ежедневно в ночное время по следующей схеме:

- 1 неделя — «Базовая 1 автомат»
- 2 неделя — «Базовая 2 автомат»
- 3 неделя — «Базовая 3 автомат»
- 4 неделя — «Базовая 4 автомат»

2 месяц: «Очищение автомат» ежедневно в ночное время.

3 месяц: по необходимости: программы 1-ого месяца

4 месяц: «Стоп паразиты автомат» и «Без гельминтов автомат», чередуя друг с другом через день в ночное время 1 месяц.

Дополнительно:

при наличии симптомов кашля – программа «Стоп бактерии» – ежедневно в вечернее время после программ DeVita Ritm Mini, 14 дней.

При герпетическом отягощении:

- программа «Стоп герпес симплекс» - при первых признаках высыпания каждые 3 часа, затем ежедневно 1-2 раза в день «Стоп герпес S автомат» в ночное время 1 месяц.
- программа «Стоп герпес зостер» - при первых признаках высыпания каждые 3 часа, затем ежедневно 1-2 раза в день «Стоп герпес Z автомат» в ночное время 1 месяц.

При посещении стран Азии и Африки для профилактики вирусной нагрузки печени программа - «Без гепатита А» - ежедневно 1-2 раза в сутки в течение месяца.

13. Комплекс «Стоп аллергия»

При различных аллергических реакциях: на пищу, пыль, домашних животных, пыльцу растений..

1 месяц ежедневно в ночное время по следующей схеме:

- 1 неделя — «Базовая 1 автомат»
- 2 неделя — «Базовая 2 автомат»
- 3 неделя — «Базовая 3 автомат»
- 4 неделя — «Базовая 4 автомат»

Дополнительно:

- программа «Нет аллергии» в вечернее время после программ DeVita Ritm Mini.

2 месяц:

- 1-2 неделя — программа «Без шистосом и трематод» в вечернее время после программ DeVita Ritm Mini.
- 3-4 неделя — программа «Нет аллергии» ежедневно в вечернее время после программ DeVita Ritm Mini.
- 1-4 неделя — «Очищение автомат» ежедневно в ночное время.

3 месяц:

- программы 1-ого месяца по необходимости
- программа «Нет аллергии» ежедневно в ночное время.

4 месяц:

- «Стоп паразиты автомат» по необходимости ежедневно в ночное время 1 неделю.
- программа «Нет аллергии» ежедневно в ночное время.

Внимание! При поллинозе курс необходимо начинать за 2 месяца до цветения растений. Стойкий положительный результат по решению проблем с аллергией можно получить при регулярном использовании программ комплекса на протяжении 6 месяцев.

14. Комплекс «Здоровье мужчины»

При психологических и функциональных проблемах с органами мужской мочеполовой системы.

1 месяц ежедневно в ночное время по следующей схеме:

- 1 неделя — «Базовая 1 автомат»
- 2 неделя — «Базовая 2 автомат»
- 3 неделя — «Базовая 3 автомат»

- 4 неделя — «Базовая 4 автомат»

2 месяц:

- «Очищение автомат» ежедневно в ночное время.
- программа «Нет хламидиям» в вечернее время после программ DeVita Ritm Mini.

3 месяц по необходимости: программы 1-ого месяца

4 месяц по необходимости: «Стоп паразиты автомат» ежедневно в ночное время
1 неделю.

15. Комплекс «Здоровье женщины»

При функциональных нарушениях женской мочеполовой системы, для гармонизации работы организма в предменструальный и климактерический период.

1 месяц ежедневно в ночное время по следующей схеме:

- 1 неделя — «Базовая 1 автомат»
- 2 неделя — «Базовая 2 автомат»
- 3 неделя — «Базовая 3 автомат»
- 4 неделя — «Базовая 4 автомат»

2 месяц:

- «Очищение автомат» ежедневно в ночное время.
- программа «Нет хламидиям» в вечернее время после программ DeVita Ritm Mini.

3 месяц по необходимости: программы 1-ого месяца

4 месяц по необходимости: «Стоп паразиты автомат» ежедневно в ночное время
1 неделю.

16. Комплекс «Стройная фигура»

Для мягкого комфортного снижения веса, регулирования аппетита.

Внимание! Для получения наиболее эффективного результата перед применением данного комплекса, рекомендуем сначала снизить возможную паразитарную и токсическую нагрузку, используя основные режимы («Базовая 1-4 автомат», «Очищение автомат», «Стоп паразиты автомат») комплекса «Стоп паразиты» в течение 3-4 месяцев.

4-6 месяц: режимы «Снижаем вес автомат» и «Уменьшаем объем автомат» через день чередуя друг с другом в ночное время

17. Комплекс «Защити себя»

Применяют с целью предупреждения перерождения клеток и образования патологических новообразований.

Внимание! Данный комплекс рекомендуется использовать после 2-х месячного базового очищения по схеме комплекса «Пищеварение без проблем».

3 месяц ежедневно в ночное время по следующей схеме:

- 1-2 неделя — «Защита 1 автомат» и «Защита 2 автомат» чередовать через день. Время включения программ не позднее 17:00.
- 3-4 неделя — «Защита 3 автомат» и «Защита 4 автомат» чередовать через день. Время включения программ не позднее 17:00.

4 месяц:

- 1 день — программа «Очищение автомат» в ночное время.
- 2 день — программа «Без папиллом общая» в ночное или вечернее время.

Программы 3 и 4 месяцев повторять еще 2 цикла!

18. Комплекс «SOS! Клещи»

Применяют с целью поддержания хорошего коэффициента здоровья после перенесенного клещевого боррелиоза (болезни Лайма).

Внимание! Данный комплекс рекомендуется использовать после 2-х месячного базового очищения по схеме комплекса «Пищеварение без проблем».

3 месяц ежедневно в ночное время по следующей схеме:

- 1-2 неделя — «SOS 1 автомат» и «SOS 2 автомат» чередовать через день. Время включения программ не позднее 17:00.
- 3-4 неделя — «SOS 3 автомат» и «SOS 4 автомат» чередовать через день. Время включения программ не позднее 17:00.

4 месяц:

- 1 день — программа «Очищение автомат» в ночное время.
- 2 день — программа «Восстановление нервов автомат» в ночное или вечернее время.

Программы 3 и 4 месяцев повторять еще 2 цикла!

19. Комплекс «Здоровые зубы»

Применяют после стоматологических вмешательств и при хронических проблемах полости рта.

Схема 1. Использование после стоматологических вмешательств (удаление, имплантация, лечение и т. д.). Длительность использования 2 недели:

- 1 день — программа «Восстановление 1 автомат» в вечернее время после программ DeVita Ritm Mini. «Базовая 2 автомат» в ночное время.
- 2 день — программа «Восстановление 2 автомат» в вечернее или ночное время.

При наличии нарывов, свищей добавить программу «Без свища» ежедневно.

Схема 2. Использование при хронических проблемах полости рта:

1 месяц ежедневно в ночное время по схеме комплекса «Пищеварение без проблем».

2 месяц:

- 1 день — программа «Здоровые десны автомат» в ночное время.
- 2 день — программа «Очищение автомат» в ночное время.

3 месяц по необходимости: программы 1-ого месяца

4 месяц:

- «Стоп паразиты автомат» ежедневно в ночное время 1 неделя.

20. Комплекс «Стоп коронавирус»

Для предотвращения коронавирусной инфекции, а также облегчения состояния при бактериальных и вирусных отягощениях.

С целью снижения риска инфицирования 2-3 раза в неделю:

- «Без простуды автомат» в ночное время.
- «Стоп коронавирус new» после программ DeVita Ritm.

При первых признаках заболевания ежедневно чередуя друг с другом через день:

в течение 1-ой недели в ночное время:

- «Без простуды автомат»
- «Здоровое дыхание автомат»

Дополнительно:

- «Восстановление 2 автомат» после программы DeVita Ritm «Здоровый день автомат»

в течение 2-ой недели в ночное время:

- «Базовая 2 автомат»
- «Здоровое дыхание автомат»

Дополнительно после программы DeVita Ritm «Здоровье»:

- «Без кашля»
- «Без пневмонии»

Для поддержания здоровья после перенесенной инфекции, ежедневно чередуя друг с другом через день в течение 2-х недель в ночное время:

- «Восстановление 2 автомат»
- «Базовая 4 автомат»

21. Комплекс «Скорая помощь»

Действие программ комплекса направлено на скорейшее устранение неприятных ощущений: тошноты, боли, воспаления.

Ручные программы

1. Поясница без воспаления
2. Стоп боль (поясница)
3. Стоп боль (травма)
4. Стоп воспаление малого таза
5. Стоп спазм (мышцы)
6. Без укачивания
7. Стоп спазм (нишечник)
8. Восстановление кровообращения
9. Исцеление
10. Мужская сила
11. Без аллергии new
12. Стоп конъюнктивит
13. Крепкие нервы
14. Спокойный сон
15. Без геморроя
16. Кровообращение головы
17. Для женщин
18. Стоп усталость

Автоматические программы

19. Без укачивания автомат
20. Sos! Аллергия автомат
21. Восстановление 3 автомат
22. Крепкий сон автомат
23. Стоп усталость автомат
24. Антивоспаление (женская) автомат
25. Антивоспаление (мужская) автомат
26. Поясница без боли автомат

22. Комплекс «Гастро +»

Действие программ комплекса направлено на улучшение работы органов ЖКТ: снижение воспалительных явлений, восстановление слизистой, устранение неприятных ощущений и нормальному функционированию желудка, всех отделов кишечника, поджелудочной железы и печени.

Ручные программы

1. Без сосальщика
2. Спокойный кишечник
3. Здоровый желудок
4. Дуоденит, стоп!
5. Здоровая поджелудочная
6. Сахар под контролем
7. Стоп диабет
8. Тонкий кишечник
9. Кишечник без расстройств
10. Без запора
11. Без укачивания
12. Стоп спазм (кишечник)
13. Здоровая селезенка

Автоматические программы

14. Без укачивания автомат
15. Гастро актив автомат
16. Кишечник без раздражения автомат
17. Без запоров автомат

23. Комплекс «Здоровая кожа»

Действие программ комплекса направлено на борьбу с болезнетворными бактериями и грибами кожи, уменьшение воспалительных явлений, повышение кожного иммунитета, улучшение внешнего состояния кожи, волос, ногтей.

Ручные программы

1. Бактерия акне стоп
2. Без микроспорума
3. Нет онихомикозу
4. Зигомицеты, стоп!
5. Ногти без гриба
6. Без трихофитона
7. Mucosis fungoides
8. Без эпидермофитона
9. Без актиномицетов
10. Кожа без грибков
11. Солнечный кератоз
12. Стоп бородавки
13. Стоп прыщи
14. Пальцы без воспаления
15. Склеродермии-нет
16. Роза-болезнь, стоп
17. Успокой псориаз
18. Финикийская болезнь
19. Кожа без акне
20. Без токсинов

Автоматические программы

21. Кожа без прыщей автомат
22. Здоровые ногти автомат
23. Стоп грибки кожи автомат

24. Комплекс «Здоровая спина»

Действие программ комплекса направлено на улучшение состояния позвоночника и мышц спины, снижение болевых ощущений, уменьшение воспаления и отечности. Облегчает свободу движения.

Ручные программы

1. Поясница без воспаления
2. Ровный позвоночник
3. Стоп боль (поясница)
4. Стоп спазм (мышцы)
5. Мышцы без зажима

Автоматические программы

6. Поясница без боли автомат
7. Здоровая спина автомат

25. Комплекс «Стоп инфекция»

Действие программ комплекса направлено на уничтожение патогенных вирусов и бактерий, являющихся возбудителями самых распространенных инфекций, а также на вывод токсинов из организма.

Ручные программы

1. Стоп ветрянка
2. Стоп краснуха
3. Без паротита
4. Стоп скарлатина
5. Стоп корь
6. Нет дифтерии
7. Стоп коклюш

8. Гарднерелла стоп
9. Стоп гонококк
10. Стоп парвовирус
11. Без туберкулеза
12. Без бруцеллы
13. Стоп холера
14. Без токсинов

26. Комплекс «Здоровье 60+»

Действие программ комплекса направлено на поддержание здоровья людей преклонного возраста, учитывая основные проблемы, характерные для данной категории населения. Поможет в достижении активного долголетия.

Ручные программы

1. Стоп деменция
2. Стоп Паркинсон
3. Кровообращение головы
4. Крепкие нервы
5. Спокойный сон
6. Солнечный кератоз
7. Стоп усталость
8. Без запора
9. Антипростуда

10. Антивирус
11. ЖКТ в порядке
12. Поясница без воспаления
13. Стоп боль (поясница)
14. Стоп боль (травма)
15. Стоп воспаление малого таза
16. Без аллергии new
17. Стоп конъюнктивит
18. Крепкие нервы

19. Спокойный сон
20. Без геморроя
21. Спокойный кишечник
22. Здоровый желудок
23. Дуоденит, стоп!
24. Здоровая поджелудочная
25. Сахар под контролем
26. Антивоспаление общая
27. Стоп мигрень
28. Антисептик
29. Желчь без застоя
30. Стоп спазм (мышцы)
31. Восстановление кровообращения
32. Исцеление
33. Здоровые десны
34. Нет онихомикозу
35. Без трихофитона
36. Ногти без грибка
37. Без микроспорума
38. Стоп пневмобактерии
39. Стоп коронавирус new
40. Антивирус ЖКТ
41. Без токсинов
42. Здоровая лимфа

Автоматические программы

43. Стоп старение мозга автомат
44. Крепкий сон автомат
45. Здоровые ногти автомат
46. Поясница без боли
47. Гастро актив автомат
48. Без простуды автомат
49. Здоровое дыхание
50. Восстановление 3 автомат

27. Комплекс «Здоровый ребенок»

Действие программ комплекса направлено на поддержание здоровья детей от 0 до 12 лет с учетом возрастных особенностей. Поможет укрепить иммунитет, лучше адаптироваться к новым условиям (д/сад, школа).

Ручные программы

- | | |
|----------------------------|---------------------------------|
| 1. Стоп ветрянка | 13. Стоп пневмобактерии |
| 2. Стоп краснуха | 14. Нет стрептококкам |
| 3. Без паротита | 15. Нет стафилококкам |
| 4. Стоп скарлатина | 16. Стоп паразиты общая |
| 5. Стоп корь | 17. Нет нематод и аскарид новая |
| 6. Нет дифтерии | 18. Нет простейшим |
| 7. Стоп коклюш | 19. Без токсинов |
| 8. Без гепатита А | 20. Антивоспаление общая |
| 9. Антипростуда | 21. Антисептик |
| 10. Антивирус | 22. Без аллергии |
| 11. Помощь при отравлениях | 23. Без укачивания |
| 12. ЖКТ в порядке | 24. Стоп спазм (кишечник) |

25. Здоровый желудок
26. Дуоденит, стоп!
27. Без запора
28. Желчь без застоя
29. Кишечник без расстройств
30. Ровный позвоночник
31. Стоп спазм (мышцы)
32. Мышцы без зажима
33. Стоп простуда общая
34. Уши без воспаления
35. Горло без боли
36. Стоп грипп базовая
37. Антигрипп
38. Стоп боль (травма)
39. Без кашля
40. Чистые пазухи

Автоматические программы

41. Без простуды автомат
42. Базовая 2 автомат
43. Без укачивания автомат
44. Здоровая спина автомат
45. Восстановление 2 автомат
46. Без запоров автомат

При регулярном, правильном использовании приборов DeVita серии Mini любой пользователь получит однонаправленный положительный результат эффективного оздоровления, молодости и долголетия.

Описание автоматических программ

Название	На что направлена	Состав автомата	Время работы
Базовая 1 автомат	Угнетает активность вирусов, подавляет жизнедеятельность протозойных микроорганизмов. Оптимальная профилактика заболеваний при смене климатических поясов, посещении Азиатских стран.	Антивирус, Нет простейшим, Без токсинов	6:47
Базовая 2 автомат	Снимает токсическую нагрузку, вызванную стрепто- и стафилококками. Эффективно как при простудных заболеваниях, так и для профилактики кокковых инфекций.	Нет стрептококкам, Нет стафилококкам, Без токсинов	7:53
Базовая 3 автомат	Способствует снятию бактериального отягощения органов ЖКТ и мочеполовой системы.	ЖКТ в порядке, Интимное здоровье, Без токсинов	8:26

Базовая 4 автомат	Выводит микотоксины, образованные плесневыми и дрожжевыми грибами. Снижает риск накопления канцерогенных факторов.	Стоп кандида, Стоп плесень и грибки, Без токсинов	7:47
Очищение автомат	Способствует выводу токсинов, нормализации лимфооттока, укреплению лимфатических сосудов. Помогает выводу лишней жидкости из межклеточного пространства, обладает антисептическим эффектом.	Здоровая лимфа, Дренаж общая	7:10
Стоп паразиты автомат	Снижает стрессовое паразитарное отягощение печени, поджелудочной железы, кишечника, а также токсическую нагрузку, вызванную жизнедеятельностью данных форм.	Стоп паразиты ЖКТ, Стоп паразиты общая, Без токсинов	7:38
Стоп грипп автомат	Подавляет активность различных штаммов вируса гриппа, способствует снятию симптомов интоксикации и облегчению состояния человека во время заболевания.	Антигрипп, Стоп грипп базовая, Без токсинов	6:38
Стоп герпес S автомат	Предотвращает развитие герпеса симплекса и его токсическое воздействие на организм: образование пузырьков на слизистых оболочках, коже, уменьшает зуд.	Стоп герпес, Стоп герпес симплекс, Без токсинов	7:35
Стоп герпес Z автомат	Снижает деятельность вирусов герпеса зостера, уменьшает токсические признаки его проявления на поверхности кожи и болевые ощущения.	Стоп герпес зостер, Стоп герпес, Без токсинов	5:47
Без простуды автомат	Препятствует развитию респираторных вирусов, уменьшает симптомы интоксикации, приводит к снижению воспалительных реакций и вероятности осложнений	Антивирус, Антипростуда, Без токсинов	8:09

Поддержка иммунитета автомат	Блокирует активность различных вирусов, их распространение в организме человека, способствует активации иммунитета. Эффективна как профилактики простудных инфекций при переохлаждении и в период массовых заболеваний.	Антивирус, Без токсинов	5:03
Снижаем вес автомат	Уменьшает паразитарную нагрузку и уничтожает вирусы, являющиеся причиной лишнего веса. Нормализует работу вегетативной нервной системы, поддерживает тонус организма и улучшает психоэмоциональное состояние.	Управление весом, Без токсинов	4:28
Уменьшаем объем автомат	Очищает организм от токсинов, нормализует лимфоотток, поддерживает иммунитет и повышает жизненную энергию.	Здоровая лимфа, Без токсинов	4:31
Защита 1 автомат	Программа помогает снять вирусную, бактериальную и токсическую нагрузки, повышая защитные силы организма.	Антивирус+ Нет стрептококкам+ Стоп герпес симплекс+Без токсинов	12:09
Защита 2 автомат	Препятствует воздействию канцерогенных факторов на организм человека, тем самым снижая риск перерождения клеток.	Без мутаций 1+ Без мутаций 2+ Антивирус ЖКТ+Без трихомонады	13:54
Защита 3 автомат	Программа помогает противостоять вирусной, бактериальной и протозойной инфекциям, снижая степень интоксикации.	Стоп герпес зостер+ Нет стафилококкам+ Нет хламидиям+ Интимное здоровье+ Стоп амеба	12:42

Защита 4 автомат	Программа уменьшает грибковую токсическую нагрузку, повышая собственные защитные силы и снижает вероятность возникновения опухолевых процессов.	Без мутаций 1+ Без мутаций 2+ Стоп кандида+ Стоп пеницилл	12:48
SOS 1 автомат	Программа помогает снять вирусную, бактериальную и токсическую нагрузки, повышая защитные силы организма.	Антивирус+ Нет стрептококкам+ Стоп герпес симплекс+Без токсинов	12:09
SOS 2 автомат	Программа работает на уничтожение патогенов, попавших в организм при укусе клеща и снижению общей токсической нагрузки.	Стоп клещи 1+ Стоп клещи 2+ Антивирус ЖКТ+Без трихомонады	11:39
SOS 3 автомат	Программа помогает противостоять вирусной, бактериальной и протозойной инфекциям, снижая степень интоксикации.	Стоп герпес зостер+ Нет стафилококкам+ Нет хламидиям+ Интимное здоровье+ Стоп амеба	12:42
SOS 4 автомат	Программа снижает грибковую токсическую нагрузку, повышая защитные силы организма при борьбе с боррелией.	Стоп клещи 1+ Стоп клещи 2+ Стоп кандида+ Стоп пеницилл+Без токсинов	11:51
Восстановление 1 автомат	Программа направлена на снятие болевых ощущений после стоматологических вмешательств, восстановлению поврежденной слизистой, уменьшению отечности, ускорению процесса регенерации тканей.	Стоп травма (зубы)+ Рот в порядке	6:33
Восстановление 2 автомат	Программа уменьшает влияние патогенных факторов, снижая степень воспалительного процесса. Способствует скорейшему восстановлению.	Антисептик+ Антивоспаление общая	6:09

Здоровые десны автомат	Программа способствует уменьшению воспалительного процесса полости рта, улучшает трофику тканей, укрепляет местный иммунитет.	Здоровые десны+ Обновление слизистой	6:48
Восстановление нервов автомат	Программа направлена на улучшение работы нервной системы при поражении патогенами, попавшими в организм вследствие клещевого укуса. Уменьшает отечность, способствует восстановлению целостности нервного волокна и нервных связей различных отделов нервной системы.	Нервы в порядке+ ЦНС без проблем	4:51
Здоровое дыхание	Программа направлена на подавление активности вирусов и бактерий, вызывающих заболевания дыхательных путей, способствует снижению вероятности обострений, уменьшению интоксикации, повышению защитных сил организма.	Стоп корона- вирус new+ Стоп пневмо- бактерии+ Без токсинов	10:37
Без укачивания автомат	Программа способствует расслаблению стенки кишечника, снижению болевых ощущений, приступов тошноты, способствует улучшению состояния. Применение: использовать желательно за 30 мин до начала поездки.	Без укачивания Стоп спазм (кишечник)	4:35
SOS! Аллергия автомат	Программа снижает аллергические проявления, способствует улучшению дыхания, снимая спазм, уменьшению воспалительного процесса, снятию отечности и зуда. Применение: ежедневно в течение всего периода воздействия аллергенов или по необходимости, совмещая с соответствующими программами на DeVita Ritm (см. комплекс «Стоп аллергия»).	Без аллергии new Стоп конъюнктивит	6:14

Восстановление 3 автомат	<p>Программа способствует улучшению кровоснабжения органов и тканей, активизирует процесс регенерации особенно после перенесенных инфекционных заболеваний, или травм.</p> <p>Применение: ежедневно в течение месяца, при необходимости программу используют до полного восстановления, совмещая с программами на DeVita Ritm (см. комплекс «Сердце и сосуды»).</p>	Восстановление кровообращения Исцеление	2:53
Крепкий сон автомат	<p>Программа нормализует психологическое состояние, снижает возбудимость нервной системы, способствует улучшению настроения и содействует спокойному сну.</p> <p>Применение: ежедневно в течение месяца, совмещая с программами DeVita Ritm (см. комплекс «Стоп стресс» или «Стоп бессонница»).</p>	Крепкие нервы Спокойный сон	6:20
Стоп старение мозга автомат	<p>Программа способствует поддержанию функций мозга, замедлению процесса разрушения нейронов, помогает улучшить кровоснабжение тканей органов головы, тем самым увеличив поступление кислорода и питания к ним.</p> <p>Применение: ежедневно в течение месяца, совмещая с соответствующими программами на DeVita Ritm (см. комплекс «Сердце и сосуды»). Курс повторять регулярно каждый квартал.</p>	Стоп деменция Стоп Паркинсон Кровообращение головы	9:36
Стоп усталость автомат	<p>Программа снижает возбудимость нервной системы, помогает нормализовать психологическое состояние, улучшает кровоснабжение тканей органов головы, способствует повышению работоспособности.</p> <p>Применение: ежедневно, совмещая с программами на DeVita Ritm (см. комплекс «Стоп стресс»).</p>	Крепкие нервы Кровообращение головы Стоп усталость	9:09

<p>Антивоспаление (женская) автомат</p>	<p>Программа снижает воспалительный процесс, облегчает болевые ощущения, помогает восстановить гормональное равновесие, нормальную работу репродуктивной системы.</p> <p>Применение: ежедневно в течение месяца, совмещая с программами по соответствующим инфекционным агентам на DeVita AP и программами на DeVita Ritm (см. комплекс «Здоровье женщины»).</p>	<p>Стоп воспаление малого таза Для женщин</p>	<p>6:35</p>
<p>Антивоспаление (мужская) автомат</p>	<p>Программа способствует снижению воспалительного процесса, восстановлению нормальной работы репродуктивной системы, снижает вероятность развития осложнений (импотенции, бесплодия).</p> <p>Применение: ежедневно в течение месяца, совмещая с программами по соответствующим инфекционным агентам на DeVita AP и программами на DeVita Ritm (см. комплекс «Здоровье мужчины»).</p>	<p>Стоп воспаление малого таза Мужская сила</p>	<p>5:56</p>
<p>Гастро актив автомат</p>	<p>Программа способствует облегчению боли, снятию воспаления, восстановлению слизистой, нормализации работы желудка, желчного пузыря, поджелудочной.</p> <p>Применение: ежедневно в течение месяца, совмещая с программой «Желудок+ автомат» на DeVita Ritm и программами комплекса «Стоп стресс» или «Пищеварение без проблем». С целью предупреждения возникновения обострений курс проводят 2-3 раза в год.</p>	<p>Здоровый желудок Дуоденит, стоп! Здоровая под- желудочная</p>	<p>9:21</p>
<p>Кишечник без раздражения автомат</p>	<p>Программа уменьшает болевые ощущения, метеоризм, вздутие, снимает воспаление слизистой, нормализует моторику ЖКТ.</p>	<p>Спокойный кишечник Кишечник без расстройств</p>	<p>7:56</p>

Кишечник без раздражения автомат	<p>Применение: ежедневно в течение месяца, совмещая с соответствующими программами на DeVita Ritm (см. комплекс «Пищеварение без проблем»).</p>	Спокойный кишечник Кишечник без расстройств	7:56
Без запоров автомат	<p>Программа способствует снятию спазмов, снижению болевых ощущений, нормализует моторику толстого кишечника.</p> <p>Применение: ежедневно в течение месяца, совмещая с соответствующими программами на DeVita AP и DeVita Ritm (см. комплексы «Пищеварение без проблем», «Стоп стресс», «Стоп паразиты»).</p>	Без запора Стоп спазм (кишечник)	3:44
Кожа без прыщей автомат	<p>Программа борется с патогенной микрофлорой, уменьшает воспалительные процессы, выводит токсины из организма, регулирует барьерную функцию кожи, улучшает ее состояние.</p> <p>Применение: ежедневно в течение месяца, совмещая с программой «Базовая 2 автомат» на DeVita AP и соответствующими программами на DeVita Ritm (см. комплекс «Чистая кожа»).</p> <p>При предрасположенности кожи к образованию акне, с целью предупреждение воспаления использовать программу желательнее каждый квартал по указанной выше схеме.</p>	Бактерия акне стоп Без токсинов Кожа без акне Стоп прыщи	5:01
Здоровые ногти автомат	<p>Программа вызывает гибель патогенных грибков, уменьшает воспалительные процессы, выводит токсины, способствует восстановлению целостности кожи стоп и ногтей, улучшая их состояние.</p>	Нет онихомикозу Без трихофитона Ногти без грибка Без микроспоруума Без токсинов	10:41

Здоровые ногти автомат	<p>Применение: ежедневно в течение месяца, совмещая с соответствующими программами на DeVita Ritm (см. комплекс «Чистая кожа»). Обязательно соблюдение личной гигиены. Для закрепления результата курс желательного повторить через месяц. С целью предупреждения возникновения заболевания – один-два раза в год (осень-весна).</p>	<p>Нет онихомикозу Без трихофитона Ногти без грибка Без микроспоруума Без токсинов</p>	10:41
Стоп грибки кожи автомат	<p>Программа подавляет развитие грибковой флоры кожи головы и тела, уменьшает воспалительные процессы, снижает токсическую нагрузку, способствует улучшению качества жизни.</p> <p>Применение: ежедневно в течение месяца, совмещая с соответствующими программами на DeVita Ritm (см. комплекс «Чистая кожа»). Обязательно соблюдение личной гигиены. Для закрепления результата курс желательного повторить через месяц.</p>	<p>Без эпидермофитона Без трихофитона Без микроспоруума Кожа без грибков Без токсинов</p>	8:23
Поясница без боли автомат	<p>Программа снимает болевые ощущения, снижает воспалительный процесс, улучшает кровоснабжение в области поясницы.</p> <p>Применение: ежедневно в течение 2-4 недель или по необходимости, совмещая с программами «Суставы без боли автомат», «Здоровый позвоночник автомат» на DeVita Ritm.</p>	<p>Поясница без воспаления Стоп боль (поясница)</p>	6:14
Здоровая спина автомат	<p>Программа помогает уменьшить спазм мышц, снизить болевые ощущения, способствует восстановлению мышечного волокна, повышает эластичность мышц, снижает их тонус, улучшает состояние всех тканей позвоночника.</p>	<p>Ровный позвоночник Стоп спазм (мышцы) Мышцы без зажима</p>	8:24

Здоровая спина автомат	Применение: ежедневно в течение месяца, совмещая с программами «Суставы без боли автомат», «Здоровый позвоночник автомат» на DeVita Ritm.	Ровный позвоночник Стоп спазм (мышцы) Мышцы без зажима	8:24
------------------------	--	--	------

www.deholding.info

DeVita Центр

Продажи приборов DeVita и
экспертное сопровождение

<https://devitacenter.com/>

ООО «Дета-Элис Холдинг» – эксклюзивный
дистрибьютор Deta-Elis Europa GmbH
Kaiserstrasse 74, 63065 Offenbach, Germany