



Deta  
Elis  
Holding  
Здоровье  
Иновации  
Человек

Перечень ручных  
программ

DeVita Ritm  
Модель Mini

Описание и применение

№ п/п	Название программы	Описание программы
1	Активная защита	<p>Организм человека существует в условиях постоянно меняющейся среды, к которым вынужден приспосабливаться. На него оказывают негативное воздействие перепады температур и атмосферного давления, электромагнитное излучение от бытовых приборов и оргтехники, частые стрессы. Также на организм влияют физические и умственные нагрузки, постоянно меняющийся режим работы. Программа нормализует работу нервной и эндокринной систем, повышает работоспособность, внимательность, придает тонус, снимает усталость и раздражительность. Защищает от патогенных излучений.</p> <p><b>Применение:</b> Программа используется ежедневно в утреннее или дневное время. Входит в состав автопрограмм «Здоровый день» и «Полное очищение».</p> <p><b>Внимание!</b> Не рекомендуется к использованию в вечернее и ночное время.</p>
2	Кровообращение	<p>Малоподвижный образ жизни, вредные привычки, неправильное питание, стресс негативно сказываются на состоянии кровеносной системы. Программа восстанавливает местное и общее кровообращение, регулирует поглощения кислорода, улучшает кровоснабжение всех органов.</p> <p><b>Применение:</b> Программа может использоваться в любое время суток при необходимости.</p> <p><b>Внимание!</b> Не рекомендуется использовать программу в течение 2-х месяцев после инфаркта миокарда.</p>
3	Пищеварение	<p>Такие факторы, как нарушение режима питания, переход на непривычные продукты оказывают повышенную нагрузку на желудочно-кишечный тракт. Это вызывает несварение, метеоризм, боли и дискомфорт. Программа благотворно влияет на работу желудочно-кишечного тракта, помогает организму легче усваивать пищу, снижает риск пищевых расстройств, уменьшает ощущение тяжести и дискомфорта, снимает изжогу, спазмы кишечника.</p> <p><b>Применение:</b> Программа может использоваться в любое время суток, оптимально – с 19:00 до 21:00. При необходимости используйте повторно через 0,5 часа.</p>

4	Детоксикация	<p>В процессе жизнедеятельности в организме накапливаются токсины. Они накапливаются как в межклеточном веществе, так и в клетках органов. Токсины нарушают обменные процессы, создают благоприятную среду для размножения болезнетворных микроорганизмов. Программа активизирует деятельность выделительных систем и помогает справиться с выводом токсинов из организма, а также регулирует работу печени и желчного пузыря.</p> <p><b>Применение:</b> Программа может использоваться в любое время суток. Обязательно употребляйте чистую питьевую воду – 1-1,5 литра в сутки.</p>
5	Антистресс	<p>Практически каждый день мы испытываем стресс: на работе, в дороге, дома. Обычно психика нейтрализует последствия стрессов, однако при постоянном наложении негатива или при резкой смене ритма жизни организму требуется помощь. Программа поможет в сложной ситуации, при психологических или физических нагрузках. Нормализует работу нервной системы, способствует быстрому засыпанию и крепкому сну. При сильном нервном возбуждении используйте в сочетании с программой «Здоровый сон».</p> <p><b>Применение:</b> Программа используется перед сном. Прибор располагается под подушкой. Если по окончании программы сон не наступает, необходимо повторить сеанс.</p>
6	7 чакр	<p>Человек – сложная энергетическая структура, основу которой составляют семь чакр, расположенных вдоль позвоночника. Каждая чakra связана с определенными органами, при повреждении чакр нарушается работа соответствующих им органов. В чакрах происходит накопление энергии. Негативная энергетика засоряет чакры и губительно воздействует на организм в целом. Программа восстанавливает утраченную энергию, правильно распределяет ее и тем самым восстанавливает работу органов и систем.</p> <p><b>Применение:</b> Программа используется в дневное время.</p>

7	Гормоны в норме	<p>Эндокринная система регулирует деятельность органов с помощью гормонов и обеспечивает постоянство внутренней среды (гомеостаз). Эндокринная система участвует в развитии организма, его росте, репродуктивной функции. Также она регулирует психическое состояние и эмоциональные реакции. Программа нормализует функцию системы гипоталамус – гипофиз – надпочечники – половые железы и регулирует выделительные процессы в организме.</p> <p><b>Применение:</b> Программа может использоваться в любое время суток, ежедневно не менее месяца. Входит в автопрограммы «Здоровый день» и «Полное очищение».</p> <p><b>Внимание!</b> Не рекомендуется к использованию детьми до 13 лет.</p>
8	Чистые почки	<p>Выполняемые почками функции многообразны. Главная из них – регуляция водного и электролитного обмена в организме, поддерживающая постоянный объем и давление крови и других жидкостей. Также почки регулируют кислотно-щелочное равновесие в организме. Они выводят продукты азотистого обмена – мочевины, креатинин, мочевую кислоту и др. Нарушение питания (особенно – избыточное потребление мяса), обмена веществ, недостаток витамина А, переохлаждение, инфекционное заражение вызывают загрязнение почек, образование песка и камней. Программа способствует активному выводу токсинов из организма, регулирует работу почек, а также предупреждает образование почечных камней.</p> <p><b>Применение:</b> Программа может использоваться в любое время суток, оптимально – с 17:00 до 19:00. В случае токсических или инфекционных поражений организма – повторить через 0,5 часа. Для нормального функционирования почек обязательно употребляйте чистую питьевую воду – 1-1,5 литра в сутки.</p> <p><b>Внимание:</b> Во время работы этой программы может наблюдаться повышенное выделение мочи.</p>

9	Чистая лимфа	<p>Лимфатическая система круглосуточно стоит на страже чистоты организма. Она играет важную роль в выносе продуктов обмена, а также в поддержании иммунитета. Естественным образом лимфа очищается, проходя через лимфатические узлы, но иногда этого бывает недостаточно. При нарушении функций лимфосистемы до 83% вредных веществ скапливается в межклеточном пространстве. При этом повышается нагрузка на все органы выведения: печень, кишечник, почки. Программа способствует разжижению лимфы, выводу из организма шлаков и лишней воды, улучшает обмен веществ в клетках, нормализует давление, повышает иммунитет.</p> <p><b>Применение:</b> Программа может использоваться в любое время. Во время работы программы рекомендуется проводить легкий массаж в виде поглаживания (без усилий).</p> <p><b>Внимание:</b> Для наиболее эффективного вывода токсинов употребляйте чистую питьевую воду – 1-1,5 литра в сутки.</p>
10	Здоровое зрение	<p>Постоянная нагрузка на глаза (чтение, работа за компьютером), а также перемена условий и ритма жизни вызывают усталость и раздражение глаз, снижение зрения. Программа снижает нагрузки на глаза, снимает утомление и боль, способствует нормализации зрения.</p> <p><b>Применение:</b> Используйте перед сном ежедневно в течение 7 дней. Далее один день – отдых. Сеансы повторять до получения желаемого результата. После окончания работы программы глаза не напрягать. Для наилучшего результата сочетайте с упражнениями для цилиарной мышцы.</p>
11	Женская сексуальность	<p>Сексуальное желание является индикатором разных состояний женщины. Если женщину перестает интересовать сексуальная жизнь, можно предположить о возникшем заболевании. В большинстве случаев, снижение полового влечения развивается при сочетании нескольких факторов - соматических, психических и микросоциальных. Программа поможет при отсутствии или снижении у женщины полового влечения, ослабит чувство эмоционального напряжения, психический дискомфорт, усилит сексуальное влечение.</p> <p><b>Применение:</b> ежедневно 1 раз в день.</p>

12	Мужская сексуальность	<p>Проявление мужского влечения зависит от возраста, физических нагрузок, нервно-психического состояния, внешних раздражителей и т. п. Стрессы, проблемы на работе, различные комплексы приводят к психологической импотенции у мужчин. В результате они становятся настороженными к появлению и «качеству» эрекции, сравнивают, анализируют. И чем больше мужчина готовится к этому «событию», тем меньше у него шансов на успех. Программа направлена на психологическую коррекцию, регуляцию работы 6 чары, снимает чувство тревоги и укрепляет уверенность в благоприятном завершении интимной близости.</p> <p><b>Применение:</b> ежедневно 1 раз в день.</p>
13	Стоп травмы	<p>Ушибы, вывихи, переломы подстерегают как сторонников различных видов спорта, так и обычных людей. В сочетании с врачебной помощью, программа ускоряет процесс заживления, снижает болевые ощущения, снимает отеки, устраняет кровоизлияния, восстанавливает эластичность мышц.</p> <p><b>Применение:</b> при травмах ежедневно 2-3 раза в день до получения желаемого результата. По необходимости сочетайте с программами «Суставы без воспалений» и/или «Суставы без боли».</p>
14	Предтреник	<p>Зачастую посетителям тренажерных залов не хватает энергии и мотивации особенно после рабочего дня. Программа «Предтреник» заряжает энергией, повышает интенсивность тренировки, помогает побороть переутомление, повышает обменные процессы в мышцах и делает тренировку эффективнее.</p> <p><b>Применение:</b> перед каждой тренировкой.</p>
15	Тренировка	<p>Успешные и активные тренировки часто приводят к утомлению и боли в мышцах, которые не дают возможности добиться большего результата. Программа повышает мышечную силу, снимает утомление мышц, укрепляет мускулатуру, улучшает снабжение мышц кровью и кислородом, повышает выносливость, позволяет достичь максимальных результатов при минимальных затратах организма.</p> <p><b>Применение:</b> Программа используется во время тренировки.</p> <p><b>Внимание!</b> Не является допингом.</p>

16	Здоровое сердце	<p>От работы сердца зависит снабжение органов кислородом и питательными веществами, а значит, эффективная работа всего организма. Сбои в деятельности сердца вызываются неправильным образом жизни, стрессами, физическими перегрузками. Программа регулирует комплексное кровообращение и кровяное давление, обеспечивает нормальное кровоснабжение сердечной мышцы, способствует саморегуляции сердца и его стабильной работе.</p> <p><b>Применение:</b> Используйте в любое время суток один, по необходимости, два раза (оптимально – с 11:00 до 13:00).</p> <p><b>Внимание!</b> Не рекомендуется использовать программу в течение 2 месяцев после инфаркта миокарда.</p>
17	Сердечный ритм в норме	<p>Когда сердце бьется, как надо, мы не замечаем его работы. Но если оно начинает сбиваться со своего ритма, это приносит огромный дискомфорт. Аритмии могут возникать и у здоровых людей по разным причинам – как реакция на тесную одежду, укусы насекомых, некоторые лекарственные препараты, стресс, обильную еду, проблемы со стулом. Программа восстанавливает сердечный ритм, улучшает кровоснабжение сердца, нормализует работу нервной системы.</p> <p><b>Применение:</b> Программу используют при нарушении сердечного ритма 1 раз в день.</p>
18	Антипростуда	<p>Первые признаки простуды – это заложенность носа и першение в горле. Часто мы не обращаем на эти симптомы внимания и переносим их «на ногах». Это чревато осложнениями, наиболее распространенными из которых являются инфекции верхних дыхательных путей – гайморит, синусит, бронхит, отит. Программа активизирует иммунитет, повышает сопротивляемость, снижает вероятность осложнений, уменьшает отечность, способствует лучшему отхождению слизи из пазух носа, помогает восстановиться в короткие сроки.</p> <p><b>Применение:</b> Программа может использоваться в любое время суток, в период межсезонья или эпидемии простудных заболеваний применяйте ежедневно. Облегчает состояние при аллергии.</p>

19	Дыши легко	<p>Бронхоспазм (кашель) - это защитная реакция организма на раздражитель, инфекции дыхательных путей, также может быть следствием воздействия некоторых препаратов на организм. Бронхоспастический синдром характерен для людей со склонностью к аллергии и лиц, страдающих бронхиальной астмой. Программа восстанавливает функции бронхолегочной системы, нормализует работу легких, регулирует кровоснабжение и поглощение кислорода, снимает спазмы.</p> <p><b>Применение:</b> ежедневно по необходимости в любое время суток. При спазмах и сильном кашле – до 2-3 раз подряд.</p>
20	Женское здоровье	<p>Плохая экология, вредные привычки, солнце неблагоприятно воздействуют на женский организм, ускоряют процесс старения и вызывают проблемы в организме женщины. Программа охватывает широкий спектр женских проблем и полезна в любом возрасте. Снижает предменструальное напряжение, болезненные ощущения, корректирует климактерические нарушения.</p> <p><b>Применение:</b> Девочкам в период полового созревания рекомендуется применять ее 1-2 раза в неделю. Женщинам, испытывающим боли и дискомфорт в период менструации – ежедневно в данный период. Для эффективности воздействия при коррекции проблем в сексуальной сфере и/или при нарушении работы органов женской репродуктивной системы – ежедневно в сочетании с программой «Женская сексуальность».</p> <p><b>Внимание!</b> Не рекомендуется использование программы во время беременности или при желании женщины забеременеть.</p>
21	Мужское здоровье	<p>Мужское здоровье – это не только здоровая потенция, но и правильная работа остальных внутренних органов. Заботиться о мужском здоровье необходимо с молодости. Программа предназначена для гармонизации мужской мочеполовой системы. Она регулирует процессы мочеиспускания, работу мужских половых желез, в том числе предстательной. Чем старше мужчина, тем более полезна данная программа.</p> <p><b>Применение:</b> Программа используется 1 раз в неделю, оптимально с 21:00 до 23:00. При проблемах с потенцией и/или простатой ежедневно в сочетании с программой «Мужская сексуальность», «Без простатита».</p>



22	Здоровый сон	<p>Здоровый крепкий сон является важной составляющей жизни любого человека. Во время сна организм восстанавливает энергию, потраченную в течение дня. Однако любые психо-эмоциональные потрясения могут послужить толчком для развития нарушений сна. Что, в свою очередь, провоцирует развитие как физиологических, так и психических нарушений. Раздражительность, усталость, невозможность сконцентрироваться – самые первые признаки расстройства сна. Программа способствует снижению возбудимости нервной системы, быстрому засыпанию, нормализует фазы сна.</p> <p><b>Применение:</b> ежедневно на ночь, возможно повторное использование программы до 2-3 раз.</p>
23	Хорошее настроение	<p>Депрессия, тревога, страх — эти понятия взаимосвязаны. Тревожность и страх являются признаком депрессии. Очень часто такое состояние приводит к психосоматическим заболеваниям, эмоциональному истощению, неудовлетворенности собой. Страхи — сильные факторы, мешающие человеку в раскрытии его способностей и достижении успеха. Программа «Хорошее настроение» позволяет купировать депрессивное состояние, снизить тревожность, нормализует сон, улучшает настроение и психическую активность.</p> <p><b>Применение:</b> ежедневно 1 раз в дневное время.</p>
24	Суставы без боли	<p>Боль в суставах или позвоночнике может иметь несколько причин. Чаще всего это защемление или воспаление нервов, которое происходит из-за малоподвижного образа жизни, ушибов, падений, при избыточном весе, грыже дисков позвоночного столба, переохлаждении, активных физических нагрузках, при разрушении хрящевой ткани или воспалении суставной сумки. Программа способствует снижению болевых ощущений, улучшению микроциркуляции крови, нормализации тонуса мышц, связочного аппарата, хрящевой ткани, активизирует обменные процессы в поврежденных тканях.</p> <p><b>Применение:</b> при обострении режим использовать как дополнение к основной терапии и в сочетании с программой «Суставы без воспалений». Ежедневно в любое время суток 2 недели, один день перерыв, далее курс повторить до получения желаемых результатов.</p>

25	Суставы без воспалений	<p>Каждый третий житель нашей планеты испытывает боли или хруст в суставах и позвоночнике. Причинами данной проблемы могут быть инфекции, травмы, аллергические реакции, избыточный вес, профессиональные занятия спортом, неправильное питание и т. д. Программа улучшает кровоснабжение поврежденной области, снимает воспаление, отечность и болевые ощущения. Хорошо зарекомендовала себя как поддерживающее и восстанавливающее средство в период «активных дачных работ», также при растяжениях и сильном утомлении мышц.</p> <p><b>Применение:</b> ежедневно в течение месяца, начиная за 2 недели до активных действий на даче или спортивных мероприятий. Далее 1-2 раза в неделю до окончания сезона. Людям, с периодически обостряющимися проблемами спины и суставов, с целью поддержания здоровья 2 раза в год ежедневно в течение 1 месяца. При возникновении обострения сочетать с программой «Суставы без боли».</p>
26	Кишечник без проблем	<p>Кто из нас не испытывал такие симптомы как вздутие живота, тошнота, проблемы с кишечником, снижение аппетита, боли в области живота? Все это показатели нарушений в работе кишечника. Проявляются эти симптомы не на начальной стадии, а когда заболевание перешло в хроническую форму. Чтобы снизить болевые ощущения, убрать тошноту и вздутие, нормализовать стул воспользуйтесь программой «Кишечник без проблем».</p> <p><b>Применение:</b> ежедневно по необходимости и в зависимости от состояния 1-2 раза в день.</p>
27	Обмен веществ в норме	<p>Обмен веществ – это совокупность химических реакций, обеспечивающих нормальную жизнедеятельность организма. Основными факторами нарушения обмена веществ являются: неправильное питание, использование некоторых медикаментов, стрессы, малоподвижный образ жизни. Из-за нарушения обмена веществ могут возникнуть такие заболевания, как диабет, подагра, ожирение, аллергия, нарушение работы сердечно-сосудистой системы, задержка роста и развития у детей. Программа направлена на сбалансированную работу щитовидной и поджелудочной желез, правильное усвоение калия, кальция, магния, натрия, выравнивание кислотно-щелочного равновесия.</p> <p><b>Применение:</b> по необходимости 1-2 раза в день.</p>

28	Красивая кожа	<p>Проблемы с кожей возникают из-за нарушения работы внутренних органов – в этом случае кожа берет на себя функцию очистки. На лице появляются акне, сосудистые дефекты, пигментация и т.д. С этим сталкиваются подростки, испытывающие гормональную перестройку, и лица, страдающие нарушениями эндокринной и пищеварительной систем. Программа нормализует работу кожных желез, усиливает барьерную функцию кожи, улучшает процессы метаболизма в клетках.</p> <p><b>Применение:</b> 1-2 раза в день до получения желаемого результата.</p>
29	Красивые волосы и ногти	<p>Выпадение волос, перхоть, ломкие ногти – показатели расстройств работы организма или негативного влияния окружающей среды. Программа способствует улучшению микроциркуляции крови, активизации клеточного метаболизма и регенерации клеток. Это приводит к укреплению волосяных луковиц и ногтей, стимулированию роста волос, повышению защитных функций кожи.</p> <p><b>Применение:</b> ежедневно, до получения желаемого результата.</p>
30	Без аллергенов	<p>Аллергены — вещества, к которым организм испытывает повышенную чувствительность из-за нарушенного механизма иммунной реакции. Они окружают нас повсюду: на улице, дома, на работе. Распространенные аллергены – это пыльца растений, пыль, шерсть животных, лекарственные препараты, бытовая химия и др. На эти вещества организм может реагировать такими проявлениями, как слезотечение, отек слизистых, высыпания на коже и т. п. Программа облегчает симптомы аллергии, нормализует функции иммунной системы.</p> <p><b>Применение:</b> по необходимости ежедневно. Людям, имеющим аллергию на цветение растений рекомендуется начать применение за 1 месяц до начала цветения.</p>

31	Иммунная защита	<p>Иммунная система является очень сложным, саморегулирующимся, самообучающимся и многоуровневым комплексом. Благодаря его слаженной работе происходит обеспечение биологической защиты. Программа снижает нагрузку печени, активизирует работу тимуса, селезенки и лимфатической системы, способствует омоложению и долголетию.</p> <p><b>Применение:</b> ежедневно или через день, в любое время суток. Входит в состав автопрограммы «Здоровье».</p>
32	Здоровые почки	<p>Программа используется для выведения из организма лишней жидкости, а также солей, которые обладают свойством удерживать ее в тканях. Программа имеет ярко выраженный мочегонный эффект, также способствует восстановлению физиологической функции почек и снижению отечности.</p> <p><b>Применение:</b> ежедневно по необходимости в течение месяца.</p>
33	Вегетативная регуляция	<p>Вегетативная нервная система управляет многими функциями жизнеобеспечения организма. Проблемы в ее работе могут выражаться в нарушении сердечного ритма, изменении кровяного давления, излишней потливости, утомляемости, слабости, ломкости волос и ногтей и др. Программа направлена на восстановление функций ВНС, активацию работы головного мозга, нормализацию обмена веществ, теплообмена, аппетита, регенерацию клеток.</p> <p><b>Применение:</b> ежедневно или через день, в любое время суток. Входит в состав автопрограммы «Здоровье».</p>
34	Клеточное дыхание	<p>Гипоксия — кислородное голодание, причиной которого может быть недостаток поступающего внутрь организма кислорода или прекращение его усвоения тканями тела. Программа способствует улучшению кровоснабжения головы, сердца и легких, активному усвоению кислорода кровью, снятию спазмов сосудов, уменьшению закисления, выводу токсинов.</p> <p><b>Применение:</b> ежедневно или через день, в любое время суток. Входит в состав автопрограммы «Здоровье»</p>

35	Здоровые суставы	<p>Болезненные ощущения в суставах могут возникать не только у возрастных людей, но и молодых. Связаны боли с воспалительными реакциями, сопровождающимися припухлостью, покраснением кожи, ограничением движения. Причинами данной проблемы могут быть: инфекции, нарушения обмена веществ, травмы, избыточный вес, большие механические и функциональные нагрузки. Программа способствует улучшению состояния поврежденных тканей суставов, уменьшению болевых ощущений.</p> <p><b>Применение:</b> ежедневно в течение месяца. Рекомендуется использовать совместно с программами «Суставы без боли», «Суставы без воспаления». Наиболее эффективна программа при выполнении легких упражнений на проблемный сустав.</p>
36	Без простатита	<p>Предстательная железа – орган, выполняющий ряд необходимых функций: репродуктивную, секреторную, барьерную, осуществляет контроль оттока мочи, она оказывает влияние на психоэмоциональное состояние. Железа очень уязвима для различных видов патологических процессов. Факторы, нарушающие работу простаты, могут быть как внешними (плохая экология, ионизирующее излучение, стрессы, пассивный образ жизни, воздействие инфекционных агентов), так и внутренними (генетическая предрасположенность, сопутствующие хронические и острые заболевания, вредные привычки). Программа направлена на уменьшение воспалительных процессов и нормализацию работы железы.</p> <p><b>Применение:</b> ежедневно в течение 1-3 месяцев. Рекомендуется совмещать с программой «Мужское здоровье».</p>
37	Нервное равновесие	<p>Нервное перевозбуждение является следствием накопленного за определенный период времени стресса. Проявляться это может в виде: бессонницы, подавленности, мышечных или головных болях, раздражительности, нестабильности настроения и др. Программа снимает нервное возбуждение, гармонизирует работу нервной системы.</p> <p><b>Применение:</b> при больших психологических нагрузках ежедневно в конце рабочего дня и/или перед сном.</p>

38	После тренировки	<p>В процессе тренировок в организме активизируется обмен веществ, что приводит к накоплению метаболитов. Возрастает нагрузка на вегетативную систему, могут наблюдаться микротравмы мышц, их болезненность и др. Такой дискомфорт выдерживают не все, и в результате, прекращают дальнейшие тренировки. Программа снимает утомление мышц, способствует быстрому выводу метаболитов и поддержанию работы нервной системы.</p> <p><b>Применение:</b> после любого вида тренировок.</p>
39	Антиварикоз	<p>На проблему с венами мы обращаем внимание, когда на ногах (чаще всего) образуются синие выступающие «змейки», доставляющие, изначально, эстетический дискомфорт. А в дальнейшем приводящие к другим функциональным нарушениям. Чаще всего причиной данной проблемы является малоподвижность человека, отсутствие тренировок или обычных пеших прогулок, многочасовое сидение за рулем или у монитора компьютера, длительное ношение обуви на высоком каблуке. Программа способствует снятию болевых ощущений и отечности, укреплению венозной стенки и повышению ее тонуса, уменьшению воспалительных реакций, улучшению кровообращения в капиллярах.</p> <p><b>Применение:</b> по необходимости (при тяжести, усталости ног), или ежедневно (при наличии варикозного расширения). Программу желательно использовать в ночное время или перед сном. Во втором случае под ноги положить свёрнутое одеяло или подушку так, чтобы ноги оказались в приподнятом состоянии. После сеанса не вставать в течении 30 мин.</p>
40	Голова без боли	<p>Головная боль способна доставить очень много проблем. Причины головной боли разные: перепады артериального давления, интоксикация, вегетативные дисфункции, остеохондроз и др. Программа направлена на устранение болевых ощущений, снятие спазмов сосудов, улучшение кровоснабжения и питания клеток мозга.</p> <p><b>Применение:</b> по необходимости в любое время суток. Если по окончании программы боль не прошла, повторите сеанс через 20-30 мин.</p>

41	Сахар в норме	<p>Повышенный сахар в крови может наблюдаться у человека под влиянием ряда факторов: тяжелый физический или напряженный умственный труд; злоупотребление пищей, богатой углеводами; сильный стресс, панические атаки; прием лекарственных препаратов, функциональные нарушения кровообращения. Регулярно наблюдайте за показателями сахара в крови. Для предупреждения развития более серьезного заболевания используйте программу «Сахар в норме», которая поможет нормализовать работу поджелудочной железы.</p> <p><b>Применение:</b> ежедневно в течение месяца, далее по необходимости. Можно сочетать с программами «Обмен веществ в норме» и «Поджелудочная в норме».</p>
42	Оперативная память +	<p>Мозг человека содержит большой объем знаний. С возрастом, а также при больших умственных нагрузках может наблюдаться снижение процесса запоминания и память не всегда способна к выдаче необходимой информации. Программа активизирует мозговую деятельность и процесс запоминания, а в сочетании со здоровым образом жизни настраивает психоэмоциональную составляющую человека на позитив.</p> <p><b>Применение:</b> Программу рекомендуется применять ежедневно в утреннее и дневное время, желательно в процессе изучения необходимого материала.</p>
43	Нервная система, общая	<p>После укусов клещей, очень часто могут наблюдаться признаки нарушения работы нервной системы, выражающиеся головной болью, усталостью, бессонницей, депрессией, нарушением движения лицевых мышц, сбоем в функционировании зрительного нерва и др. Программа поддерживает нервную систему в гармоничном состоянии, приводит к слаженной работе все ее отделы, налаживает функциональное и психологическое состояние человека, регулирует ментальные процессы и настроение.</p> <p><b>Применение:</b> в течение 1-6 месяцев. См. комплекс «SOS Клещи»</p>

44	Здоровые уши	<p>Воспаление и боль в ушах могут возникнуть в результате травм, поражении различными инфекционными агентами: вирусами, бактериями, грибами. Проблема может возникнуть в любом возрасте, чаще наблюдается у детей и пожилых. Программа направлена на восстановление слизистой разных отделов органа слуха, снижение неприятных ощущений при заболеваниях уха, улучшение слуха.</p> <p><b>Применение:</b> ежедневно в течение 1-2 недель. Желательно чередование с программой DeVita AP «Уши без воспаления».</p>
45	Горло без проблем	<p>Больное горло – проблема, встречающаяся как у взрослых, так и у детей в разные периоды года. Причинами могут быть: снижение иммунитета, инфекционные заболевания верхних дыхательных путей, кариозные зубы, заболевания десен. Программа способствует поддержанию местного иммунитета, восстановлению слизистой носоглотки, уменьшению болевых ощущений, отечности, охриплости.</p> <p><b>Применение:</b> ежедневно в течение 1-2 недель. Желательно чередование с программой DeVita AP «Горло без боли».</p>
46	Крепкие зубы	<p>Воспаления десен является очень большой проблемой для человека, доставляющей не только дискомфорт, но и способной привести к выпадению зубов. Причинами часто являются: снижение иммунитета, нарушение кровообращения, вредные привычки. Программа помогает нормализовать микроциркуляцию крови, укрепить десны, восстановить поврежденную слизистую, тем самым улучшить состояние полости рта и зубов.</p> <p><b>Применение:</b> ежедневно в течение 1 месяца, см. комплекс «Здоровые зубы».</p>
47	Поджелудочная в норме	<p>Поджелудочная железа выполняет в организме две основные функции: внешне- и внутрисекреторную. Дисбаланс в работе железы может привести к серьезным проблемам и в плане функционирования пищеварительной системы и нарушении обменных процессов. Программа способствует нормализации функций железы при различных нарушениях.</p> <p><b>Применение:</b> ежедневно в течение 1-6 месяцев. Можно сочетать с программами «Обмен веществ в норме» и «Сахар в норме».</p>



48	Здоровая щитовидка	<p>Щитовидная железа — часть эндокринной системы человека, играющая очень большую роль в организме. При нарушении ее функционирования может появиться дисбаланс в работе сердечно-сосудистой, дыхательной, мочевыделительной, репродуктивной системах, а также нарушение обмена веществ и жидкости. Программа оказывает поддержку щитовидной железе при различных нагрузках, нормализуя ее функционирование и обменные процессы в организме.</p> <p><b>Применение:</b> ежедневно в течение 1-6 месяцев. Можно сочетать с программой «Обмен веществ в норме».</p>
----	--------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[www.deholding.info](http://www.deholding.info)

Приобретение приборов **DeVita**  
и консультационно-техническая  
поддержка на сайте  
<https://devitacenter.com/>

ООО «Дета-Элис Холдинг» – эксклюзивный  
дистрибьютор Deta-Elis Europa GmbH  
Kaiserstrasse 74, 63065 Offenbach, Germany