

# TIENS

**Производитель:** Компания «Электроприборы Канжуйсин» ЛТД, г. Фуань, по заказу Компании Биоинженерии «Тяньши» ЛТД. (Китай, 301700, г. Тяньцзинь, район развития и освоения Уцин, ул. Синьюань, д. 20).

**Адрес:** КНР, провинция Фуцзянь, городской округ Ниндэ, г. Фуань, р-н Ченьян, дер. Вэньяо, ул. Сяосибянь, д. 36.

**Импортер / Организация, уполномоченная принимать претензии от потребителей:** ООО «ЛОГОС», РФ, 117463, г. Москва, ул. Паустовского, д. 8, к.3, кв. 383. **Тел.:** 8 (800) 555-87-89.

[ru.tiens.com](http://ru.tiens.com)

**Өндіруші:** «Канжуйсин Электр құрылғылары» ЛТД Компаниясы, Фуань қ., «Тяньши» ЛТД Биоинженерия Компаниясының тапсырысы бойынша (мекен-жайы: 301700, ҚХР, Тяньцзинь қ-сы, Уцин даму және игеру ауданы, Синьюань к-сі, 20 үй.)

**Мекен-жайы:** ҚХР, Фуцзянь провинциясы, Ниндэ қалалық округі, Фуань қ., Ченьян ауданы, Вэньяо ауылы, Сяосибянь к-сі, 36 үй.

**Импорттаушы/Қазақстан Республикасында өнімнің сапасы жөнінде**

**шағым-талаптарды қабылдауға өкілетті ұйым:** «Tiens-Қазақстан» (Тиенс-Қазақстан) ЖШС, Алматы қ., Абылай хан даңғылы, 62, №45 ғ.

**Тел:** 279 52 18.

[web.kz.tiens.com](http://web.kz.tiens.com).



# tiens

## Электрбытовой прибор «Ци Сюэ» «Ци Сюэ» тұрмыстық электр құрылғысы модель / моделі TQ-D30



**Общая инструкция  
по применению**

**Қолдану туралы  
жалпы нұсқаулық**

## Параметры прибора

Электробытовой прибор «Ци Сюзэ», торговая марка Tiens, модель TQ-D30	
Номинальное напряжение	220–240 В
Номинальная частота	50 Гц
Номинальная входная мощность	≤160 Вт
Номинальная нагрузка	≤110 кг
Регуляция времени	0~15
Номер патента	ZL96 2 49845 9 Z196 2 05886 X
Прибор предназначен для прогрева ног и других частей тела в домашних условиях	

## Правила использования прибора

Прежде чем воспользоваться прибором, внимательно прочитайте инструкцию.

Не следует использовать прибор в следующих ситуациях:

- Женщинам в период беременности или менструации.
- При острых отравлениях, токсикозе и инфекционных заболеваниях.
- Во время курения и приема пищи.
- Лицам, перенесшим хирургические операции.
- При тромбозе глубоких вен, переломах, опухолях.

Если процедура проводится сидя, можно подстелить полотенце, чтобы не испачкать или не испортить одежду.

В целях продления срока службы прибора после его непрерывного использования в течение 30 минут необходимо сделать перерыв минимальной продолжительностью 10 минут. После окончания процедуры следует отключить прибор от сети.

Ни в коем случае нельзя допускать попадания влаги в прибор, необходимо соблюдать чистоту, исключив возможность попадания внутрь пыли и мелкого мусора, которые могут негативно повлиять на вращательную функцию.

Прибор необходимо использовать на ровной поверхности. Следует оставить оптимальное расстояние между вентиляционным отверстием в нижней части прибора и поверхностью пола во избежание перегрева и поломки двигателя (рис. 1).

Прибор тяжелый, поэтому его необходимо перемещать аккуратно. Правильный способ перемещения: взяться обеими руками за панель и медленно поднять прибор. (рис. 2).

Во время процедуры запрещается прыгать по панели прибора.

## Способ применения

Перед включением прибора необходимо устойчиво установить его в горизонтальном положении.

### Использование таймера

Перед включением прибора поверните переключатель таймера по часовой стрелке из положения «0» до необходимого вам времени (максимально 15 мин.), затем нажмите на кнопку включения черного цвета, которая находится на таймере (быстрый или медленный темп работы прибора) – и можно начинать процедуру. Если вам нужно временно отлучиться, необходимо переключить кнопку включения таймера в положение «0», дождаться, когда прибор прекратит работу, и только после этого уйти.



рис. 1



рис. 2

### Внимание

А. Механизм таймера очень чувствителен, поэтому необходимо пользоваться таймером крайне аккуратно, избегать сильных ударов, а в целях обеспечения его сохранности рекомендуется зафиксировать таймер на стене или на поверхности стола.



Б. Переключатель таймера вращается только по часовой стрелке, не следует крутить его в противоположном направлении!