



biomedis-shop.ru

Инструкция по применению аппарата

BIOMEDIS TRINITY

Включение и запуск программы

1. Для включения аппарата нажмите и удерживайте **верхнюю кнопку**. Прозвучит одиночный звуковой сигнал.

Обратите внимание: для защиты от случайного включения кнопка срабатывает **через 2–3 секунды**, нажимать её нужно **умеренно, без излишнего усилия**.

2. В разделе «**Настройки**» установите необходимый **режим работы прибора** (режим указан в конце названия каждого комплекса).

3. В разделе «**Комплексы**» с помощью кнопок «**ВВЕРХ**» и «**ВНИЗ**» выберите нужный комплекс и запустите его, нажав «**ОК**».

4. Если установлен **режим 1**, следующий пункт пропустите.

5. Если выбран **режим 2, 3 или 4**, сразу после запуска комплекса:

- разверните прибор **тыльной стороной к себе**;
- разместите его на **расстоянии 20–30 см от тела**, держа в руке, согнутой в локте, перед собой;
- удерживайте прибор **8 секунд**.

За это время происходит **сканирование и настройка несущей частоты прибора под частоту проницаемости вашего организма.**

По завершении сканирования прозвучит **звуковой сигнал и виброотклик** — это означает, что прибор начал генерацию сигнала и запустился таймер комплекса.

6. Убедитесь, что на дисплее работают **оба таймера:**

- верхний — время до окончания всего комплекса;
- нижний — время до окончания текущей программы в составе комплекса.

7. Чтобы избежать случайной остановки прибора, кратко нажмите **верхнюю кнопку** для отключения подсветки дисплея.

Прозвучит двойной звуковой сигнал, дисплей погаснет, сенсорные кнопки заблокируются, **при этом прибор продолжит работать.**

Правильное размещение прибора

8. **ОЧЕНЬ ВАЖНО!** Аппарат всегда должен быть развернут **тыльной стороной к телу**, так как антенны прибора расположены сзади.

9. При ношении прибора вблизи тела эффективность сохраняется на хорошем уровне.

Однако для **более точной настройки и усиления эффекта** рекомендуется размещать прибор **на расстоянии 20–40 см от тела** — например, на столе, тумбочке или рядом с кроватью.

Контроль работы и завершение сеанса

10. Для проверки оставшегося времени кратко нажмите **верхнюю кнопку**.

Прозвучит одиночный сигнал, через 1 секунду загорится дисплей.

Повторным нажатием дисплей снова гаснет (двойной сигнал).

Если дисплей не включился — значит комплекс завершён или разряжен аккумулятор.

11. По завершении работы выбранного комплекса прибор подаёт **звуковой сигнал и виброотклик**.

12. Для принудительной остановки работы нажмите кнопку **«Стрелка ВЛЕВО»** (выход в предыдущее меню).

Режим автоматического повторения

13. Включение режима повторения возможно **только во время активной работы прибора**:

- однократное нажатие **«Стрелка ВПРАВО»** — повтор текущей программы (значок **R** в нижнем поле);
- второе нажатие — повтор **всего комплекса** (значок **R** в верхнем поле);
- третье нажатие — отмена режима повторения.

Рекомендации и советы

- **ВАЖНО:** перед запуском комплекса обязательно установите **правильный режим работы**, указанный в названии комплекса.

- В первые недели рекомендуется начинать с **базовых комплексов № 22, 23, 24, 8, 153.**
- Полный заряд аккумулятора достигается за **2,5–3 часа. Заряжайте прибор до момента выключения красного светодиода.**
- Время автономной работы:
- режим 1 — до **18 часов**;
- режимы 2, 3, 4 — до **8 часов.**
- Для лучшего результата рекомендуется пить достаточное количество воды — **примерно 300 мл на 10 кг массы тела.**
- Обращайтесь с прибором бережно: подключайте и отключайте кабель **без усилий**, соблюдая правильную ориентацию разъёма.

Если прибор завис или не реагирует на кнопки

В этом случае выполните следующие действия:

1. Возьмите **2 магнита** из комплекта.
2. Приложите первый магнит к **левому торцу прибора**, посередине золотистой рамки.
3. Держа первый магнит на месте, **вторым магнитом проведите по правому торцу прибора сверху вниз.**
4. Уберите магниты в сторону.

После этих действий прибор **перезапустится** и должен корректно работать.