



Deta
Elis
Holding

Здоровье
Иновации
Человек

Аппарат
Комплексного оздоровления

DeVita
Combi

Руководство по эксплуатации • Паспорт

Deta-Elis Europa GmbH

Редакция 1

Назначение

Аппарат комплексного оздоровления (в дальнейшем устройство) используется для снятия стрессового отягощения, вызванного присутствием в организме человека паразитарных форм: вирусов, бактерий, грибов, простейших, гельминтов, а также для защиты от стресс-факторов, поддержания гомеостаза, улучшения работоспособности, предотвращения преждевременного старения.

Устройство состоит из 5 блоков

Блок AP

Действие блока основано на результатах исследований инженера Р. Райфа и его последователей. Каждое живое существо обладает собственным электромагнитным излучением. Волны определенной частоты, воспроизводимые блоком, вступают в резонанс с собственным излучением микроорганизмов, усиливая их естественные колебания, которые становятся губельными для паразитов. Блок AP работает на частотах колебаний для определенных видов вирусов, бактерий, гельминтов, простейших и грибов, и позволяет провести глубокую очистку организма от токсинов.

Блок RITM

Действие блока основано на исследованиях ученых Р. Фолля, Х. Шиммеля, А.Ф. Крамера, занимавшихся изучением электромагнитного излучения организма. Было установлено, что каждый орган имеет свои собственные колебания, которые у ослабленных органов отличаются от здоровых. Блок работает на биорезонансных частотах малой интенсивности для различных органов и систем, имитирующих колебания здоровых органов. Воздействие этих частот «перенастраивает» организм на здоровую волну, что, в результате, приводит к повышению резервов адаптации и восстановлению процессов саморегуляции.

Блок QUANT

Воздействие блока на организм основано на использовании источников видимого и инфракрасного цвета, которые локально воздействуют на различные участки кожи тела человека.

Блок помогает избавиться от многих проблем со здоровьем путем регуляции биоэнергетического потенциала организма.

Блоки HV

Блоки расположены внутри устройства. Работа блоков электроакупунктуры HV STEP и HV RAMPING основана на использовании электрических импульсов, устраняющих различные патологические состояния.

Комплектность

Устройство «DeVita COMBI».....	1 шт.
Антенна AP.....	1 шт.
Антенна RITM.....	1 шт.
Приставка QUANT.....	1 шт.
Электроды для рук.....	2 шт.
Электроды для ног.....	2 шт.
Комплект проводов.....	1 шт.
Блок питания.....	1 шт.
Сумка для переноски и хранения устройства.....	1 шт.
Руководство по эксплуатации/паспорт.....	1 шт.




Рис. 1 Антенна AP



Рис. 2 Антенна Ritm



1



2



Рис. 3 Приставка QUANT




Рис. 4 Блок питания



3



Рис. 5 Электроды для рук




Рис. 6 Электроды для ног



4

Рис. 7 Комплект проводов

Технические характеристики

Блок AP

Форма выходного сигнала.....	двухполярные пачки импульсов
Диапазон частоты, Гц.....	0,1 – 72000
Максимальная погрешность установки частоты, не более, %.....	±0.01
Частота заполнения, МГц.....	27
Габаритные размеры антенны, не более, мм.....	Диаметр.....110
Масса антенны, не более, кг.....	0,1

Блок RITM

Форма выходного сигнала.....	двухполярные пачки импульсов
Диапазон частоты, Гц.....	0,1 – 1000
Максимальная погрешность установки частоты, не более, %.....	±0.01
Частота заполнения, кГц.....	10
Габаритные размеры антенны, не более, мм.....	Диаметр.....110
Масса антенны, не более, кг.....	0,1

Блок QUANT

Диапазон частоты следования импульсов, Гц.....	0,1 – 1000
Максимальная погрешность установки частоты, не более, %.....	±0.01
Оптический диапазон, нм.....	468, 525, 590, 660, 880
Питание:	
- аккумулятор Li-Pol 3,7В, шт.....	1
- время непрерывной работы от батареи не более, час.....	10
- максимальное время зарядки аккумулятора, час.....	8
Габаритные размеры, не более, мм.....	95 x 45 x 25
Масса, не более, кг.....	0,1

Блоки электроакупунктуры HV STEP и HV RAMPING

Форма выходного сигнала.....	прямоугольный положительный, прямоугольный отрицательный, прямоугольный положительный
------------------------------	---

с гиперболическим затуханием, прямоугольный отрицательный с гиперболическим затуханием

Максимальная амплитуда импульса, не менее, В.....200

Длительность импульса на уровне 0,5, мс.....1

Диапазон частоты, Гц.....0,1 - 100

Максимальная погрешность установки частоты, не более, %..... $\pm 0,01$

Блок питания

Сетевой адаптер.....GSM18B05-P1 J 220В\50Гц, 5В\3А

Устройство «DeVita Combi»

Тип клавиатуры.....сенсорная

Тип дисплея.....TFT 240x320

Габаритные размеры не более, мм.....240x185x104

Масса:

без принадлежностей и запасных частей, не более, кг0,8

в полном комплекте, не более, кг.....2,5

Рабочие условия в эксплуатации:

температура окружающей среды.....от 10 до 35 °С

относительная влажность воздуха.....80% при температуре 25 °С

Средний срок службы не менее, лет.....5

Описание устройства




Рис. 8 Внешний вид устройства:
вид спереди(сверху), вид сзади(внизу)




Рис. 9 Внешний вид устройства
(вид справа)

Состав устройства

1. Панель управления «DEVICE»
2. Панель управления «CONTROL»
3. Дисплей
4. Тумблер включения питания
5. Разъем «5V» подключения внешнего источника питания
6. Разъем подключения антенны AP
7. Разъем подключения антенны RITM
8. Разъем подключения электрода к «минусу» блока HV (черный)
9. Разъем подключения электрода к «плюсу» блока HV (красный)
10. Micro-USB - для подключения к компьютеру
11. SET – технологический разъём для установки адреса блока QUANT по bluetooth
12. INTENSITY – ручка регулятора амплитуды импульсов в режиме HV

Условия эксплуатации



1. Не протирать поверхности устройства спиртом и другими органическими растворителями, загрязнения удалять легкими усилиями мягкой кисточкой или слегка увлажненной водой ваткой.
2. Не помещать устройство вблизи чрезмерно теплых, запыленных, влажных мест.
3. После хранения устройства в холодном помещении или после перевозки в зимних условиях его можно включить не раньше, чем через 1 час пребывания при комнатной температуре.

Подготовка устройства к работе

1. Подключить блок питания к разъему питания «5V» устройства. Проводом №2 блок питания подключить к розетке 220В.
2. Включить блок питания в розетку с напряжением 220В. Нажать тумблер включения питания (№4 на рис. 8), при этом на панели управления «DEVICE» включится индикатор одного из блоков и дисплей.
3. Подключить к устройству антенны AP и/или Ritm проводами №1. Проводом №4 подключите электроды (ручные или ножные). Номера проводов указаны на рисунке 7.
4. Ручку «INTENSITY» установить в положение «MIN».


Работа с устройством

После включения устройства на дисплее появится информация о типе выбранного блока и загорится индикатор соответствующего блока на панели «DEVICE». Для выбора другого блока необходимо использовать кнопки выбора на панели «DEVICE».




В нижней части экрана дисплея расположена информация о состоянии звукового излучателя, а также информация о типе выбранного блока.

Работа с блоком AP





Блок AP – содержит антенну, управление которой осуществляется по проводу.

Подключите антенну AP проводом № 1 к разъему «AP» на задней стороне устройства «DeVita Combi» (см. рис. 8).



Нажмите кнопку «AP» на панели «DEVICE».


 Для продолжения работы нажмите кнопку «OK» на панели «CONTROL».



Появится окно выбора комплексов.

В окне отображаются название комплекса, его иконка, номер текущего комплекса и общее количество комплексов.

  Для выбора комплекса необходимо использовать кнопки перемещения на панели «CONTROL».




При нажатии кнопки «OK» на дисплее появится окно выбора программ.

Выбор программы осуществляется кнопками перемещения на панели «CONTROL».

При нажатии кнопки «OK» программа запускается на выполнение.


Перед запуском необходимо убедиться в подключении антенны AP.



Окно запуска программ содержит название программы, оставшееся время до завершения и меню управления работой программы.

При запуске программы на антенне AP должен зажегаться светодиод. Он показывает, что антенна подключена правильно.

При выборе опции «Пауза» и нажатии кнопки «OK» программа, временно, приостанавливает работу. При этом на дисплее отображается время до завершения паузы.



Выход из паузы осуществляется выбором опции «Да» и нажатием кнопки «OK» после чего программа продолжит свое выполнение.

Если пауза включена, а опция «Да» не выбрана, то по окончании времени паузы программа останавливается. Блок переходит в окно выбора программ.


Работа с блоком Ritm



Блок RITM – содержит антенну, управление которой осуществляется по проводу.


Подключите антенну RITM проводом № 1 к разъему «RITM» на задней стороне устройства «DeVita Combi» (см. рис. 8).

Нажмите кнопку «RITM» на панели «DEVICE».



Дальнейшая работа с блоком RITM аналогична работе с блоком AP.


Работа с блоком QUANT



Работа с блоком «QUANT» осуществляется через выносную приставку по беспроводному каналу Bluetooth. Для начала работы нажмите кнопку «QUANT» на панели «DEVICE».



Блок QUANT может работать в двух режимах: самостоятельно и совместно с блоком RITM. Для выбора соответствующего режима воспользуйтесь кнопками перемещения на панели «CONTROL». В нижнем правом углу отображается состояние батареи приставки QUANT.



При отсутствии связи по каналу Bluetooth, на дисплее появляется сообщение «Нет связи с устройством» и изменяется изображение батареи.

При отсутствии связи переход на выбор комплексов будет невозможен.

Выбор комплексов и выбор программ осуществляется аналогично методике, изложенной для блока AP.

При выборе режима QUANT+RITM необходимо проконтролировать подключение антенны RITM.

Работа с блоками HV


В состав блоков входит генератор электрических импульсов, находящийся внутри устройства «DeVita Combi», электроды для рук и ног.

Электроды подключаются при помощи кабелей № 4 к разъемам HV(+ красный; - чёрный) на задней стенке устройства (см. Рис. 8).


Ручкой «INTENSITY», на правой стенке корпуса устройства (см. Рис. 9), регулируется амплитуда электрических импульсов.

Блоки HV могут работать в двух режимах: самостоятельно и совместно с блоком RITM.

Для выбора блока HV STEP или HV RAMPING нажмите соответствующую кнопку на панели «DEVICE».




Выбор комплексов и выбор программ осуществляется аналогично методике, изложенной для блока AP.



Работа с режимом «Настройки»




Для перехода в меню настроек нажмите кнопку возврата.



Кнопками перемещения выберите пункт «Настройки» и нажмите «OK» на панели «CONTROL».


На дисплее появится окно выбора настроек.

Выбор языка




Кнопками перемещения выберите пункт «Язык». Нажмите кнопку «ОК».

На дисплее появится меню установки языка.




Кнопками перемещения выберите нужный язык. Нажмите кнопку «ОК».

Настройка звука



Кнопками перемещения в меню настройки выберите пункт «Звук». Нажмите кнопку «ОК».

На дисплее появится меню «Звук».



Кнопками перемещения выберите пункт «Вкл» или «Выкл». Нажмите кнопку «ОК». При выборе пункта «Выкл.» звуковое сопровождение нажатия клавиш отключается.


Об устройстве



Кнопками перемещения выберите пункт «Об устройстве». Нажмите кнопку «ОК».

На дисплее появится номер вашего устройства и версия программы.


Меню настройки при использовании блока QUANT



При работе с блоком QUANT в меню «Настройки» появляется дополнительная опция «Подключение».


Опция предназначена для настройки связи по каналу Bluetooth новой приставки QUANT (при утере) или выходе из строя штатной приставки.

Для настройки подключите приставку QUANT к разъему «SET» на задней стенке устройства «DeVita Combi» проводом №3.




На дисплее устройства кнопками перемещения выберите опцию «Подключить»

Нажмите кнопку «ОК».



При удачном подключении на дисплее должно быть сообщение «QUANT CONNECT!».

(Не допускается подключение более 1 приставки).



Для блокировки неиспользуемой приставки QUANT, необходимо (по изложенной выше процедуре) подключить её к устройству и воспользоваться опцией «Отключить».

По окончании процедуры на дисплее должно быть сообщение «QUANT NO CONNECT!».

Зарядка блока QUANT

Индикатор заряда аккумулятора

В блоке QUANT находится аккумулятор.

Уровень заряда можно оценить по индикатору заряда в нижней части дисплея.

Работать с блоком при красном цвете индикатора заряда нельзя.

Зарядка аккумулятора производится через компьютер или сетевой адаптер с помощью кабеля №3.



При этом справа от индикатора заряда появится значок зарядки в виде «молнии».


Информация о безопасности

Устройство:

- нетоксично;
- не является легковоспламеняющимся;
- невзрывоопасно;

При зарядке аккумулятора устройства класса III должны питаться от сетевого адаптера исключительно безопасного низковольтного напряжения.

Защита окружающей среды

Встроенный аккумулятор содержит вещества, загрязняющие окружающую среду. После окончания срока службы устройства и перед тем как передать его на утилизацию аккумулятор необходимо извлечь. Аккумулятор следует утилизировать в специальных пунктах. 

Указания мер безопасности

ВНИМАНИЕ: Не подключать к устройству блок питания, имеющий повреждения шнура питания.

Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать устройство. При возникновении неисправности обращайтесь в центры технического обслуживания.

ВНИМАНИЕ: Прямое воздействие блока QUANT на органы зрения может вызвать ощущение дискомфорта.

ВНИМАНИЕ: Во избежание случайного воздействия при включении питания необходимо ручку «INTENSITY» установить в положении MIN.

Хранение

Устройство без упаковки должно храниться в помещении при температуре воздуха от 10 до 35 °С и относительной влажности воздуха не более 80%.

Во избежание обрывов рекомендуется блок питания не оставлять подключенным к устройству. **Рекомендуется сохранять упаковочную тару в течение гарантийного срока.**

Транспортирование

Поскольку устройство содержит дисплей, чувствительный к внешним механическим воздействиям, рекомендуется при транспортировании:

- оберегать устройство от тряски, резких толчков;
- не допускать падения устройства;
- не допускать падения на устройство других предметов.

Устройство должно быть защищено от попадания влаги и действия активных химических веществ.

Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие аппарата комплексного оздоровления DeVita Combi техническим характеристикам при соблюдении потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации устройства 24 месяца со дня продажи через розничную сеть.

При отсутствии даты продажи и штампа торговой организации в талонах на гарантийный ремонт гарантийный срок исчисляется со дня выпуска устройства предприятием-изготовителем.

В течение гарантийного срока эксплуатации владелец имеет право на бесплатный ремонт по предъявлению талона на гарантийный ремонт.

Гарантийный ремонт производится на территории предприятия-изготовителя. Транспортирование неисправного устройства осуществляется за счет покупателя.

Без предъявления талона на гарантийный ремонт и свидетельства о приемке и (или) при нарушении сохранности пломб устройства претензии не принимаются, и гарантийный ремонт не производится.

Гарантия не распространяется на следующие неисправности:

- дефекты вследствие неправильной эксплуатации;
- дефекты, вызванные стихийными бедствиями;
- при нарушении сохранности пломб;
- при наличии внешних дефектов (трещин, сколов и др.).

Покупатель имеет право заменить неисправное устройство на новое в следующих случаях:

- устройство ремонтировалось три раза в течение гарантийного срока;
- устройство не подлежит ремонту.

Гарантийные талоны прилагаются.

По вопросам гарантийного и сервисного обслуживания на территории РФ обращайтесь к эксклюзивному дистрибьютору:

ООО «ДЕТА-ЭЛИС ХОЛДИНГ»

124482, Россия, г. Зеленоград, Савелкинский проезд, д. 4, офис 1507
(здание «Бизнес-Центра»).

Тел.: +7 (495) 981-91-62, +7 (495) 988-57-37

E-mail: remont@deta-elis.ru

Skype: deta_remont

Протокол испытаний на электромагнитную совместимость



Независимый институт испытаний медицинской техники

Испытательная лаборатория ЗАО «НИИМТ»

115419, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 11, тел/факс (495) 660-3039



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ЗАО "НИИМТ"

Д.В. Вахрушев

декабря 2015 г.

ПРОТОКОЛ № 2015-843.1

испытаний на электромагнитную совместимость

Испытуемое ТС	Аппарат в составе блоков электроakupунктурной диагностики, медикаментозного тестирования, электроakupунктурной, электромагнитной, квантовой, биорезонансной терапий (для профессионального применения, с возможностью индивидуального использования) (см. приложение к протоколу)
Модель (тип, марка)	«ДЕВИТА Д» («DeVita D») «ДЕВИТА Фарма» («DeVita Pharma»), «ДЕВИТА Комби» («DeVita Combi»), «ДЕВИТА БРТ» («DeVita BRT»), «ДЕВИТА Профессионал» («DeVita Professional»)
Изготовитель,	ООО «ДЕТА-ЭЛИС ХОЛДИНГ», Россия
Адрес Изготовителя	125057, г. Москва, Ленинградский проспект, д.65
Заявитель	ООО «ДЕТА-ЭЛИС ХОЛДИНГ», Россия
Адрес Заявителя	125057, г. Москва, Ленинградский проспект, д.65
Цель испытаний	Подтверждение соответствия
Стандарты, на соответствие которым проверялось ТС	ГОСТ Р МЭК 60601-1-2-2014
Полномочия	Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.517966 до 26.02.2019 г.
<p>Испытанный образец соответствует требованиям ГОСТ Р МЭК 60601-1-2-2014</p>	
<p>Настоящий протокол распространяется только на испытанные ТС. Протокол испытаний не может быть частично или полностью перепечатан или размножен без разрешения Заказчика или ИЛ ЗАО «НИИМТ».</p>	

Подтверждение соответствия по результатам токсикологических испытаний



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ЦЕНТР КАЧЕСТВА,
ЭФФЕКТИВНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ»
125363, Россия, Москва, ул. Новопоселковая, дом 6, корпус 217, тел. +7 (495) 134-27-27
наименование испытательной организации, адрес, телефон



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам токсикологических исследований медицинского изделия

№ 12/Т.092.Р-2015 от «28» декабря 2015 г.

Аппарат в составе блоков электроакупунктурной диагностики, медикаментозного тестирования, электроакупунктурной, электромагнитной, квантовой, биорезонансной терапий (для профессионального применения, с возможностью индивидуального использования) в следующих исполнениях: «ДЕВИТА Профессионал» (DeVita Professional), «ДЕВИТА Д» («DeVita D»), «ДЕВИТА Фарма» («DeVita Pharma»), «ДЕВИТА Комби» («DeVita Combi»), «ДЕВИТА БРТ» («DeVita BRT»)

наименование медицинского изделия

Составлен

Испытательная лаборатория АНО «ЦЕНТР КАЧЕСТВА, ЭФФЕКТИВНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ»

наименование организации, проводящей испытания

г. Москва, ул. Новопоселковая, дом 6, корпус 217

(с указанием места проведения испытания)

Полномочия на проведение испытаний, аккредитация на техническую компетентность и независимость для проведения работ по испытаниям.

Аттестат аккредитации испытательной организации

Аттестат аккредитации № RA.RU.21MD11 выдан 30.04.2015 г.

№, дата выдачи, область аккредитации

действителен до бессрочно

Заключение по результатам токсикологических исследований медицинского изделия не может быть частично или полностью перепечатано или размножено без разрешения АНО «Центр КЭБМИ», Россия

Подтверждение соответствия по результатам токсикологических испытаний

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Испытанное медицинское изделие «Аппарат в составе блоков электроакупунктурной диагностики, медика-ментозного тестирования, электроакупунктурной, электромагнитной, квантовой, биорезонансной терапий (для профессионального применения, с возможностью индивидуального использования) в следующих исполнениях: «ДЕВИТА Профессионал» (DeVita Professional), «ДЕВИТА Д» («DeVita D»), «ДЕВИТА Фарма» («DeVita Pharma»), «ДЕВИТА Комби» («DeVita Combi»), «ДЕВИТА БРТ» («DeVita BRT»), производства ООО «ДЕТА-ЭЛИС ХОЛДИНГ», Россия

наименование медицинского изделия

СООТВЕТСТВУЕТ требованиям безопасного применения.

Приложения:

А – Протокол токсикологических исследований медицинского изделия №№ 12/Т.092.1.Р-2015

Б – Утвержденная программа токсикологических исследований медицинского изделия № 12/Т.092.Р-2015.

Приложения являются неотъемлемой частью Акта.

Подписи:

Руководитель группы токсикологических исследований

С.С. Маврин

Член группы физико-химических исследований - к.х.н.

Е.В. Пугачева

Член группы физико-химических исследований - к.т.н.

Ю.В. Богатов

Декларация соответствия требованиям ЕС

	TECHNICAL FILE
	EC DECLARATION OF CONFORMITY

EC Declaration of Conformity Nr.W17



The company **DETA-ELIS EUROPA GMBH** with a seat at Kaiserstr. 74, 63065 Offenbach, Germany

Herewith to DECLARE

That the equipment described below complies with all applicable at the time of construction essential requirements of the **Directive 2011/65/EU (RoHS)** and the **Directive 2014/30/EU (EMC)**.

This declaration relates exclusively to the equipment in the state in which it was placed on the market, and excludes alterations or manipulations, components which are added and/or operations carried out subsequently by the final user without our official consent.

Equipment: DeVita
Type / Model: Combi
Standards Applied: IEC 61000-4-2-2008
GOST P МЭК 60601-2:2014
GOST 52770:2007
GOST ISO 10993-1-2-5-10-11-12-18-2011

Date: 01 October 2018

Authorized Representative: The General Manager Ms. Konopleva Tatyana

Title of Signatory:

Company Stamp:


Europa GmbH
Kaiserstr. 74,
63065 Offenbach, Germany
Tel. 0049-69-98552850 Fax: 0049-69-985528529
info@deholding.org
www.deholding.info

Abnahmebescheinigung

Das Gerät «DeVita Combi»

Fabrikations-Nr. _____

wurde in Übereinstimmung mit den verbindlichen Anforderungen der staatlichen Standards und der gültigen technischen Dokumentation hergestellt und abgenommen und seine Betriebsfähigkeit wird bescheinigt.

Seriennummer _____

Bestätigung des technischen Prüfers:

Stempel _____

(Unterschrift)

(Name des Unterzeichners)

« ____ » _____ 20__.

(Herstellungsdatum)

Garantieschein Nr.1

Zur Inanspruchnahme einer Garantiereparatur von «DeVita Combi»

Übergabe am « _____ » _____ 20__ . Reparaturen durchgeführt von _____

(Name, Unterschrift)



Deta-Elis Europa GmbH
Kaiserstrasse 74, 63065 Offenbach, Germany

Garantieschein Nr.1 zur Inanspruchnahme einer Garantiereparatur

Gerät: «DeVita Combi»

Fabrikationsnummer _____

Verkauft am Betrieb _____

(Handelsbetrieb)

Verkaufsdatum « _____ » _____ 20__ .

Stempel des Betriebs _____

(Unterschrift)

Kunde _____

Adresse des Kunden _____

Unterschrift des Kunden _____

Datum der Übergabe des Reparaturgegenstandes

« _____ » _____ 20__ .

Instandsetzungsmassnahmen wurden wie folgt durchgeführt:

Reparaturen durchgeführt von _____

(Datum, Unterschrift)

Kunde _____

(Datum, Unterschrift)

Reparaturwerkstatt _____

Stempel

« _____ » _____ 20__ .

Der Verantwortliche _____

(Unterschrift)

Garantieschein Nr.2

Zur Inanspruchnahme einer Garantiereparatur von «DeVita Combi»

Übergabe am « _____ » 20__ . Reparaturen durchgeführt von _____

(Name, Unterschrift)



Deta-Elis Europa GmbH

Kaiserstrasse 74, 63065 Offenbach, Germany

Garantieschein Nr.2 zur Inanspruchnahme einer Garantiereparatur

Gerät: «DeVita Combi»

Fabrikationsnummer _____

Verkauft am Betrieb _____

(Handelsbetrieb)

Verkaufsdatum « _____ » _____ 20__ .

Stempel des Betriebs _____

(Unterschrift)

Kunde _____

Adresse des Kunden _____

Unterschrift des Kunden _____

Datum der Übergabe des Reparaturgegenstandes

« _____ » _____ 20__ .

Instandsetzungsmassnahmen wurden wie folgt durchgeführt:

Reparaturen durchgeführt von _____

(Datum, Unterschrift)

Kunde _____

(Datum, Unterschrift)

Reparaturwerkstatt _____

Stempel

« _____ » _____ 20__ .

Der Verantwortliche _____

(Unterschrift)

Garantieschein Nr.3

Zur Inanspruchnahme einer Garantiereparatur von «DeVita Combi»

Übergabe am « _____ » 20__ . Reparaturen durchgeführt von _____

(Name, Unterschrift)



Deta-Elis Europa GmbH
Kaiserstrasse 74, 63065 Offenbach, Germany

Garantieschein Nr.3 zur Inanspruchnahme einer Garantiereparatur

Gerät: «DeVita Combi»

Fabrikationsnummer _____

Verkauft am Betrieb _____

(Handelsbetrieb)

Verkaufsdatum « _____ » _____ 20__ .

Stempel des Betriebs _____

(Unterschrift)

Kunde _____

Adresse des Kunden _____

Unterschrift des Kunden _____

Datum der Übergabe des Reparaturgegenstandes

« _____ » _____ 20__ .

Instandsetzungsmassnahmen wurden wie folgt durchgeführt:

Reparaturen durchgeführt von _____

(Datum, Unterschrift)

Kunde _____

(Datum, Unterschrift)

Reparaturwerkstatt _____

Stempel

« _____ » _____ 20__ .

Der Verantwortliche _____

(Unterschrift)

www.deholding.info

По вопросам приобретения обращаться в

DeVita Центр

<https://devitacenter.com/>

ООО «Дета-Элис Холдинг» – эксклюзивный
дистрибьютор Deta-Elis Europa GmbH
Kaiserstrasse 74, 63065 Offenbach, Germany