

Gerät zur Harmonisierung  
und Optimierung  
der natürlichen  
elektromagnetischen  
Strahlung in den Biosystemen

DeVita Ritm  
Modell Mini

Methodische empfehlungen

## Languages

English.....	3
Ελληνικά.....	19
Русский.....	35

The device  
harmonizes and corrects  
the natural electromagnetic  
emissions of natural  
bio systems

DeVita Ritm  
Model Mini

Methodological recommendations



## INTRODUCTION

A unique wellness device that has no analogues in the world. It is necessary for every person to maintain a high level of health in the modern world. The device is used to contribute and protect against stress factors, maintain healthy homeostasis, improve efficiency, prevent premature aging.

## METHOD OF WORK

The device is based on the work of scientists R. Voll, H. Shimmel, A.F. Cramer and others who were studying the electromagnetic radiation of the body. According to their studies, each organ has its own oscillations, which in weakened organs differ from healthy ones. The DeVita Ritm Mini device has separate low-intensity bioresonance frequencies for various organs and systems that mimic the vibrations of healthy organs. The impact of these frequencies «adjusts» the body to a healthy wave, which, as a result, leads to an increase in the reserves of adaptation and restoration of the processes of self-regulation.

## DEVICE FEATURES

The device includes 15 basic complexes consisting of manual and automatic programs. Each user can create their own unique complexes (the whole device can hold up to 50) and has the ability to download new complexes and programs that will be created by the company's specialists.

## TIME OF USE

The device DeVita Ritm Mini is expedient to apply in the morning, also when there is a need. The device must be facing with its back to your body.

For complex solution of health problems, maintenance of high tonus and adaptation, we recommend using DeVita Energy Mini devices in the morning and DeVita AP Mini in the evening or night.

The method of using DeVita devices is described in the complexes.

## COMPLEXES

- |                               |                          |                    |
|-------------------------------|--------------------------|--------------------|
| 1. General List of programs 1 | 6. Stop insomnia         | 11. Stop parasites |
| 2. General List of programs 2 | 7. Active immune system  | 12. Stop allergy   |
| 3. Heart and circulation      | 8. Movement without pain | 13. Men's health   |
| 4. Digestion without problems | 9. Sport performers      | 14. Women's health |
| 5. Stop stress                | 10. Clean skin           | 15. Body figure    |

### 1. Complex «General List of programs 1»

- |                                       |                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. 7 chakras                          | 33. Joints without pain – automatic |
| 2. Active protection                  | 34. Healthy joints – automatic      |
| 3. Anti-stress                        | 35. Men's Health – automatic        |
| 4. Blood circulation regulation       | 36. Without gout – automatic        |
| 5. Clean kidneys                      |                                     |
| 6. Clean lymph                        |                                     |
| 7. Detoxification                     |                                     |
| 8. Digestion                          |                                     |
| 9. Digestion normalization            |                                     |
| 10. Women's health                    |                                     |
| 11. Men's health                      |                                     |
| 12. Healthy heart                     |                                     |
| 13. Healthy sleep                     |                                     |
| 14. Hormones normalization            |                                     |
| 15. Intestine without problems        |                                     |
| 16. Joints without inflammation       |                                     |
| 17. Joints without pain               |                                     |
| 18. Immune protection                 |                                     |
| 19. Cellular respiration              |                                     |
| 20. Healthy kidneys                   |                                     |
| 21. Vegetative regulation             |                                     |
| 22. Healthy joints                    |                                     |
| 23. Stop prostatitis                  |                                     |
| 24. Balanced nervous system           |                                     |
| 25. Healthy Day automatic             |                                     |
| 26. Health automatic                  |                                     |
| 27. Complete cleansing automatic      |                                     |
| 28. High tonus automatic              |                                     |
| 29. Healthy metabolism automatic      |                                     |
| 30. No poisoning – automatic          |                                     |
| 31. Normal blood pressure – automatic |                                     |
| 32. Healthy sleep – automatic         |                                     |

## 2. Complex «General List of programs 2»

- |                                 |                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Cardiac rhythm normalization | 15. Anti-cold                         |
| 2. Healthy eyesight             | 16. Free breath                       |
| 3. Good mood                    | 17. Beautiful skin                    |
| 4. Recovery from injuries       | 18. Beautiful hair and nails          |
| 5. Female sexuality             | 19. Anti cold - automatic             |
| 6. Male sexuality               | 20. Healthy skin and hair - automatic |
| 7. Warm -up                     |                                       |
| 8. Workout                      |                                       |
| 9. Recovery after training      |                                       |
| 10. Without allergens           |                                       |
| 11. Healthy venous system       |                                       |
| 12. Without headache            |                                       |
| 13. Normal blood sugar          |                                       |
| 14. Functional memory +         |                                       |

### Automatic programs

Name of the program	What does the program aim	Time
Healthy Day automatic	It contributes improving the blood supply of organs and tissues, activates the excretory systems, improves the metabolism, correctly distributes the energy balance, relieves nervous tension, strengthens the protective functions of the body. Acts against toxic loads collected in accordance with the daily biological activity of the organs.	5:21
Health automatic	It helps correcting the state of the immune system for colds viral diseases, improves cellular metabolism, which facilitates faster clearance of toxins. Also helps to restore the work of systems and organs disrupted in the course of illness.	8:03
Complete cleansing automatic	Helps activating the work of excretory systems, removes toxins, increases the adaptive reserves and defenses of the body. Acts against toxic loads collected in accordance with the daily biological activity of the organs.	14:10
High tonus automatic	Promotes the removal of toxic loads from the liver, kidneys and lymphatic system, activates their work, improves blood circulation. Starts the natural processes of rejuvenation.	6:20

Healthy metabolism automatic	Promotes harmonizing the work of the body, regulates the activity of the autonomic nervous system, stabilizes the appetite, activates the work of the digestive organs and secretions. Promotes the normalization of metabolic processes and psycho-emotional state, reduction of body weight and improvement of quality of life.	6:00
No poisoning - automatic	Helps on the reduction of the harmful effects on the body of toxins (food, drug, alcohol). Contributes to neutralize and more likely to withdraw them from the intestine and liver, reducing the burden on these organs.	2:26
Normal blood pressure - automatic	Relieves spasm of blood vessels, normalizes blood pressure. It helps restoring the heart and kidneys, normalizing cellular metabolism, reducing hypoxia and relieving from toxins. Improves blood circulation of organs, helps reduce swelling.	6:07
Healthy sleep - automatic	It contributes removing psychological stress, relaxes the central nervous system, improves the quality and duration of sleep.	3:06
Joints without pain - automatic	Relaxes the tensed muscles, improves the condition of the ligamentous apparatus, activates the blood supply, reduces pain and inflammation in the joints and spine. Effective with an active load on the musculoskeletal system, trauma.	3:06
Healthy joints - automatic	Relieves from inflammation and pain in the joints and spine. Improves their blood supply and nutrition. Promotes the restoration of damaged joints tissues, including articular cartilage and synovial membrane, as well as surrounding tissues: ligaments, tendons and muscles. Effective for any problems with joints: arthritis, artorosa, stiffness.	5:22
Healthy skin and hair - automatic	It helps improving the blood supply of the skin, corrects the work of sebaceous and sweat glands, which increases skin immunity and reduces the manifestation of bacterial and fungal lesions. Also improves blood circulation in the capillaries of the hair follicles and the nail plates, promoting increased nutrition of hair and nails.	3:36
Anti cold - automatic	It is used during colds and allergic reactions (pollinosis). Relieves inflammation and reduces the respiratory manifestation of colds and allergies: puffiness, stuffy nose, cough.	3:31



Men's Health - automatic	Promotes normalization of the prostate gland, general improvement of the urogenital system in men, increases activity and sexual endurance. It also helps to prevent the emergence of problems associated with the disruption of the functions of the urogenital system.	3:31
Without gout - automatic	Promotes normalizing the metabolism in the body, regulates the balance of K, Ca, Na, P. It removes inflammation in the joints, reduces swelling, promotes the removal of salts and toxins. Improves the functional state of the kidneys.	6:07

**ATTENTION!** Depending on the degree of intoxication of the organism under the influence of the auto-program «Complete cleansing automatic», unpleasant sensations, nausea, headache, urinary and sweating, urinary defecation, etc. may appear in the first days of use.

Try to drink more pure drinking water, take a shower 2 times a day.

If there are serious chronic diseases, then the first 2 weeks, use the program every other day.

### 3. Complex «Heart and circulation»

Applied for helping on problems with the cardiovascular and lymphatic systems.

1<sup>st</sup> month, everyday alternating with each other during the day:

- «Healthy Day automatic»
- «Health automatic»

Additionally every day during the afternoon:

- at instability of pressure (deviations from the norm) – «Normal blood pressure - automatic»

**If necessary:**

- program «Cardiac Rhythm Normalization», «Healthy venous system», «Without headache»

2<sup>nd</sup> month, everyday alternating with each other during the day:

- «Healthy Day automatic»
- «Health automatic»
- additional programs of the first month every day in the afternoon.

3<sup>rd</sup> month: «Complete cleansing automatic»

4<sup>th</sup> month everyday alternating with each other during the day:

- «Healthy Day automatic»
- «Health automatic»
- additional programs of the first month every day in the afternoon.

## 4. Complex «Digestion without problems»

For chronic problems with the organs of the digestive tract.

**1<sup>st</sup> month**, everyday alternating with each other during the day:

- «Healthy Day automatic»
- «Health automatic»

**Additionally every day during the afternoon:**

- if the intestine, liver, gall bladder is disrupted - program – «Intestine Without Problems»
- at an instability of a level of sugar in blood – «Normal blood sugar»

**2<sup>nd</sup> month**, everyday alternating with each other during the day:

- «Healthy Day automatic»
- «Health automatic»
- additional programs of the first month every day in the afternoon.

**3<sup>rd</sup> month:** «Complete cleansing automatic»

**4<sup>th</sup> month** everyday alternating with each other during the day:

- «Healthy Day automatic»
- «Health automatic»
- additional programs of the first month every day in the afternoon.

**During poisoning:**

- «No poisoning - automatic» — daily for 3-5 days.

## 5. Complex «Stop stress»

With stress, fatigue, reduced performance, depressive states.

**1<sup>st</sup> month**, everyday alternating with each other during the day:

- «Healthy Day automatic»
- «Health automatic»

**Additionally every day during the afternoon:**

- to improve the process of remembering, removing mental fatigue - program «Functional memory +»
- to reduce high stress load – «Balanced nervous system»
- when depressed – «Good Mood»

**2<sup>nd</sup> month**, everyday alternating with each other during the day:

- «Healthy Day automatic»
- «Health automatic»
- additional programs of the first month every day in the afternoon.

**3<sup>rd</sup> month: «Complete cleansing automatic»**

**4<sup>th</sup> month** everyday alternating with each other during the day:

- «Healthy Day automatic»
- «Health automatic»
- additional programs of the first month every day in the afternoon.

## 6. Complex «Stop insomnia»

At a condition of nervous excitation, problems with falling asleep, disturbances during sleep.

**1<sup>st</sup> month**, everyday alternating with each other during the day:

- «Healthy Day automatic»
- «Health automatic»

**If necessary:**

- With regular problems with falling asleep — program «Healthy Sleep», daily 2 hours before bedtime.
- for sleep disturbance due to depression — programs «Good Mood» and «Healthy Sleep», daily 3 hours before bedtime
- in case of sleep disturbance due to nerve overexertion — «Healthy sleep – automatic», daily 3 hours before bedtime

**2<sup>nd</sup> month**, everyday alternating with each other during the day:

- «Healthy Day automatic»
- «Health automatic»
- additional programs of the first month every day in the afternoon.

**3<sup>rd</sup> month: «Complete cleansing automatic»**

**4<sup>th</sup> month** everyday alternating with each other during the day:

- «Healthy Day automatic»
- «Health automatic»
- additional programs of the first month every day in the afternoon.

## 7. Complex «Active immune system»

For the prevention of colds, as well as relief from bacterial and viral infections.

In the season of catarrhal diseases, with hypothermia - everyday alternating with each other during the day:

- «Healthy Day automatic»
- «Health automatic»

At the first signs of catarrhal diseases (except for the flu), everyday alternating with each other during the day:

- «Healthy Day automatic»
- «Health automatic»

**Additionally** daily for 5 - 7 days:

- program «Anti-Cold» or «Anti cold - automatic» – in the presence of cough.

At the first signs of the flu every day for 5-7 days, everyday alternating with each other during the day:

- «Healthy Day automatic»
- «Health automatic»

**Additionally** in the next 10-12 days: «Anti cold - automatic».

## 8. Complex «Movement without pain»

In case of problems with the musculoskeletal system: pain, inflammation of the joints, muscles, spine, injuries.

**1<sup>st</sup> month**, everyday alternating with each other during the day:

- «Healthy Day automatic»
- «Health automatic»

**Additionally** every day during the afternoon:

- with active physical activity on the joints and spine, post-traumatic inflammatory manifestations – «Joints without pain - automatic»
- In case of any problems with joints and prevention of their exacerbation – «Healthy joints - automatic»
- to relieve the joints from gout «Without gout - automatic»

**2<sup>nd</sup> month**, everyday alternating with each other during the day:

- «Healthy Day automatic»
- «Health automatic»
- additional programs of the first month every day in the afternoon.

**3<sup>rd</sup> month: «Complete cleansing automatic»**

**4<sup>th</sup> month** everyday alternating with each other during the day:

- «Healthy Day automatic»
- «Health automatic»
- additional programs of the first month every day in the afternoon.

## 9. Complex «Sport performers»

With intense physical exertion, trauma, and also to reduce the toxic load and rapid recovery after training.

**1<sup>st</sup> month**, everyday alternating with each other during the day:

- «Healthy Day automatic»
- «Health automatic»

**Additionally:**

- program «Warm-Up», 1.5 hours before the workout
- program «Workout», during the training process
- program «Recovery after training», after active physical activity

**2<sup>nd</sup> month**, everyday alternating with each other during the day:

- «Healthy Day automatic»
- «Health automatic»
- additional programs of the first month every day in the afternoon.

**3<sup>rd</sup> month: «Complete cleansing automatic»**

**4<sup>th</sup> month** everyday alternating with each other during the day:

- «Healthy Day automatic»
- «Health automatic»
- additional programs of the first month every day in the afternoon.

## 10. Complex «Clean skin»

With inflammatory processes on the skin, fungal burdening of hair and nails, herpetic weights (shingles).

1<sup>st</sup> month, everyday alternating with each other during the day:

- «Healthy Day automatic»
- «Health automatic»

Additionally every day in the afternoon:

- «Healthy skin and hair - automatic»

2<sup>nd</sup> month, everyday alternating with each other during the day:

- «Healthy Day automatic»
- «Health automatic»

Additionally every day in the afternoon:

- «Healthy skin and hair - automatic»

3<sup>rd</sup> month: «Complete cleansing automatic»

4<sup>th</sup> month everyday alternating with each other during the day:

- «Healthy Day automatic»
- «Health automatic»

Additionally every day in the afternoon:

- «Healthy skin and hair - automatic»

## 11. Complex «Stop parasites»

To maintain health of: owners of domestic animals, garden plots, travelers, families with children under 12 years. When your appetite changes, unexplained pain, inflammation, the appearance of allergies.

1<sup>st</sup> month, everyday alternating with each other during the day:

- «Healthy Day automatic»
- «Health automatic»

Additionally every day in the afternoon:

- «Intestine Without Problems»

2<sup>nd</sup> month, everyday alternating with each other during the day:

- «Healthy Day automatic»
- «Health automatic»

Additionally every day in the afternoon:

- «Intestine Without Problems»

**3<sup>rd</sup> month: «Complete cleansing automatic»**

**4<sup>th</sup> month** everyday alternating with each other during the day:

— «Healthy Day automatic»

— «Health automatic»

**Additionally** every day in the afternoon:

— «Intestine Without Problems»

## 12. Complex «Stop allergy»

With various allergic reactions: for food, dust, pets, pollen of plants.

**1<sup>st</sup> month**, everyday alternating with each other during the day:

— «Healthy Day automatic»

— «Health automatic»

**Additionally** every day in the afternoon:

— program «Without Allergens»

**If necessary:** to relieve allergy symptoms «Anti cold - automatic».

**2<sup>nd</sup> month**, everyday alternating with each other during the day:

— «Healthy Day automatic»

— «Health automatic»

**Additionally** every day in the afternoon:

— program «Without Allergens»

**If necessary:** to relieve allergy symptoms «Anti cold – automatic».

**3<sup>rd</sup> month: «Complete cleansing automatic»**

**4<sup>th</sup> month** everyday alternating with each other during the day:

— «Healthy Day automatic»

— «Health automatic»

**Additionally** every day in the afternoon:

— program «Without Allergens»

**If necessary:** to relieve allergy symptoms «Anti cold - automatic».

**Attention!** With pollinosis, the course should be started 2 months before the flowering of plants. A stable positive result for solving problems with allergies can be obtained with regular use of the programs of the complex for 6 months.

### 13. Complex «Men's health»

With psychological and functional problems with the organs of the male genitourinary system.

**1<sup>st</sup> month**, everyday alternating with each other during the day:

- «Healthy Day automatic»
- «Health automatic»

**Additionally** every day in the afternoon:

- inflammation of the urogenital system and problems with potency – «Men's Health - automatic»
- with a decrease in male sexual function and prevention of problems of the genitourinary system program «Men's Health»

**If necessary:** with psychological dysfunction problem - program «Male Sexuality».

**2<sup>nd</sup> month**, everyday alternating with each other during the day:

- «Healthy Day automatic»
- «Health automatic»
- additional programs of the first month every day in the afternoon.

**3<sup>rd</sup> month:** «Complete cleansing automatic»

**4<sup>th</sup> month** everyday alternating with each other during the day:

- «Healthy Day automatic»
- «Health automatic»
- additional programs of the first month every day in the afternoon.

### 14. Complex «Women's health»

With functional violations of the female genitourinary system, to harmonize the work of the organism in the premenstrual and climacteric period.

**1<sup>st</sup> month**, everyday alternating with each other during the day:

- «Healthy Day automatic»
- «Health automatic»

**Additionally** every day in the afternoon:

- program «Women's Health»

**If necessary:** with a decrease in libido – program «Female Sexuality».



**2<sup>nd</sup> month**, everyday alternating with each other during the day:

- «Healthy Day automatic»
- «Health automatic»

**Additionally** every day in the afternoon:

- program «Women's Health»

**3<sup>rd</sup> month**: «Complete cleansing automatic»

**4<sup>th</sup> month** everyday alternating with each other during the day:

- «Healthy Day automatic»
- «Health automatic»

**Additionally** every day in the afternoon:

- program «Women's Health».

## 15. Complex «Body figure»

For gentle and comfortable weight loss, regulation of appetite.

**Attention!** To obtain the most effective result before using this complex, we recommend first to reduce the possible toxic load, to restore the self-regulation processes using the main modes («Healthy Day automatic», «Health automatic», «Complete cleansing automatic») of the Complex «Stop parasites» within 3-4 months.

**4<sup>th</sup>-6<sup>th</sup> month**: «High tonus automatic» and «Healthy metabolism automatic» day by day, alternating with each other in the daytime

**For detailed information on the complexes, see the company's website [www.deholding.info](http://www.deholding.info) in the section «Products» - «Complexes».**

With regular, correct use of DeVita Mini devices any user may receive a unidirectional positive result of effective recovery, youth and longevity.



Συσκευή για διόρθωση  
και εναρμόνιση φυσικής  
ηλεκτρομαγνητικής  
ακτινοβολία  
σε φυσικά βιοσυστήματα

DeVita Ritm  
Μοντέλο Mini

Οδηγίες χρήσης

## ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Μια καινοτόμα συσκευή ευεξίας, που ισάζει της σε δράση και αποτελεσματικότητα δεν υπάρχει στην αγορά. Στις μέρες μας είναι αναγκαίο, ο κάθε άνθρωπος να είναι σε θέση να διατηρεί έναν υψηλό επίπεδο υγείας. Η συσκευή χρησιμοποιείται για να συντελεί στην προστασία του οργανισμού από παράγοντες στρες, να συντελεί στην διατήρηση της ομοιόστασης, να συμμετέχει στην βελτίωση της αποτελεσματικότητας της λειτουργίας των οργάνων, να βοηθά στην αποτροπή της πρόωρης γήρανσης.

## ΜΕΘΟΔΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Η συσκευή βασίζεται στο έργο των επιστημόνων R. Voll, H. Shimmel, A.P. Cramer και άλλων που μελέτησαν την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία του σώματος. Σύμφωνα με τις μελέτες τους, κάθε όργανο έχει τις δικές του ταλαντώσεις, οι οποίες στα εξασθενημένα όργανα διαφέρουν από τα υγιή. Η συσκευή DeVita Ritm Mini διαθέτει ξεχωριστές συχνότητες χαμηλής έντασης για διάφορα όργανα και συστήματα οργάνων, οι οποίες ανταποκρίνονται στις δονήσεις των υγιών οργάνων. Ο αντίκτυπος αυτών των συχνοτήτων «προσαρμόζει» το σώμα σε ένα υγιές κύμα, το οποίο ως εκ τούτου οδηγεί σε αύξηση των αποθεμάτων προσαρμογής και αποκατάστασης των διαδικασιών αυτορρύθμισης.

## ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Η συσκευή περιλαμβάνει στην παρούσα χρονική στιγμή 15 βασικά ΣΕΤ προγραμμάτων (complexes) που αποτελούνται από χειροκίνητα και αυτόματα προγράμματα. Κάθε χρήστης μπορεί να δημιουργήσει εξατομικευμένα ΣΕΤ προγραμμάτων (η συσκευή μπορεί να αποθηκεύσει έως και 50). Επιπλέον, έχει τη δυνατότητα λήψης νέων ΣΕΤ και προγραμμάτων που θα δημιουργηθούν από εξειδικευμένους επαγγελματίες υγείας.

## ΧΡΟΝΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Η συσκευή DeVita Ritm Mini είναι σκόπιμο να εφαρμόζεται κατά τις πρωινές ώρες της ημέρας, καθώς επίσης και όταν υπάρχει ανάγκη τις απογευματινές ώρες.

Για την ολοκληρωμένη επίλυση των προβλημάτων υγείας, τη διατήρηση υψηλού τόνου και αποθεμάτων προσαρμογής, σας συνιστούμε τη χρήση των συσκευών DeVita Energy Mini το πρωί και το DeVita AP Mini το βράδυ ή τη νύχτα.

Η μέθοδος χρήσης των συσκευών Devita περιγράφεται στα ΣΕΤ προγραμμάτων.

## ΣΕΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

- |   |                        |                                 |
|---|------------------------|---------------------------------|
| 1. ΓΕΝΙΚΗ ΛΙΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 1              | 6. Κατά της αϋπνίας    | 12. Κατά των αλλεργιών          |
| 2. ΓΕΝΙΚΗ ΛΙΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2              | 7. Χωρίς κρυσταλλήματα | 13. Αντρική υγεία               |
| 3. Καρδιά και αγγεία                        | 8. Κίνηση χωρίς πόνο   | 14. Υγεία της γυναίκας          |
| 4. Ρύθμιση πεπτικού και αποτοξίνωση εντέρου | 9. Για αθλητές         | 15. Διαχείριση σωματικού βάρους |
| 5. Αντιστρες                                | 10. Λαμπερή επιδερμίδα |                                 |
|   | 11. Τέλος στα παράσιτα |                                 |

### 1. ΣΕΤ προγραμμάτων «ΓΕΝΙΚΗ ΛΙΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 1»

- |  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| 1. Ενεργοποίηση και εξισορρόπηση των 7 τσάκρα  | 33. Αρθρώσεις χωρίς πόνο - αυτόματο |
| 2. Ενεργή προστασία                            | 34. Υγιείς αρθρώσεις - αυτόματο     |
| 3. Κατά του άγχους - Antistress                | 35. Ανδρική υγεία - αυτόματο        |
| 4. Βελτίωση του κυκλοφορικού                   | 36. Κατά της αρθρίτιδας - αυτόματο  |
| 5. Καθαρά νεφρά                                |                                     |
| 6. Καθαρή λέμφος                               |                                     |
| 7. Αποτοξίνωση (Detox)                         |                                     |
| 8. Ομαλοποίηση Πεπτικού                        |                                     |
| 9. Ρύθμιση του μεταβολισμού                    |                                     |
| 10. Υγεία της γυναίκας                         |                                     |
| 11. Υγεία του άνδρα                            |                                     |
| 12. Υγιής καρδιά                               |                                     |
| 13. Ήρεμος ύπνος                               |                                     |
| 14. Ορμονική ισορροπία                         |                                     |
| 15. Έντερο χωρίς προβλήματα                    |                                     |
| 16. Αρθρώσεις χωρίς φλεγμονές                  |                                     |
| 17. Αρθρώσεις χωρίς πόνο                       |                                     |
| 18. Ενίσχυση του ανοσοποιητικού                |                                     |
| 19. Κυτταρική αναπνοή                          |                                     |
| 20. Υγιή νεφρά                                 |                                     |
| 21. Αυτόνομη ρύθμιση                           |                                     |
| 22. Υγιείς αρθρώσεις                           |                                     |
| 23. Κατά της προστατίτιδας                     |                                     |
| 24. Φυσιολογική λειτουργία νευρικού συστήματος |                                     |
| 25. Ευ ζην- αυτόματο                           |                                     |
| 26. Υγεία - αυτόματο                           |                                     |
| 27. Ολικός καθαρισμός- αυτόματο                |                                     |
| 28. Υψηλός τόνος- αυτόματο                     |                                     |
| 29. Υγιής μεταβολισμός- αυτόματο               |                                     |
| 30. Κατά της δηλητηρίασης - αυτόματο           |                                     |
| 31. Κανονική αρτηριακή πίεση - αυτόματο        |                                     |
| 32. Φυσιολογικός ύπνος - αυτόματο              |                                     |

## 2. ΣΕΤ προγραμμάτων «ΓΕΝΙΚΗ ΛΙΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2»

1. Κανονικός καρδιακός ρυθμός
2. Ισχυρή όραση
3. Καλή ψυχική διάθεση
4. Γρήγορη επούλωση
5. Γυναικεία σεξουαλικότητα
6. Ανδρική σεξουαλικότητα
7. Προθέρμανση
8. Προπόνηση
9. Αποκατάσταση από την προπόνηση
10. Κατά των αλλεργιογόνων
11. Υγιές φλεβικό σύστημα
12. Κατά των πονοκεφάλων
13. Φυσιολογικά επίπεδα σακχάρου
14. Λειτουργική μνήμη +
15. Κατά του κρυολόγηματος
16. Ελεύθερη αναπνοή
17. Όμορφη επιδερμίδα
18. Όμορφα μαλλιά και νύχια
19. Χωρίς κρυολόγημα - αυτόματο
20. Χωρίς κρυολόγημα - αυτόματο

### Αυτόματα προγράμματα

Όνομασία	Δράση	Λειτουργία (ώρα)
Eu ζην αυτόματο	Συμμετέχει στην Βελτίωση της παροχής αίματος σε όργανα και ιστούς, ενεργοποιεί το απεκκριτικό σύστημα, βελτιώνει τον μεταβολισμό, κατανέμει σωστά το ενεργειακό ισοζύγιο, ανακουφίζει από την νευρική ένταση, ενισχύει τις προστατευτικές λειτουργίες του σώματος. Δρα ενάντια των τοξικών φορτίων που συγκεντρώνονται σύμφωνα με την καθημερινή βιολογική δραστηριότητα των οργάνων.	5:21
Υγεία αυτόματο	Βοηθά το του ανοσοποιητικό σύστημα έναντι των ιογενών παθήσεων και του κρυολόγηματος, βελτιώνει τον κυτταρικό μεταβολισμό, γεγονός που διευκολύνει την ταχύτερη κάθαρση των τοξινών. Συντελεί στην αποκατάσταση του έργου των συστημάτων και των οργάνων που διαταράσσονται κατά τη διάρκεια της ασθένειας.	8:03

Ολικός καθαρισμός αυτόματο	Ενεργοποιεί τη λειτουργία του απεκκριτικού συστήματος, απομακρύνει τις τοξίνες, αυξάνει τα προσαρμοστικά αποθέματα και την άμυνα του οργανισμού. Δρα ενάντια των τοξικών φορτίων που συγκεντρώνονται στην καθημερινή βιολογική δραστηριότητα των οργάνων.	14:10
Υψηλός τόνος αυτόματο	Πρωωθεί την απομάκρυνση τοξικών φορτίων από το συκώτι, τα νεφρά και το λεμφικό σύστημα, ενεργοποιεί τη λειτουργία τους, βελτιώνει την κυκλοφορία του αίματος. Δραστηριοποιεί τις φυσικές διαδικασίες αναζωογόνησης.	6:20
Υγιής μεταβολισμός αυτόματο	Εναρμονίζει το έργο του σώματος, ρυθμίζει τη δραστηριότητα του αυτόνομου νευρικού συστήματος, σταθεροποιεί την όρεξη, ενεργοποιεί το έργο των πεπτικών οργάνων και των εκκρίσεων. Πρωωθεί την ομαλοποίηση των μεταβολικών διεργασιών και την ψυχο-συναισθηματική κατάσταση, τη μείωση του σωματικού βάρους και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής.	6:00
Κατά της δηλητηρίασης - αυτόματο	Συντελεί στην μείωση των επιβλαβών επιπτώσεων των τοξινών (τρόφιμα, ναρκωτικά, αλκοόλ) στο σώμα. Βοηθά στην εξουδετέρωση και την απομάκρυνση των τοξινών από το έντερο και το συκώτι, μειώνοντας την επιβάρυνση αυτών των οργάνων.	2:26
Κανονική αρτηριακή πίεση – αυτόματο	Ανακουφίζει από τον σπασμό των αιμοφόρων αγγείων, πρωωθεί την ομαλοποίηση της αρτηριακής πίεσης. Συντελεί στην διαδικασία αποκατάστασης της καρδιάς και τα νεφρών, ομαλοποιώντας τον κυτταρικό μεταβολισμό, μειώνοντας την υποξία, ενώ ανακουφίζει από τις τοξίνες. Βελτιώνει την κυκλοφορία του αίματος στα όργανα, βοηθά στη μείωση του πρηξίματος.	6:07
Φυσιολογικός ύπνος - αυτόματο	Αφαιρεί το ψυχολογικό στρες, συντελεί στην ομαλοποίηση της λειτουργίας του κεντρικού νευρικού συστήματος, βελτιώνει την ποιότητα και τη διάρκεια του ύπνου.	3:06
Αρθρώσεις χωρίς πόνο - αυτόματο	Χαλαρώνει τους μύς, βελτιώνει την κατάσταση των συνδέσμων, την παροχή αίματος, συντελεί στην μείωση του πόνου και της φλεγμονής των αρθρώσεων και της σπονδυλικής στήλης. Αποτελεσματικό έναντι του φορτίου στο μυοσκελετικό σύστημα και σε περίπτωση τραυματίων.	3:06

Υγιείς αρθρώσεις - αυτόματο	Ανακουφίζει από τη φλεγμονή και τον πόνο στις αρθρώσεις και τη σπονδυλική στήλη. Συντελεί στην Βελτίωση της παροχής αίματος στις πάσχουσες περιοχές. Πρωθωεί την αποκατάσταση ιστών που έχουν υποστεί βλάβες, συμπεριλαμβανομένου του αρθρικού χόνδρου και της αρθρικής μεμβράνης, καθώς και των περιβαλλόντων ιστών: συνδέσμων, τενόντων και μυών. Αποτελεσματικό για τυχόν προβλήματα με αρθρώσεις: αρθρίτιδα, αρθροπαθεία, δυσκαμψία.	5:22
Υγιές δέρμα και μαλλιά - αυτόματο	Συντελεί στην βελτίωση της παροχής αίματος στο δέρμα, ρυθμίζει τη λειτουργία των σημηματογόνων και ιδρωτοποιών αδένων, γεγονός που αυξάνει την ανοσία του δέρματος και μειώνει την εκδήλωση βακτηριακών και μυκητιακών βλαβών. Επίσης, συντελεί στην βελτίωση της κυκλοφορίας του αίματος στα τριχοειδή αγγεία των τριχοθυλακίων και στην επιφάνεια των νυχιών, προωθώντας την θρέψη των μαλλιών και των νυχιών.	3:36
Χωρίς κρυολόγημα - αυτόματο	Χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια κρυολογήματος και αλλεργικών αντιδράσεων. Ανακουφίζει από τη φλεγμονή και μειώνει την αναπνευστική εκδήλωση κρυολογήματος και αλλεργιών: πρήξιμο, βουλωμένη μύτη, βήχας.	3:31
Ανδρική υγεία - αυτόματο	Πρωθωεί την ομαλοποίηση του αδένα του προστάτη, τη γενική βελτίωση του ουρογεννητικού συστήματος στους άνδρες, αυξάνει τη δραστηριότητα και τη σεξουαλική αντοχή. Συμμετέχει στο να αποτρέπει την εμφάνιση προβλημάτων που σχετίζονται με τη διακοπή των λειτουργιών του ουρογεννητικού συστήματος.	3:31
Χωρίς ουρική αρθρίτιδα - αυτόματο	Συμμετέχει στην ομαλοποίηση του μεταβολισμού, συντελεί στην ισορροπία των Κ, Ca, Na, Ρ. Συμμετέχει στην καταπολέμηση των φλεγμονών των αρθρώσεων, βοηθά στο να μειωθεί το πρήξιμο, προάγει την απομάκρυνση των αλάτων και των τοξινών. Συντελεί στην βελτίωση της λειτουργικής κατάστασης των νεφρών.	6:07

**ΠΡΟΣΟΧΗ!** Ανάλογα με τον βαθμό τοξικότητας του οργανισμού, υπό την επίδραση του αυτόματου προγράμματος «Ολικός καθαρισμός αυτόματο», κατά τις πρώτες ημέρες χρήσης μπορεί να εμφανιστούν δυσάρεστες αισθήσεις: ναυτία, πονοκέφαλος, ουρολοίμωξη, εφίδρωση, αυξημένη ούρηση κλπ. Προσπαθήστε να πίνετε περισσότερο καθαρό πόσιμο νερό, κάντε ένα μπάνιο 2 φορές την ημέρα.



Εάν υπάρχουν σοβαρές χρόνιες παθήσεις, τότε τις πρώτες 2 εβδομάδες, χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα κάθε δεύτερη μέρα.

### 3. ΣΕΤ προγράμματος «Καρδιά και αγγεία»

Χρησιμοποιείται για να βοηθά σε περίπτωση προβλημάτων που σχετίζονται με το κυκλοφορικό και το λεμφικό σύστημα.

1<sup>ος</sup> μήνας, καθημερινά, εναλλάξ μεταξύ τους κατά τις πρωινές ώρες:

— «Ευ ζην αυτόματο»

— «Υγεία αυτόματο»

Επιπλέον, κάθε μέρα το απόγευμα:

— με ασταθή πίεση (μη φυσιολογική) – «Κανονική αρτηριακή πίεση – αυτόματο»

Εάν είναι απαραίτητο:

— πρόγραμμα «Κανονικός καρδιακός ρυθμός», «Υγιές φλεβικό σύστημα», «Χωρίς πονοκέφαλο»

2<sup>ος</sup> μήνας, καθημερινά, εναλλάξ μεταξύ τους κατά τις πρωινές ώρες:

— «Ευ ζην αυτόματο»

— «Υγεία αυτόματο»

— Επιπλέον τα προγράμματα του πρώτου μήνα κάθε μέρα το απόγευμα.

3<sup>ος</sup> μήνας: «Ολικός καθαρισμός αυτόματο»

4<sup>ος</sup> μήνας εναλλάξ κάθε δεύτερη μέρα:

— «Ευ ζην αυτόματο»

— «Υγεία αυτόματο»

— Επιπλέον τα προγράμματα του πρώτου μήνα κάθε μέρα το απόγευμα.

### 4. ΣΕΤ προγράμματος «Ρύθμιση πεπτικού και αποτοξίνωση εντέρου»

Για τα χρόνια προβλήματα με τα όργανα του πεπτικού συστήματος,

1<sup>ος</sup> μήνας, καθημερινά, εναλλάξ μεταξύ τους κατά τις πρωινές ώρες:

— «Ευ ζην αυτόματο»

— «Υγεία αυτόματο»

Επιπλέον, κάθε μέρα το απόγευμα:

— αν υπάρχουν προβλήματα στη λειτουργία του εντέρου, του ήπατος, της χοληδόχου κύστης – πρόγραμμα – «Εντερο χωρίς προβλήματα»

— αν υπάρχουν προβλήματα με τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα – «Φυσιολογικά επίπεδα σακχάρου»

**2<sup>ος</sup> μήνας**, καθημερινά, εναλλάξ μεταξύ τους κατά τις πρωινές ώρες:

— «Ευ ζην αυτόματο»

— «Υγεία αυτόματο»

— Επιπλέον τα προγράμματα του πρώτου μήνα το απόγευμα.

**3<sup>ος</sup> μήνας**: «Ολικός καθαρισμός αυτόματο»

**4<sup>ος</sup> μήνας** καθημερινά, εναλλάξ μεταξύ τους κατά τις πρωινές ώρες:

— «Ευ ζην αυτόματο»

— «Υγεία αυτόματο»

— Επιπλέον τα προγράμματα του πρώτου μήνα το απόγευμα.

**Σε περίπτωση δηλητηρίασης:**

— «Κατά της δηλητηρίασης – αυτόματο» — καθημερινά για 3-5 μέρες.

## 5. ΣΕΤ προγράμματος «Αντιστρες»

Σε περίπτωση άγχους, κόπωσης, μειωμένης απόδοσης, καταθλιπτικών καταστάσεων.

**1<sup>ος</sup> μήνας**, καθημερινά, εναλλάξ μεταξύ τους κατά τις πρωινές ώρες:

— «Ευ ζην αυτόματο»

— «Υγεία αυτόματο»

**Επιπλέον, κάθε μέρα το απόγευμα:**

— Για να βελτιωθεί η διαδικασία απομνημόνευσης, απομάκρυνσης της ψυχικής κόπωσης - πρόγραμμα – «Λειτουργική μνήμη +»

— Μείωση υψηλού φορτίου του άγχους – «Φυσιολογική λειτουργία νευρικού συστήματος»

— Σε περιόδους πίεσης, κατάθλιψης – «Καλή ψυχική διάθεση»

**2<sup>ος</sup> μήνας**, καθημερινά, εναλλάξ μεταξύ τους κατά τις πρωινές ώρες:

— «Ευ ζην αυτόματο»

— «Υγεία αυτόματο»

— Επιπλέον τα προγράμματα του πρώτου μήνα το απόγευμα.

**3<sup>ος</sup> μήνας**: «Ολικός καθαρισμός αυτόματο»

**4<sup>ος</sup> μήνας**, καθημερινά, εναλλάξ μεταξύ τους κατά τις πρωινές ώρες:

— «Ευ ζην αυτόματο»

— «Υγεία αυτόματο»

— Επιπλέον τα προγράμματα του πρώτου μήνα το απόγευμα

## 6. ΣΕΤ προγράμματος «Κατά της αϋπνίας»

Σε κατάσταση νευρικής διέγερσης, προβλήματα ή διαταραχές ύπνου.

1<sup>ος</sup> μήνας, καθημερινά, εναλλάξ μεταξύ τους κατά τις πρωινές ώρες:

— «Ευ ζην αυτόματο»

— «Υγεία αυτόματο»

**Επιπλέον, κάθε μέρα το απόγευμα:**

— Με τακτικά προβλήματα ύπνου — πρόγραμμα «**Ηρεμος ύπνος**», καθημερινά 2 ώρες πριν τον ύπνο.

— Με διαταραχές ύπνου λόγω κατάθλιψης — πρόγραμμα «**Καλή ψυχική διάθεση**» και «**Ηρεμος ύπνος**», καθημερινά 3 ώρες πριν τον ύπνο.

— Με διαταραχές του ύπνου, ως συνέπεια της νευρικής υπερκόπωσης – πρόγραμμα «**Φυσιολογικός ύπνος – αυτόματο**», καθημερινά 3 ώρες πριν τον ύπνο.

2<sup>ος</sup> μήνας, καθημερινά, εναλλάξ μεταξύ τους κατά τις πρωινές ώρες:

— «Ευ ζην αυτόματο»

— «Υγεία αυτόματο»

— Επιπλέον τα προγράμματα του πρώτου μήνα το απόγευμα.

3<sup>ος</sup> μήνας: «**Ολικός καθαρισμός αυτόματο**»

4<sup>ος</sup> μήνας, καθημερινά, εναλλάξ μεταξύ τους κατά τις πρωινές ώρες:

— «Ευ ζην αυτόματο»

— «Υγεία αυτόματο»

— Επιπλέον τα προγράμματα του πρώτου μήνα το απόγευμα

## 7. ΣΕΤ προγράμματος «Χωρίς κρυολογήματα»

Για την πρόληψη των κρυολογημάτων, καθώς και την ανακούφιση από βακτηριακές και ιογενείς λοιμώξεις.

Κατά την περίοδο εποχικών κρυολογημάτων ή σε περίπτωση υποθερμίας - καθημερινά, εναλλάξ μεταξύ τους κατά τις πρωινές ώρες:

— «Ευ ζην αυτόματο»

— «Υγεία αυτόματο»

Κατά τα πρώτα σημάδια κρυολογήματος (εκτός από τη γρίπη), καθημερινά, εναλλάξ μεταξύ τους κατά τις πρωινές ώρες:

— «Ευ ζην αυτόματο»

— «Υγεία αυτόματο»

Επιπλέον ημερησίως για 5 - 7 ημέρες:

- πρόγραμμα «Χωρίς κρυολόγημα» ή «Χωρίς κρυολόγημα - αυτόματο» – υπό την παρουσία βήχα.

Κατά τα πρώτα σημάδια της γρίπης κάθε μέρα για 5-7 ημέρες, καθημερινά, εναλλάξ μεταξύ τους κατά τις πρωινές ώρες:

— «Ευ ζην αυτόματο»

— «Υγεία αυτόματο»

Επιπλέον στις επόμενες 10-12 ημέρες: «Χωρίς κρυολόγημα - αυτόματο».

## 8. ΣΕΤ προγράμματος «Κίνηση χωρίς πόνο»

Σε περίπτωση προβλημάτων με το μυοσκελετικό σύστημα: πόνος, φλεγμονή των αρθρώσεων, των μυών, της σπονδυλικής στήλης, τραυματισμοί.

1<sup>ος</sup> μήνας, καθημερινά, εναλλάξ μεταξύ τους κατά τις πρωινές ώρες:

— «Ευ ζην αυτόματο»

— «Υγεία αυτόματο»

Επιπλέον, κάθε μέρα το απόγευμα:

— Με την ενεργή σωματική δραστηριότητα στις αρθρώσεις και τη σπονδυλική στήλη, μετατραυματικές φλεγμονώδεις εκδηλώσεις – «Αρθρώσεις χωρίς πόνο - αυτόματο»

— Σε περίπτωση οποιωνδήποτε προβλημάτων στις αρθρώσεις και πρόληψης της επιδείνωσης τους – «Υγιείς αρθρώσεις - αυτόματο»

— να ανακουφίσει την κατάσταση των αρθρώσεων σε ουρική αρθρίτιδα – «Χωρίς ουρική αρθρίτιδα - αυτόματο»

2<sup>ος</sup> μήνας, καθημερινά, εναλλάξ μεταξύ τους κατά τις πρωινές ώρες:

— «Ευ ζην αυτόματο»

— «Υγεία αυτόματο»

— Επιπλέον τα προγράμματα του πρώτου μήνα το απόγευμα.

3<sup>ος</sup> μήνας: «Ολικός καθαρισμός αυτόματο»

4<sup>ος</sup> μήνας, καθημερινά, εναλλάξ μεταξύ τους κατά τις πρωινές ώρες:

— «Ευ ζην αυτόματο»

— «Υγεία αυτόματο»

— Επιπλέον τα προγράμματα του πρώτου μήνα το απόγευμα.

## 9. ΣΕΤ προγράμματος «Για αθλητές»

Σε καταστάσεις έντονης σωματικής άσκησης, τραυματισμών, αλλά και μείωσης του τοξικού φορτίου και ταχείας ανάκαμψης μετά την προπόνηση.

**1<sup>ος</sup> μήνας**, καθημερινά, εναλλάξ μεταξύ τους κατά τις πρωινές ώρες:

- «Ευ ζην αυτόματο»
- «Υγεία αυτόματο»

**Επιπλέον:**

- πρόγραμμα «**Προθέρμανση**», 1,5 ώρα πριν την προπόνηση
- πρόγραμμα «**Προπόνηση**», κατά τη διάρκεια την προπόνησης
- πρόγραμμα «**Αποκατάσταση από την προπόνηση**», μετά την προπόνηση

**2<sup>ος</sup> μήνας**, καθημερινά, εναλλάξ μεταξύ τους κατά τις πρωινές ώρες:

- «Ευ ζην αυτόματο»
- «Υγεία αυτόματο»
- Επιπλέον τα προγράμματα του πρώτου μήνα το απόγευμα

**3<sup>ος</sup> μήνας:** «**Ολικός καθαρισμός αυτόματο**»

**4<sup>ος</sup> μήνας**, καθημερινά, εναλλάξ μεταξύ τους κατά τις πρωινές ώρες:

- «Ευ ζην αυτόματο»
- «Υγεία αυτόματο»
- Επιπλέον τα προγράμματα του πρώτου μήνα το απόγευμα

## 10. ΣΕΤ προγράμματος «Λαμπερή επιδερμίδα»

Σε περίπτωση φλεγμονωδών διεργασιών στο δέρμα, μυκητιάσεων στα μαλλιά και τα νύχια, έρπη (έρπητα ζωστήρα).

**1<sup>ος</sup> μήνας**, καθημερινά, εναλλάξ μεταξύ τους κατά τις πρωινές ώρες:

- «Ευ ζην αυτόματο»
- «Υγεία αυτόματο»

**Επιπλέον, κάθε μέρα το απόγευμα:**

- «Υγιές δέρμα και μαλλιά - αυτόματο»

**2<sup>ος</sup> μήνας** καθημερινά, εναλλάξ μεταξύ τους κατά τις πρωινές ώρες:

- «Ευ ζην αυτόματο»
- «Υγεία αυτόματο»

**Επιπλέον, κάθε μέρα το απόγευμα:**

- «Υγιές δέρμα και μαλλιά - αυτόματο»

**3<sup>ος</sup> μήνας: «Ολικός καθαρισμός αυτόματο»**

**4<sup>ος</sup> μήνας** καθημερινά, εναλλάξ μεταξύ τους κατά τις πρωινές ώρες:

— «Ευ Ζην αυτόματο»

— «Υγεία αυτόματο»

Επιπλέον, κάθε μέρα το απόγευμα:

— «Υγιές δέρμα και μαλλιά - αυτόματο»

## 11. ΣΕΤ προγράμματος «Τέλος στα παράσιτα»

Για να προφυλάξετε από τον κίνδυνο: ιδιοκτήτες κατοικίδιων ζώων, κηπουροί, ταξιδιώτες, οικογένειες με παιδιά κάτω των 12 ετών. Όταν αλλάζει η όρεξή σας, βιώνετε ανεξήγητο πόνο, φλεγμονή, εμφάνιση αλλεργιών.

**1<sup>ος</sup> μήνας**, καθημερινά, εναλλάξ μεταξύ τους κατά τις πρωινές ώρες:

— «Ευ Ζην αυτόματο»

— «Υγεία αυτόματο»

Επιπλέον, κάθε μέρα το απόγευμα:

— πρόγραμμα «Έντερο χωρίς προβλήματα»

**2<sup>ος</sup> μήνας** καθημερινά, εναλλάξ μεταξύ τους κατά τις πρωινές ώρες:

— «Ευ Ζην αυτόματο»

— «Υγεία αυτόματο»

Επιπλέον, κάθε μέρα το απόγευμα:

— πρόγραμμα «Έντερο χωρίς προβλήματα»

**3<sup>ος</sup> μήνας: «Ολικός καθαρισμός αυτόματο»**

**4<sup>ος</sup> μήνας** καθημερινά, εναλλάξ μεταξύ τους κατά τις πρωινές ώρες:

— «Ευ Ζην αυτόματο»

— «Υγεία αυτόματο»

Επιπλέον, κάθε μέρα το απόγευμα:

— πρόγραμμα «Έντερο χωρίς προβλήματα»

## 12. ΣΕΤ προγράμματος «Κατά των αλλεργιών»

Σε περίπτωση διαφόρων αλλεργικών αντιδράσεων από φαγητό, σκόνη, κατοικίδια ζώα, γύρη φυτών.

**1<sup>ος</sup> μήνας**, καθημερινά, εναλλάξ μεταξύ τους κατά τις πρωινές ώρες:

- «Ευ ζην αυτόματο»
- «Υγεία αυτόματο»

Επιπλέον, κάθε μέρα το απόγευμα:

- πρόγραμμα «Κατά των αλλεργιογόνων»

**Εάν είναι απαραίτητο:** για την ανακούφιση των συμπτωμάτων αλλεργίας - «Χωρίς κρυολόγημα - αυτόματο»

**2<sup>ος</sup> μήνας** καθημερινά, εναλλάξ μεταξύ τους κατά τις πρωινές ώρες:

- «Ευ ζην αυτόματο»
- «Υγεία αυτόματο»

Επιπλέον, κάθε μέρα το απόγευμα:

- πρόγραμμα «Κατά των αλλεργιογόνων»

**Εάν είναι απαραίτητο:** για την ανακούφιση των συμπτωμάτων αλλεργίας - «Χωρίς κρυολόγημα - αυτόματο»

**3<sup>ος</sup> μήνας:** «Ολικός καθαρισμός αυτόματο»

**4<sup>ος</sup> μήνας** καθημερινά, εναλλάξ μεταξύ τους κατά τις πρωινές ώρες:

- «Ευ ζην αυτόματο»
- «Υγεία αυτόματο»

Επιπλέον, κάθε μέρα το απόγευμα:

- πρόγραμμα «Κατά των αλλεργιογόνων»

**Εάν είναι απαραίτητο:** για την ανακούφιση των συμπτωμάτων αλλεργίας - «Χωρίς κρυολόγημα - αυτόματο»

**Προσοχή!** Με αλλεργική ρινίτιδα, η χρήση πρέπει να ξεκινήσει 2 μήνες πριν από την ανθοφορία των φυτών. Ένα σταθερό θετικό αποτέλεσμα για την επίλυση προβλημάτων με αλλεργίες μπορεί να επιτευχθεί με την τακτική χρήση των προγραμμάτων του ΣΕΤ για 6 μήνες.

### 13. ΣΕΤ προγράμματος «Αντρική υγεία»

Σε περίπτωση ψυχολογικών και λειτουργικών προβλημάτων του ανδρικού ουρογεννητικού συστήματος.

**1<sup>ος</sup> μήνας,** καθημερινά, εναλλάξ μεταξύ τους κατά τις πρωινές ώρες:

- «Ευ ζην αυτόματο»
- «Υγεία αυτόματο»

**Επιπλέον, κάθε μέρα το απόγευμα:**

— σε περίπτωση φλεγμονής του ουρογεννητικού συστήματος και προβλημάτων με τη σύση «Ανδρική υγεία – αυτόματο»

— Σε περίπτωση μειωμένης σεξουαλικής δραστηριότητας των ανδρών και πρόληψη των προβλημάτων με το ουρογεννητικό σύστημα, πρόγραμμα «Υγεία του άνδρα»

**Εάν είναι απαραίτητο: σε περίπτωση ψυχολογικών διαταραχών - πρόγραμμα «Ανδρική σεξουαλικότητα»**

**2<sup>ος</sup> μήνας,** καθημερινά, εναλλάξ μεταξύ τους κατά τις πρωινές ώρες:

— «Ευ Ζην αυτόματο»

— «Υγεία αυτόματο»

— Επιπλέον τα προγράμματα του πρώτου μήνα το απόγευμα

**3<sup>ος</sup> μήνας:** «Ολικός καθαρισμός αυτόματο»

**4<sup>ος</sup> μήνας,** καθημερινά, εναλλάξ μεταξύ τους κατά τις πρωινές ώρες:

— «Ευ Ζην αυτόματο»

— «Υγεία αυτόματο»

— Επιπλέον τα προγράμματα του πρώτου μήνα το απόγευμα

## 14. ΣΕΤ προγράμματος «Υγεία της γυναίκας»

Σε περιπτώσεις λειτουργικών διαταραχών του γυναικείου ουρογεννητικού συστήματος, την εναρμόνιση της λειτουργίας του σώματος στην προεμμηνορροισιακή και κλιμακτορική περίοδο.

**1<sup>ος</sup> μήνας,** καθημερινά, εναλλάξ μεταξύ τους κατά τις πρωινές ώρες:

— «Ευ Ζην αυτόματο»

— «Υγεία αυτόματο»

**Επιπλέον, κάθε μέρα το απόγευμα:**

— πρόγραμμα «Υγεία της γυναίκας»

**Εάν είναι απαραίτητο, με μείωση της λίμπιντο πρόγραμμα «Γυναικεία σεξουαλικότητα»**

**2<sup>ος</sup> μήνας,** καθημερινά, εναλλάξ μεταξύ τους κατά τις πρωινές ώρες:

— «Ευ Ζην αυτόματο»

— «Υγεία αυτόματο»

**Επιπλέον, κάθε μέρα το απόγευμα:**

— πρόγραμμα «Υγεία της γυναίκας»



**3<sup>ος</sup> μήνας: «Ολικός καθαρισμός αυτόματος»**

**4<sup>ος</sup> μήνας,** καθημερινά, εναλλάξ μεταξύ τους κατά τις πρωινές ώρες:

— «**Ευ ζην αυτόματο**»

— «**Υγεία αυτόματο**»

**Επιπλέον, κάθε μέρα το απόγευμα:**

— πρόγραμμα «**Υγεία της γυναίκας**»

## **15. ΣΕΤ προγράμματος «Διαχείριση σωματικού βάρους»**

Για βοήθεια στην απώλεια βάρους και στην ρύθμιση της όρεξης.

**Προσοχή!** Για βέλτιστα αποτέλεσμα, πριν από την εφαρμογή του συγκεκριμένου ΣΕΤ, συνιστάται πρωτίστως η μείωση του ταξικού φορτίου και η αποκατάσταση των διαδικασιών αυτορρύθμισης, χρησιμοποιώντας τα βασικά προγράμματα («**Ευ ζην αυτόματο**», «**Υγεία αυτόματο**», «**Ολικός καθαρισμός αυτόματο**») του ΣΕΤ «**Τέλος στα παράσιτα**» κατά τη διάρκεια 3-4 μηνών.

**4-6<sup>ος</sup> μήνας :** «**Υψηλός τόνος αυτόματο**» και «**Υγιής μεταβολισμός αυτόματο**» κάθε δεύτερη ημέρα, εναλλάξ μεταξύ τους κατά τις πρωινές ώρες.

**Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα ΣΕΤ προγραμμάτων, ανατρέξτε στον ιστότοπο της εταιρείας [www.deholding.info](http://www.deholding.info) στην ενότητα «Προϊόντα» - «ΣΕΤ προγραμμάτων».**

Με την τακτική και ορθή χρήση των συσκευών DeVita Mini κάθε χρήστης μπορεί να βιώσει θεαματικά αποτελέσματα ανάκαμψης, νεότητας και μακροζωίας.





Устройство для гармонизации  
и корректировки  
естественных  
электромагнитных излучений  
природных биосистем

DeVita Ritm  
Модель Mini

Методические рекомендации

## Введение

Уникальный прибор не имеющий аналогов в мире. Необходим каждому человеку для поддержания высокого коэффициента здоровья в условиях современного мира. Прибор используют для защиты от стресс-факторов, поддержания гомеостаза, улучшения работоспособности, предотвращения преждевременного старения.

## Метод работы

Действие прибора основано на разработках ученых Р. Фолля, Х. Шиммеля, А.Ф. Крамера и других, занимавшихся изучением электромагнитного излучения организма. По их исследованиям, каждый орган имеет свои собственные колебания, которые у ослабленных органов отличаются от здоровых. Устройство DeVita Ritm Mini имеет отдельные биорезонансные частоты малой интенсивности для различных органов и систем, имитирующие колебания здоровых органов. Воздействие этих частот «перенастраивает» организм на здоровую волну, что, в результате, приводит к повышению резервов адаптации и восстановлению процессов саморегуляции.

## Возможности прибора

В прибор входят 15 базовых комплексов, состоящих из ручных и автоматических программ. Каждый пользователь может создавать свои уникальные комплексы (всего прибор вмещает до 50) и имеет возможность закидывать новые комплексы и программы, которые будут создаваться специалистами компании.

## Время использования

Прибор DeVita Ritm Mini целесообразно применять в первой половине дня, также когда есть необходимость. Располагать устройство необходимо тыльной стороной к себе.

Для комплексного решения проблем со здоровьем, поддержания высокого тонуса и резервов адаптации рекомендуем задействовать приборы DeVita Energy Mini в утреннее время и DeVita AP Mini в вечернее или ночное.

Методика использования приборов DeVita описана в комплексах.

## Комплексы

- |                            |                      |                      |
|----------------------------|----------------------|----------------------|
| 1. Общий список программ 1 | 6. Стоп бессонница   | 11. Стоп паразиты    |
| 2. Общий список программ 2 | 7. Без простуды      | 12. Стоп аллергия    |
| 3. Сердце и сосуды         | 8. Движение без боли | 13. Здоровье мужчины |
| 4. Пищеварение без проблем | 9. Для спортсменов   | 14. Здоровье женщины |
| 5. Стоп стресс             | 10. Чистая кожа      | 15. Стройная фигура  |

### 1. Комплекс «Общий список программ 1»

- |                                 |                              |
|---------------------------------|------------------------------|
| 1. 7 чакр                       | 30. Без отравлений автомат   |
| 2. Активная защита              | 31. Давление в норме автомат |
| 3. Антистресс                   | 32. Здоровый сон автомат     |
| 4. Кровообращения регуляция     | 33. Суставы без боли автомат |
| 5. Чистые почки                 | 34. Здоровые суставы автомат |
| 6. Чистая лимфа                 | 35. Мужское здоровье автомат |
| 7. Детоксикация                 | 36. Стоп подагра автомат     |
| 8. Пищеварение                  |                              |
| 9. Обмен веществ в норме        |                              |
| 10. Женское здоровье            |                              |
| 11. Мужское здоровье            |                              |
| 12. Здоровое сердце             |                              |
| 13. Здоровый сон                |                              |
| 14. Гормоны в норме             |                              |
| 15. Кишечник без проблем        |                              |
| 16. Суставы без воспаления      |                              |
| 17. Суставы без боли            |                              |
| 18. Иммунная защита             |                              |
| 19. Клеточное дыхание           |                              |
| 20. Здоровые почки              |                              |
| 21. Вегетативная регуляция      |                              |
| 22. Здоровые суставы            |                              |
| 23. Без простатита              |                              |
| 24. Нервное равновесие          |                              |
| 25. Здоровый день автомат       |                              |
| 26. Здоровье автомат            |                              |
| 27. Полное очищение автомат     |                              |
| 28. Высокий тонус автомат       |                              |
| 29. Здоровый метаболизм автомат |                              |

## 2. Комплекс «Общий список программ 2»

- |                           |                          |                             |
|---------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1. Сердечный ритм в норме | 9. После тренировки      | 17. Красивая кожа           |
| 2. Здоровое зрение        | 10. Без аллергенов       | 18. Красивые волосы и ногти |
| 3. Хорошее настроение     | 11. Антиварикоз          | 19. Без простуды автомат    |
| 4. Стоп травмы            | 12. Голова без боли      | 20. Здоровье кожи           |
| 5. Женская сексуальность  | 13. Сахар в норме        | и волос автомат             |
| 6. Мужская сексуальность  | 14. Оперативная память + |                             |
| 7. Предтреник             | 15. Антипростуда         |                             |
| 8. Тренировка             | 16. Дыши легко           |                             |

### Описание автоматических программ

Название	На что направлена	Время работы
Здоровый день автомат	Улучшает кровоснабжение органов и тканей, активизирует работу выделительных систем, способствует улучшению обмена веществ, правильному распределению энергетического баланса, снимет нервное напряжение, усиливает защитные функции организма. Составлены в соответствии с суточной биологической активностью органов.	5:21
Здоровье автомат	Корректирует состояние иммунной системы при простудных вирусных заболеваниях, улучшает клеточный метаболизм, что способствует более быстрому очищению от токсинов. А также помогает восстановить нарушенную в процессе болезни работу систем и органов.	8:03
Полное очищение автомат	Активизирует работу выделительных систем, выводит токсины, повышает адаптационные резервы и защитные силы организма. Составлены в соответствии с суточной биологической активностью органов	14:10
Высокий тонус автомат	Способствует снятию токсической нагрузки с печени, почек и лимфатической системы, активизирует их работу, улучшает кровообращение. Запускает естественные процессы омоложения.	6:20
Здоровый метаболизм автомат	Гармонизирует работу организма, регулирует деятельность вегетативной нервной системы, стабилизирует аппетит, активизирует работу органов пищеварения и выделения. Способствует нормализации обменных процессов и психоэмоционального состояния, снижению массы тела и улучшению качества жизни.	6:00

Без отравлений автомат	Уменьшает вредное воздействие на организм токсинов (пищевых, медикаментозных, алкогольных). Помогает нейтрализовать и скорее вывести их из кишечника и печени, снижая нагрузку на эти органы.	2:26
Давление в норме автомат	Снимает спазм сосудов, нормализует давление. Восстанавливает работу сердца и почек, нормализуя клеточный метаболизм, снижая гипоксию и освобождая от токсинов. Улучшает кровоснабжение органов, способствует снижению отечности.	6:07
Здоровый сон автомат	Снимает психологическую нагрузку, расслабляет центральную нервную систему, улучшает качество и продолжительность сна.	3:06
Суставы без боли автомат	Расслабляет напряженные мышцы, улучшает состояние связочного аппарата, активизирует кровоснабжение, уменьшает боль и воспаление в суставах и позвоночнике. Эффективна при активной нагрузке на опорно-двигательный аппарат, травмах.	3:06
Здоровые суставы автомат	Снимает воспаление и боль в суставах и позвоночнике. Улучшает их кровоснабжение и питание. Способствует восстановлению поврежденных тканей суставов, в том числе, суставных хрящей и синовиальной оболочки, а также окружающих тканей: связок, сухожилий и мышц. Эффективна при любых проблемах с суставами: артрита, артрозы, тугоподвижность.	5:22
Здоровье кожи и волос автомат	Улучшает кровоснабжение кожи, корректирует работу сальных и потовых желез, что усиливает кожный иммунитет и уменьшает проявление бактериальных и грибковых поражений. А также улучшает кровообращение в капиллярах волосяных фолликул и ложа ногтевых пластин, способствуя усиленному питанию волос и ногтей.	3:36
Без простуды автомат	Применяется во время простудных заболеваний и аллергических реакциях (поллиноз). Снимает воспаление и уменьшает респираторное проявление простуды и аллергии: отечность, заложенность носа, кашель.	3:31
Мужское здоровье автомат	Способствует нормализации работы предстательной железы, общему оздоровлению мочеполовой системы у мужчин, повышает активность и сексуальную выносливость. Также помогает предотвратить появление проблем, связанных с нарушением функции органов МПС.	3:31

Стоп подагра автомат	Нормализует обмен веществ в организме, регулирует баланс К, Са, Na, Р. Снимает воспаления в суставах, уменьшает отечность, способствует выводу солей и токсинов. Улучшает функциональное состояние почек.	6:07
----------------------	---	------

**Внимание!** В зависимости от степени интоксикации организма при воздействии автопрограммы «Полное очищение автомат» в первые дни использования могут появляться неприятные ощущения, тошнота, головная боль, усилиться моче- и потоотделение, участиться процесс дефекации и др).

Старайтесь пить больше чистой питьевой воды, принимайте душ 2 раза в день. Если есть серьезные хронические заболевания, то первые 2 недели используйте программу через день.

### 3. Комплекс «Сердце и сосуды»

Применяют при проблемах с сердечно-сосудистой и лимфатической системами.

**1 месяц** ежедневно чередуя друг с другом через день:

- «Здоровый день автомат»
- «Здоровье автомат»

Дополнительно ежедневно во второй половине дня:

- при нестабильности давления (отклонения от нормы) – «Даление в норме автомат»

**По необходимости:**

- программа «Сердечный ритм в норме», «Антиварикоз», «Голова без боли»

**2 месяц** ежедневно чередуя друг с другом через день:

- «Здоровый день автомат»
- «Здоровье автомат»

— дополнительные программы первого месяца ежедневно во второй половине дня.

**3 месяц:** «Полное очищение автомат»

**4 месяц:**

- «Здоровый день автомат»
- «Здоровье автомат»

— дополнительные программы первого месяца ежедневно во второй половине дня.



## 4. Комплекс «Пищеварение без проблем»

При хронических проблемах с органами ЖКТ и как дополнительное средство при отравлениях.

**1 месяц** ежедневно чередуя друг с другом через день:

- «Здоровый день автомат»
- «Здоровье автомат»

**По необходимости ежедневно во второй половине дня:**

- при нарушении работы кишечника, печени, желчного пузыря – программа – «Кишечник без проблем»
- при нестабильности уровня сахара в крови – «Сахар в норме»

**2 месяц** ежедневно чередуя друг с другом через день:

- «Здоровый день автомат»
- «Здоровье автомат»
- программы по необходимости во второй половине дня

**3 месяц:** «Полное очищение автомат»

**4 месяц** ежедневно чередуя друг с другом через день:

- «Здоровый день автомат»
- «Здоровье автомат»
- программы по необходимости во второй половине дня

**При отравлениях:**

- «Без отравлений автомат» – ежедневно в течение 3-5 дней.

## 5. Комплекс «Стоп стресс»

При стрессовом напряжении, ощущении усталости, снижении работоспособности, депрессивных состояниях.

**1 месяц** ежедневно чередуя друг с другом через день:

- «Здоровый день автомат»
- «Здоровье автомат»

**По необходимости** во второй половине дня:

- для улучшения процесса запоминания, снятия умственного утомления – программа – «Оперативная память +»
- для снижения высокой стрессовой нагрузки – «Нервное равновесие»
- при угнетенном состоянии, депрессии – «Хорошее настроение»

**2 месяц** ежедневно чередуя друг с другом через день:

- «Здоровый день автомат»
- «Здоровье автомат»
- программы по необходимости во второй половине дня

**3 месяц:** «Полное очищение автомат»

**4 месяц** ежедневно чередуя друг с другом через день:

- «Здоровый день автомат»
- «Здоровье автомат»
- программы по необходимости во второй половине дня

## 6. Комплекс «Стоп бессонница»

При состоянии нервного возбуждения, проблемах с засыпанием, нарушении сна.

**1 месяц** ежедневно чередуя друг с другом через день:

- «Здоровый день автомат»
- «Здоровье автомат»

**По необходимости:**

- При регулярных проблемах с засыпанием — программа «Здоровый сон», ежедневно за 2 часа до сна.
- при нарушении сна в результате депрессии — программы «Хорошее настроение» и «Здоровый сон», ежедневно за 3 часа до сна
- при нарушении сна в следствие нервного перенапряжения – «Здоровый сон автомат», ежедневно за 3 часа до сна

**2 месяц** ежедневно чередуя друг с другом через день:

- «Здоровый день автомат»
- «Здоровье автомат»
- программы по необходимости

**3 месяц:** «Полное очищение автомат»

**4 месяц** ежедневно чередуя друг с другом через день:

- «Здоровый день автомат»
- «Здоровье автомат»
- программы по необходимости

## 7. Комплекс «Без простуды»

Для профилактики простудных заболеваний, а также облегчения состояния при бактериальных и вирусных инфекциях.

В сезон простудных заболеваний, при переохлаждении организма – ежедневно чередуя друг с другом через день:

- **«Здоровый день автомат»**
- **«Здоровье автомат»**

При первых признаках простудных заболеваний (кроме гриппа), чередуя друг с другом через день:

- **«Здоровый день автомат»**
- **«Здоровье автомат»**

**Дополнительно** ежедневно в течение 5-7 дней:

- программа **«Антипростуда»** или **«Без простуды автомат»** – при наличии кашля.

При первых признаках заболевания гриппом ежедневно в течение 5-7 дней, чередуя друг с другом через день:

- **«Здоровый день автомат»**
- **«Здоровье автомат»**

**Дополнительно** в последующие 10-12 дней: **«Без простуды автомат»**.

## 8. Комплекс «Движение без боли»

При проблемах с опорно-двигательным аппаратом: болевых ощущениях, воспалениях суставов, мышц, позвоночника, травмах.

**1 месяц** ежедневно чередуя друг с другом через день:

- **«Здоровый день автомат»**
- **«Здоровье автомат»**

**Дополнительно** ежедневно во второй половине дня:

— при активной физической нагрузке на суставы и позвоночник, посттравматических воспалительных проявлениях – **«Суставы без боли автомат»**

— при любых проблемах с суставами и предупреждения их обострения – **«Здоровые суставы автомат»**

— для облегчения состояния суставов при подагре – **«Стоп подагра автомат»**

**2 месяц** ежедневно чередуя друг с другом через день:

— «Здоровый день автомат»

— «Здоровье автомат»

— дополнительные программы первого месяца ежедневно во второй половине дня.

**3 месяц:** «Полное очищение автомат»

**4 месяц** ежедневно чередуя друг с другом через день:

— «Здоровый день автомат»

— «Здоровье автомат»

— дополнительные программы первого месяца ежедневно во второй половине дня.

## 9. Комплекс «Для спортсменов»

При интенсивных физических нагрузках, травмах, а также с целью снижения токсической нагрузки и быстрого восстановления после тренировок.

**1 месяц** ежедневно чередуя друг с другом через день:

— «Здоровый день автомат»

— «Здоровье автомат»

**Дополнительно:**

— программа «Предтреник», за 1,5 часа до тренировки

— программа «Тренировка», во время тренировочного процесса

— программа «После тренировки», после активных физических нагрузок

**2 месяц** ежедневно чередуя друг с другом через день:

— «Здоровый день автомат»

— «Здоровье автомат»

— дополнительные программы первого месяца

**3 месяц:** «Полное очищение автомат»

**4 месяц** ежедневно чередуя друг с другом через день:

— «Здоровый день автомат»

— «Здоровье автомат»

— дополнительные программы первого месяца

## 10. Комплекс «Чистая кожа»

При воспалительных процессах на коже, грибковом отягощении волос и ногтей, герпетическом отягощении (опоясывающий лишай).

**1 месяц** ежедневно чередуя друг с другом через день:

— «Здоровый день автомат»

— «Здоровье автомат»

**Дополнительно** ежедневно во второй половине дня:

— «Здоровье кожи и волос автомат»

**2 месяц** ежедневно чередуя друг с другом через день:

— «Здоровый день автомат»

— «Здоровье автомат»

**Дополнительно** ежедневно во второй половине дня:

— «Здоровье кожи и волос автомат»

**3 месяц:** «Полное очищение автомат»

**4 месяц** ежедневно чередуя друг с другом:

— «Здоровый день автомат»

— «Здоровье автомат»

**Дополнительно** ежедневно во второй половине дня:

— «Здоровье кожи и волос автомат»

## 11. Комплекс «Стоп паразиты»

Для поддержания здоровья у группы риска: владельцев домашних животных, садовых участков, путешественников, семьям с детьми до 12 лет. При изменении аппетита, необъяснимых болях, воспалении, появлении аллергии.

**1 месяц** ежедневно чередуя друг с другом через день:

— «Здоровый день автомат»

— «Здоровье автомат»

**Дополнительно** ежедневно во второй половине дня:

— программа «Кишечник без проблем»

**2 месяц** ежедневно чередуя друг с другом через день:

— «Здоровый день автомат»

— «Здоровье автомат»

**Дополнительно** ежедневно во второй половине дня:

— программа «Кишечник без проблем»

**3 месяц: «Полное очищение автомат»**

**4 месяц** ежедневно чередуя друг с другом через день:

— «Здоровый день автомат»

— «Здоровье автомат»

**Дополнительно** ежедневно во второй половине дня:

— программа «Кишечник без проблем»

## 12. Комплекс «Стоп аллергия»

При различных аллергических реакциях: на пищу, пыль, домашних животных, пыльцу растений..

**1 месяц** ежедневно чередуя друг с другом через день:

— «Здоровый день автомат»

— «Здоровье автомат»

**Дополнительно** ежедневно во второй половине дня:

— программа «Без аллергенов»

**По необходимости:** для облегчения симптомов аллергии программа «Без простуды автомат».

**2 месяц** ежедневно чередуя друг с другом через день:

— «Здоровый день автомат»

— «Здоровье автомат»

**Дополнительно** ежедневно во второй половине дня:

— программа «Без аллергенов»

**По необходимости:** для облегчения симптомов аллергии программа «Без простуды автомат».

**3 месяц: «Полное очищение автомат»**

**4 месяц** ежедневно чередуя друг с другом через день:

— «Здоровый день автомат»

— «Здоровье автомат»

**Дополнительно** ежедневно во второй половине дня:

— программа «Без аллергенов»

**По необходимости:** для облегчения симптомов аллергии программа «Без простуды автомат».

**Внимание!** При поллинозе курс необходимо начинать за 2 месяца до цветения растений. Стойкий положительный результат по решению проблем с аллергией можно получить при регулярном использовании программ комплекса на протяжении 6 месяцев.

### 13. Комплекс «Здоровье мужчины»

При психологических и функциональных проблемах с органами мужской мочеполовой системы.

**1 месяц** ежедневно чередуя друг с другом через день:

- «Здоровый день автомат»
- «Здоровье автомат»

**Дополнительно** ежедневно во второй половине дня:

- при воспалении органов мочеполовой системы и проблемах с потенцией – «Мужское здоровье автомат»
- при снижении мужской половой функции и предупреждения возникновения проблем МПС программа «Мужское здоровье»

**По необходимости:** при психологической проблеме дисфункции – программа «Мужская сексуальность».

**2 месяц** ежедневно чередуя друг с другом через день:

- «Здоровый день автомат»
- «Здоровье автомат»
- дополнительные программы первого месяца во второй половине дня

**3 месяц:** «Полное очищение автомат»

**4 месяц** ежедневно чередуя друг с другом через день:

- «Здоровый день автомат»
- «Здоровье автомат»
- дополнительные программы первого месяца во второй половине дня

### 14. Комплекс «Здоровье женщины»

При функциональных нарушениях женской мочеполовой системы, для гармонизации работы организма в предменструальный и климактерический период.

**1 месяц** ежедневно чередуя друг с другом через день:

- «Здоровый день автомат»
- «Здоровье автомат»

**Дополнительно** ежедневно во второй половине дня:

— программа «Женское здоровье»

**По необходимости:** при снижении либидо программа «Женская чувственность».

**2 месяц** ежедневно чередуя друг с другом через день:

— «Здоровый день автомат»

— «Здоровье автомат»

**Дополнительно** ежедневно во второй половине дня:

— программа «Женское здоровье»

**3 месяц:** «Полное очищение автомат»

**4 месяц** ежедневно чередуя друг с другом через день:

— «Здоровый день автомат»

— «Здоровье автомат»

**Дополнительно** ежедневно во второй половине дня:

— программа «Женское здоровье»

## 15. Комплекс «Стройная фигура»

Для мягкого комфортного снижения веса, регулирования аппетита.

**Внимание!** Для получения наиболее эффективного результата перед применением данного комплекса, рекомендуем сначала снизить возможную токсическую нагрузку, восстановить процессы саморегуляции, используя основные режимы («Здоровый день автомат», «Здоровье автомат», «Полное очищение автомат») комплекса «Стоп паразиты» в течение 3-4 месяцев.

**4-6 месяц:** режимы «Высокий тонус автомат» и «Здоровый метаболизм автомат» через день чередуя друг с другом в дневное время

**Подробную информацию по комплексам смотрите на сайте компании [www.deholding.info](http://www.deholding.info) в разделе «Продукция» – «Комплексы».**

При регулярном, правильном использовании приборов DeVita серии Mini любой пользователь получит однонаправленный положительный результат эффективного оздоровления, молодости и долголетия.





[www.deholding.info](http://www.deholding.info)

Deta-Elis Europa GmbH  
Kaiserstrasse 74,  
63065 Offenbach, Germany