



Лабораторные весы DL



Модельный ряд

Весы		Max, г	d, г	e, г	Min, г	Класс точности	Размер плат- формы, мм
	DL-63	60	0,001	0,01	0.02	II	80
	DL-123	120	0,001	0,01	0.02	II	80
	DL-213	210	0,001	0,01	0.02	II	80
	DL-313	310	0,001	0,01	0.02	II	80
	DL-413	410	0,001	0,01	0.02	II	80
	DL-513	510	0,001	0,01	0.02	II	80
	DL-122	120	0,01	0,01	0.2	II	130
	DL-212	210	0,01	0,01	0.2	II	130
	DL-312	310	0,01	0,01	0.2	II	130
	DL-612	610	0,01	0,1	0.5	II	130
	DL-1102	1100	0,01	0,1	0.5	II	160
	DL-2102	2100	0,01	0,1	0.5	II	160
	DL-3102	3100	0,01	0,1	0.5	II	160
	DL-4102	4100	0,01	0,1	0.5	II	160
	DL-5102	5100	0,01	0,1	0.5	II	160
	DL-6101	6100	0,1	1	5	II	200x200
	DL-10001	10000	0,1	1	5	II	200x200
	DL-15001	15000	0,1	1	5	II	200x200
	DL-6000	6000	1	1	20	III	200x200

Функции и комплект поставки:

- Счетный и процентный режимы взвешивания.
- Питание от сети 220В/50Гц через адаптер, входящий в комплект поставки, а также от сухих батарей типа АА.
- Жидкокристаллический дисплей с размером символов 28 мм и яркой подсветкой с возможностью автоотключения.
- Инфракрасные сенсоры для управления функциями учета тары и калибровки.
- Взвешивание в граммах и каратах для работы с драгоценными металлами и камнями.
- Ветрозащитная витрина для весов с ценой деления 0,001 г входит в комплект поставки.
- Интерфейс RS-232C в стандартной комплектации для подключения к персональному компьютеру позволяет вести прокол измерений.
- Для весов с пределом взвешивания до 610 г калибровочная гиря в комплекте.



ООО «ДЭМКОМ»
Москва, ул. Амурская, д.1, стр. 30
Тел. (499) 670-99-01
demcom@demcom.ru
www.demcom.ru

Дилер: