

Программа REM440 - Технические характеристики

Медицинский знак CE:	Знак CE указывает, что Interacoustics A/S удовлетворяет требованиям Приложения II Директивы о приборах медицинского назначения 93/42/ЕЕС. Качество системы было утверждено Институтом стандартов и безопасности Германии (TUV) – идентификационный № 0123.	
Стандарты Измерения в "реальном" ухе:	IEC 61669, ISO 12124, ANSI S3.46.	
Стимулы:	Тон трели, чистый тон, случайный шум, псевдослучайный шум, белый шум с ограниченной полосой частот, чирикание, ICRA, реальная речь, любой другой звуковой файл (доступна автоматическая калибровка).	
Диапазон частот:	100 Гц – 10 кГц	
Точность частоты:	Меньше чем $\pm 1\%$	
Искажение:	Меньше чем 2%	
Диапазон интенсивности:	40 - 90 дБ	
Точность интенсивности:	Меньше чем $\pm 1,5\%$	
Диапазон измерения интенсивности:	Зондовый микрофон 40-145 SPL дБ ± 2 дБ.	
Разрешающая способность по частоте:	1/3, 1/6, 1/12, 1/24 октавы или 1024 точка FFT.	
Зондовый микрофон:	Интенсивность: 40 - 140 дБ	
Эталонный микрофон:	Интенсивность: 40 - 100 дБ	
Точность интенсивности:	Меньше чем $\pm 1,5$ дБ	
Перекрестный разговор	Перекрестный разговор в зонде и трубке зонда изменит полученные результаты с менее, чем 1 дБ на любой частоте.	
Доступные исследования:	REUR REIG RECD REAR REAG	REOR REOG REUG Вход – Выход
Совместимое программное обеспечение:	Noah 4.0, Noah 3.0, OtoAccess™ и XML-совместимые	