

1.3 Описание продукта

Eclipse – многофункциональное скрининговое и/или диагностическое устройство, связанное с интегрированными аудиологическими программными модулями персонального компьютера (ПК). В зависимости от установленных программных модулей и лицензий, оно способно выполнять следующие задачи (посредством OtoAccess™):

- Регистрация коротко-, средне- и длиннолатентных потенциалов (EP15/25)
- Регистрация вестибулярных вызванных миогенных потенциалов (VEMP)
- Регистрация задержанной вызванной отоакустической эмиссии (TEOAE25)
- Регистрация отоакустической эмиссии на частоте продукта искажения (DPOAE20)
- Скрининг младенцев путем регистрации слуховых стволомозговых вызванных потенциалов (ABRIS)
- Регистрация стационарных слуховых вызванных потенциалов (ASSR)

Комплектация системы:

EP15/EP25/VEMP

Eclipse
Предусилитель EPA
Электродный адаптер EPA4
Шнур USB
Шнур питания
LBK15
В/ушные телефоны EarTone ABR с вкладышами
В/ушные вкладыши для новорожденных 4.0 мм, 3.5 мм
Стандартные электродные шнуры ETB с кнопочными разъемами
Шнуры с электродами-зажимами
Тюбик геля NuPrep 4 унции / 114 г (SPG15)
Марлевые салфетки Кнопочные электроды с нанесенным гелем PEG15 (25 шт.)
Спиртовые салфетки
Электродная паста Ten20, в банке 8 унций / 228 г
Программное обеспечение EP15/25/VEMP
Программное обеспечение OtoAccess™
Руководство пользователя на CD
Дополнительная информация на CD

EP25:

Стартовый комплект для ЭКоХГ, состоящий из шнуров, геля и 2 электродов

DPOAE20/TEOAE25

DPOAE20
Eclipse
Зонд ОАЭ в сборе
Шнур питания
Шнур USB
Программное обеспечение DPOAE20
Набор вкладышей BET25
Инструмент для чистки
Наконечники зонда
Программное обеспечение OtoAccess™
Руководство пользователя
Дополнительная информация

TEOAE25

Eclipse
Зонд ОАЭ в сборе
Шнур питания в соответствии с региональным стандартом
Соединительный шнур USB
Программное обеспечение TEOAE25
Набор вкладышей BET25 для ОАЭ
Инструмент для чистки
Наконечник зонда
Программное обеспечение OtoAccess™
Руководство пользователя на CD
Дополнительная информация на CD

ABRIS

Eclipse
Предусилитель EPA
Электродный адаптер EPA4
Шнур USB
Шнур питания
В/ушные телефоны EarTone ABR с вкладышами
В/ушные вкладыши для новорожденных 4.0 мм, 3.5 мм
Стандартные электродные шнуры ETB с кнопочными разъемами
Тюбик геля NuPrep 4 унции / 114 г (SPG15)
Марлевые салфетки
Кнопочные электроды с нанесенным гелем PEG15 (25 шт.)
Спиртовые салфетки
Электродная паста Ten20, в банке 8 унций / 228 г
Программное обеспечение ABRIS
Программное обеспечение OtoAccess™
Руководство пользователя на CD
Дополнительная информация на CD

ASSR

Eclipse
Предусилитель EPA
Электродный адаптер EPA4
Шнур USB
Шнур питания
В/ушные телефоны EarTone ABR с вкладышами
В/ушные вкладыши для новорожденных 4.0 мм, 3.5 мм
Стандартные электродные шнуры ETB с кнопочными разъемами
Тюбик геля NuPrep 4 унции / 114 г (SPG15)
Марлевые салфетки
Кнопочные электроды с нанесенным гелем PEG15 (25 шт.)
Спиртовые салфетки
Электродная паста Ten20, в банке 8 унций / 228 г
Программное обеспечение ASSR
Программное обеспечение OtoAccess™
Руководство пользователя на CD
Дополнительная информация на CD

Дополнительные комплектующие:

Ознакомьтесь с брошюрой Sanibel Disposables & Accessories (www.interacoustics.com) или обратитесь к вашему дистрибьютору.