

«О ведении журнала учета»

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Согласно п. 8.1 РУКОВОДСТВА Р 3.5.1904-04, «Общие требования к эксплуатации бактерицидных установок»

На помещения с бактерицидными установками должен быть оформлен акт ввода их в эксплуатацию (Прилож. 2) и заведен журнал регистрации и контроля (Прилож. 3).

В журнале должна быть таблица регистрации очередных проверок бактерицидной эффективности установок, концентрации озона, а также данные учета продолжительности работы бактерицидных ламп.

Эксплуатация бактерицидных облучателей должна осуществляться в строгом соответствии с требованиями, указанными в паспорте и инструкции по эксплуатации

В паспорте медицинского изделия РУ: № РЗН 2020\11080 от 23.11.2020, выданного согласно регистрационного досье на медицинское изделие № РД – 30171/70012 от 27.11.2019, Установка для обеззараживания и очистки воздуха фотокаталитическая "Амбилайф" по ТУ 32.50.50-001-63489137-2018:

1. Соответствует кодам медицинского изделия 152700, 152690 – очиститель воздуха, фильтрующий высокоэффективный - не теряет эффективности в течение всего срока эксплуатации.
2. Не является источником озона - не повышает концентрацию озона
3. Не использует бактерицидные лампы - снабжена светодиодным УФ модулем (патент 2664447) не требующем замены в течение всего срока эксплуатации.

Также в паспорте установки указано: ведения журналов учета не требуется.

Генеральный директор ООО «МедиВайт»



 Борцова О.С.