

# ОСВЕТИТЕЛЬ ТАБЛИЦ (Аппарат Ротта АРД)

## Паспорт и инструкция по эксплуатации устройства

### ОСВЕТИТЕЛЬ ТАБЛИЦ

#### 1. Назначение

Осветитель таблиц (Аппарат Ротта АРД) - предназначен для определения остроты зрения, визуса и подбора корректирующих очков методом субъективной пробы. Применяется в офтальмологических отделениях клиник и больниц, поликлиниках, в оптических салонах и магазинах оптики при подборе очков оптометристами.

#### 2. Технические характеристики

Габаритные размеры: 630х525х83

Кол-во таблиц входящих в комплект - 5 шт.

Масса не более 3.5 кг

Напряжение питания - 230В, 50Гц

Освещенность в центре таблицы лк. Не менее - 700

#### 3. Комплектация

Корпус..... 1 шт.

Светильник с люминисцентной лампой..... 1 шт.

Таблица Головина-Сивцева - кольца Ландольта..... 1 шт.

Таблица Головина-Сивцева - буквы ..... 1 шт.

Таблица Ш - типа..... 1 шт.

Таблица Орлова-Сивцева (детская)..... 1 шт.

Таблица для проверки остроты зрения вблизи..... 1 шт.

Указка пластиковая..... 1 шт.

Окклюдер..... 1 шт.

Паспорт..... 1 шт.

#### 4. Хранение

Хранить в помещении с температурой от 10 до 35 градусов тепла и относительной влажности до 80%. При этом необходимо раз в неделю протирать аппарат от пыли.

ООО «НПП Таглер» Россия, 107076, г. Москва,  
Богородский вал, 3, строение 29, эт. 1, пом. III, ком. 8,9  
Тел.: +7 (495) 963-74-81