

Otowave : 102-1 : 102-4

Ручные портативные тимпанометры



Технические характеристики

Тимпанометрия	
Зондирующий тон:	226 Гц +/- 0,2%, 85 дБ +/- 2 дБ
Диапазон давления:	от + 200 даПа до - 400 даПа +/- 10 даПа или +/- 10%
Направление изменения давления:	от положительного к отрицательному
Диапазон измерения объема:	от 0,2 мл до 5 мл +/- 0,1 мл или +/- 5%, в зависимости от того, какая величина больше
Анализ тимпанограммы:	уровень пика податливости, уровень давления пика податливости, градиент и эквивалентный объем слухового прохода

Измерения рефлексов	
Otowave 102-1:	1 кГц +/- 0,2%
Otowave 102-4:	500 кГц, 1 кГц, 2кГц и 4 кГц +/- 0,2%
Диапазон рефлекса:	от 85 до 100 дБ нПС (настраивается с шагом 5 или 10 дБ)
Диапазон измерения рефлекса:	от 0,01 мл до 0,5 мл +/- 0,01 мл
Анализ рефлекса:	максимальная амплитуда рефлекса и прошел/не прошел для каждого тестового уровня

Управление данными	
Внутренняя память прибора:	на 30 пациентов Идентификация записи о пациенте Передача данных на принтер или в компьютерное приложение
Электронное хранение данных (требования к компьютеру)	NOAH aud модуль Импендансный модуль Amplivox Инфракрасный порт IrDA
Печать	Скоростной портативный термопринтер Интерфейс - инфракрасный порт (IrDA 9600 бод). Печать также может быть осуществлена через компьютерное приложение



Физические параметры

Источники питания:	4 щелочные батареи тип AA или 4 аккумуляторных батареи NiMH ($\geq 2,3$ Ah)
Габариты прибора:	длина 210 мм x ширина 80 мм x высота 40 мм
Вес:	380 г (включая батареи)

Соответствие стандартам


Тимпанометр Otowave отвечает соответствующим положениям следующих стандартов.	
Безопасность:	EN60601-1
Электромагнитная совместимость:	EN 60601-1-2
Импеданс:	EN60645-5 тимпанометр 2-го типа
Маркировка CE:	соответствует Директиве ЕС о медицинских устройствах

Комплектация

- Набор одноразовых ушных вкладышей
- 4 x 1.5V щелочные батареи тип AA
- Импендансный модуль Amplivox NOAH
- ampliSuite ПК приложение
- Руководство по эксплуатации
- Тестовые полости
- Чехол для переноски
- Скоростной портативный термопринтер (опция)



Измерения



Тимпанометрия: быстрота и точность при обследовании среднего уха являются необходимыми критериями, особенно при исследовании детей. Передовая технология прибора Otowave делает это возможным.

Рефлексометрия: осуществляется за счет универсальной функции, задаваемой пользователем и включающей в себя выбор рефлекса, чувствительности и уровней.

Otowave имеет большой дисплей, на который выводятся графические изображения рефлексов и результаты теста (положительные/отрицательные).

amplivox

Производитель:
Фирма Amplivox Ltd, 3800 Parkside, Solihull Parkway,
Birmingham Business Park, Birmingham,
West Midlands B37 7YG United Kingdom
Тел: +44 (0) 1865 880846 • E-mail: hello@amplivox.com

www.amplivox.com