

АНО «Национальный центр стандартизации и сертификации гражданского и служебного оружия»

Испытательная лаборатория АНО «Стандарт-Оружие»

Аттестат аккредитации № RA.RU.21МЖ38

125130, г. Москва, 2-ой Новоподмосковный пер., д. 4, тел. 8(499)-159-98-41, e-mail: anostguns@yandex.ru

Утверждаю
Руководитель ИЛВ.Е. Муzychuk
2016 г.

Протокол испытаний
холодного клинкового оружия
(конструктивно сходных с холодным оружием изделий)
№ 1033 от 05.12.2016 г.

Всего страниц -1

1. Исходные данные:

1.1 Основание для проведения работ	Решение ОС ГСО АНО «Стандарт-Оружие» от 15.11.2016 г. № 958
1.2 Сведения об объекте испытаний	Нож складной с фиксатором артикула P2063-691. Изготовлен «Viking» (Китай).
1.3 Дата получения объекта	05.12.2016 г.
1.4 Заказчик	ООО «Бинфа-Трейд» - г. Санкт-Петербург, пр.Обуховской обороны, д.76, к. 4, лит.А, оф. 625
1.5 Результаты идентификации объекта	Нож состоит из клинка и рукояти. Имеются фиксатор клинка и клипса. Клинок стальной, однолезвийный. Рукоять образована плашками из пластмассы. По результатам идентификации данный нож относится к конструктивно сходному с холодным оружием изделию - туристическому ножу, не относящемуся к оружию.



1.6 Нормативные и иные документы для проведения испытаний	«Типовая методика сертификационных испытаний холодного и метательного оружия и конструктивно сходных с ним изделий» (РД ИЛ-06).
1.7 Дата проведения испытаний	05.12.2016 г.

2. Средства измерения: 1. Линейка измерительная металлическая. 2. Штангенциркуль ШЦ-1.

3. Проверяемые характеристики и результаты испытаний:

Наименование характеристик	Требования ГОСТ Р 51501-99	Результаты испытаний
общая длина, мм	не регламентируется	201,0
длина клинка, мм	не более 150 (п.5.6)	79,0
длина рукояти, мм	не должна быть менее длины клинка (п.5.6)	122,0
толщина обуха мм	не регламентируется	2,8
ширина клинка, мм	не регламентируется	33,3
толщина рукояти, мм	не регламентируется	16,2
нож соответствует требованиям п. 5.6 ГОСТ Р 51501-99		

Примечание: 1. Длина клинка измерялась от острия до упора.

2. Результаты испытаний распространяются также на нож артикула P2063-692, являющийся аналогом ножа артикула P2063-691.

Испытатель

подпись

Б.З. Сагдиев
инициалы, фамилия

Полное или воспроизведение протокола допускается только с письменного разрешения руководителя лаборатории