

# ЛОКАЛИЗАЦИОННЫЕ ИГЛЫ



## BALON - игла для предоперационной локализации молочной железы

Иглы серии BALON используются для предоперационной локализации новообразований молочной железы, которые не удается определить пальпацией.

Два вида коннектора:

- Luer Lock (УЗИ);
- Slimline (Стереотаксис).

Два вида крючка:

- одинарный (код BO, BAL);
- двойной (код BOX, BALX).

Также для всех видов коннекторов доступен усиленный вариант исполнения (жесткая струна) с одинарным крючком (код BOS, BALS).


### Luer Lock

Одинарный крючок	Жесткая струна	Двойной крючок	Размер (Г x см)	Шт. / уп.
BO 2003	BOS 2003	BOX 2003	20 x 03	10
BO 2005	BOS 2005	BOX 2005	20 x 05	10
BO 2007	BOS 2007	BOX 2007	20 x 07	10
BO 2010	BOS 2010	BOX 2010	20 x 10	10
BO 2015	BOS 2015	BOX 2015	20 x 15	10
BO 2103	BOS 2103	BOX 2103	21 x 03	10
BO 2105	BOS 2105	BOX 2105	21 x 05	10
BO 2107	BOS 2107	BOX 2107	21 x 07	10
BO 2110	BOS 2110	BOX 2110	21 x 10	10
BO 2115	BOS 2115	BOX 2115	21 x 15	10

### Slimline

Одинарный крючок	Жесткая струна	Двойной крючок	Размер (Г x см)	Шт. / уп.
BAL 2003	BALS 2003	BALX 2003	20 x 03	10
BAL 2005	BALS 2005	BALX 2005	20 x 05	10
BAL 2007	BALS 2007	BALX 2007	20 x 07	10
BAL 2010	BALS 2010	BALX 2010	20 x 10	10
BAL 2015	BALS 2015	BALX 2015	20 x 15	10
BAL 2103	BALS 2103	BALX 2103	21 x 03	10
BAL 2105	BALS 2105	BALX 2105	21 x 05	10
BAL 2107	BALS 2107	BALX 2107	21 x 07	10
BAL 2110	BALS 2110	BALX 2110	21 x 10	10
BAL 2115	BALS 2115	BALX 2115	21 x 15	10

Возможна поставка любых других размеров на заказ.



### Характеристики:

- \* эхогенный наконечник обеспечивает точность наведения иглы под контролем ультразвука;
- \* передвижной ограничитель и канюля с сантиметровой шкалой для обеспечения точного размещения иглы по глубине;
- \* конструкция иглы с коннектором Luer Lock позволяет делать инъекции контрастного вещества и проводить аспирацию жидкости;
- \* срок стерилизации - 5 лет.